

Περιχειρίδες αρτηριακής πίεσης για ενήλικες ασθενείς

Η ολοκλήρωτη σειρά περιχειρίδων αρτηριακής πίεσης της Dräger είναι σχεδιασμένη για μεγαλύτερη άνεση των ασθενών, υψηλή ακρίβεια και βελτιωμένη ευκολία χρήσης σε οποιοδήποτε κλινικό περιβάλλον.

Περιχειρίδες για χρήση σε έναν μόνο ασθενή



Επαναχρησιμοποιήσιμες περιχειρίδες



Οφέλη

Νέος εργονομικός σχεδιασμός

Η νέα σειρά αναλώσιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων περιχειρίδων αρτηριακής πίεσης της Dräger προσφέρει βελτιωμένο σχεδιασμό για μεγαλύτερη άνεση των ασθενών και ευκολία χρήσης. Το σύστημα κλεισίματος επανασχεδιάστηκε ώστε να αποτρέπει τους δερματικούς ερεθισμούς και να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία.

Τώρα διαθέσιμες σε ένα εκτεταμένο εύρος μεγεθών με χρωματική κωδικοποίηση, για άριστη εφαρμογή ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την ηλικία του ασθενούς.

Μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων

Οι περιχειρίδες Dräger διατίθενται σε εννέα μεγέθη –για βρέφη έως και μεγαλόσωμους ενήλικες– και συμπεριλαμβάνουν μια ειδικά επισημασμένη σειρά προϊόντων: μια υποστήριξη για παχύσαρκους ασθενείς. Οι περιχειρίδες αρτηριακής πίεσης για νεογνά διατίθενται σε πέντε μεγέθη. Η χρωματική σήμανση και ο σχεδιασμός τους σας βοηθούν να επιλέξετε το σωστό μέγεθος περιχειρίδας και εξασφαλίζουν ότι οι γονείς και τα παιδιά τους αισθάνονται άνετα.

Ανεξάρτητα από τον σκοπό χρήσης, θα βρείτε μια περιχειρίδα αρτηριακής πίεσης Dräger που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών σας. Αυτές οι ποιοτικές περιχειρίδες σας βοηθούν να αυξήσετε την αποδοτικότητα σας, να υποστηρίξετε τη νοσοκομειακή υγιεινή και να βελτιώσετε την άνεση των ασθενών.

Μεγαλύτερη άνεση ασθενούς

Ο νέος σχεδιασμός των περιχειρίδων μας διαθέτει μια πιο ανατομική προσέγγιση τόσο για την τοποθέτηση στον βραχίονα όσο και στον μηρό. Με μαλακές, στρογγυλεμένες άκρες για μεγαλύτερη άνεση των ασθενών και ευκολότερο χειρισμό από τους φροντιστές. Η αυτοκόλλητη ταινία είναι τοποθετημένη κατά τρόπο που να μην έρχεται σε επαφή με το δέρμα, αποτρέποντας έτσι τους ερεθισμούς και καθιστώντας τις περιχειρίδες πιο ευέλικτες και άνετες.

Βελτιωμένη ασφάλεια του ασθενούς

Η ακριβής μέτρηση της αρτηριακής πίεσης εξαρτάται από τη σωστή εφαρμογή της περιχειρίδας. Η Dräger προσφέρει μια επιλογή διαφορετικών μεγεθών περιχειρίδας για τους ασθενείς σας. Οι περιχειρίδες Dräger χρησιμοποιούν χρωματική κωδικοποίηση και ευκρινή, ευνόητα σύμβολα ώστε να επιλέξετε την κατάλληλη για κάθε ασθενή. Οι περιχειρίδες Dräger ελέγχονται και εγκρίνονται για χρήση με τα συστήματα παρακολούθησης ασθενούς Dräger Infinity®.

Οι ενδείξεις αρτηρίας, δείκτη και εύρους είναι ορατές και στις δύο πλευρές της περιχειρίδας ώστε να διασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση. Ένας πρόσφατα αναπτυσσόμενος σύνδεσμος Dräger, που ανοίγει εύκολα με το ένα χέρι, αποτρέπει αποτελεσματικά τα σφάλματα σύνδεσης.

Οφέλη

Περιχειρίδες για χρήση σε έναν μόνο ασθενή - για εφαρμογές που τηρούν τα πρότυπα υγιεινής

Οι περιχειρίδες μας για χρήση σε έναν μόνο ασθενή υποστηρίζουν τη νοσοκομειακή υγιεινή και ροή εργασίας, παρέχοντας μια αναλώσιμη λύση περιχειρίδας για εφαρμογές όπου υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης ή λοίμωξης. Αυτές οι περιχειρίδες είναι ιδανικές για χρήση σε θαλάμους επειγόντων περιστατικών, αίθουσες χειρουργείου, και μονάδες λοιμώξεων ή εγκαυμάτων. Δεδομένου ότι η αυτοκόλλητη ταινία είναι τοποθετημένη απευθείας στη βελουτέ επιφάνεια, οι περιχειρίδες μπορούν να ρυθμιστούν για τη μέγιστη άνεση και την καλύτερη δυνατή εφαρμογή.

- Κατασκευάζονται από ανθεκτική πολυουρεθάνη
- Απαλή βελουτέ επιφάνεια
- Απαλλαγμένες από λατέξ, σιλικόνη

Επαναχρησιμοποιήσιμες περιχειρίδες - για συμβατικές εφαρμογές

Για τη συμβατική, καθημερινή χρήση, όπως στους απλούς θαλάμους νοσηλείας, συνιστούμε τη σειρά των επαναχρησιμοποιήσιμων περιχειρίδων μας. Ανθεκτικές και με εύκολο καθαρισμό, αυτές οι περιχειρίδες είναι σχεδιασμένες ώστε να

αντέχουν στη φθορά από την καθημερινή χρήση. Καλυμμένες με ένα απαλό υλικό που απωθεί την υγρασία, οι περιχειρίδες έχουν ευχάριστη αίσθηση στο δέρμα.

- Κατασκευάζονται από ανθεκτική πολυουρεθάνη
- Απαλλαγμένες από λατέξ, σιλικόνη και PVC
- Μαλακές, στρογγυλεμένες άκρες
- Πλένονται και βυθίζονται σε υγρό για εύκολη απολύμανση

Περιχειρίδες νεογνών - για χρήση σε πρόωρα βρέφη και νεογνά

Οι περιχειρίδες νεογνών είναι ιδιαίτερα απαλές για το δέρμα των βρεφών. Ο νέος σύνδεσμος των περιχειρίδων νεογνών έχει εύκολο χειρισμό και ανοίγει απλά με το ένα χέρι. Ο σχεδιασμός τους συμβάλλει στην αποφυγή της σύγχυσης μεταξύ της περιχειρίδας και των επεμβατικών καθετήρων, για παράδειγμα. Οι πολύχρωμες και φιλικές εικόνες στις περιχειρίδες είναι ευχάριστες για τα παιδιά και τους γονείς.

- Κατασκευάζονται από ανθεκτική πολυουρεθάνη
- Μαλακές, στρογγυλεμένες άκρες
- Το εξωτερικό μέρος της περιχειρίδας μπορεί να καθαριστεί με πανί
- Απαλλαγμένες από λατέξ, σιλικόνη και PVC
- Πολύχρωμες εικόνες φιλικές για παιδιά

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιχειρίδες για χρήση σε έναν μόνο ασθενή		Μέγεθος	Αριθμός εξαρτήματος	
Περιχειρίδα NBP XXS	αναλώσ., συσκευασία των 10	Νεογνικοί ασθενείς	8 – 13 / 13 cm	MP00924
Περιχειρίδα NBP XS	αναλώσ., συσκευασία των 10	Παιδιατρικοί ασθενείς	12 – 19 / 19 cm	MP00925
Περιχειρίδα NBP S	αναλώσ., συσκευασία των 10	Μικρόσωμοι ενήλικοι ασθενείς	17 – 25 / 29 cm	MP00926
Περιχειρίδα NBP M	αναλώσ., συσκευασία των 10	Ενήλικες ασθενείς	23 – 33 / 33 cm	MP00928
Περιχειρίδα NBP M+	αναλώσ., συσκευασία των 10	Ενήλικες ασθενείς, μακρύ μήκος	23 – 33 / 43 cm	MP00929
Περιχειρίδα NBP M++	αναλώσ., συσκευασία των 10	Ενήλικες ασθενείς, Extra	23 – 33 / 53 cm	MP00930
Περιχειρίδα NBP L	αναλώσ., συσκευασία των 10	Μεγαλόσωμοι ενήλικες ασθενείς	31 – 40 / 40 cm	MP00931
Περιχειρίδα NBP L+	αναλώσ., συσκευασία των 10	Μεγαλόσωμοι ενήλικες ασθενείς, μακρύ μήκος	31 – 40 / 55 cm	MP00932
Περιχειρίδα NBP XL	αναλώσ., συσκευασία των 10	Μηρός	38 – 50 / 50 cm	MP00934
Επαναχρησιμοποιήσιμες περιχειρίδες		Μέγεθος	Αριθμός εξαρτήματος	
Περιχειρίδα NBP XXS	επαναχρησιμοποιήσιμη	Νεογνικοί ασθενείς	8 – 13 / 13 cm	MP00911
Περιχειρίδα NBP XS	επαναχρησιμοποιήσιμη	Παιδιατρικοί ασθενείς	12 – 19 / 19 cm	MP00912
Περιχειρίδα NBP S	επαναχρησιμοποιήσιμη	Μικρόσωμοι ενήλικοι ασθενείς	17 – 25 / 29 cm	MP00913
Περιχειρίδα NBP M	επαναχρησιμοποιήσιμη	Ενήλικες ασθενείς	23 – 33 / 33 cm	MP00915
Περιχειρίδα NBP M+	επαναχρησιμοποιήσιμη	Ενήλικες ασθενείς, μακρύ μήκος	23 – 33 / 43 cm	MP00916
Περιχειρίδα NBP M++	επαναχρησιμοποιήσιμη	Ενήλικες ασθενείς, Extra	23 – 33 / 53 cm	MP00917
Περιχειρίδα NBP L	επαναχρησιμοποιήσιμη	Μεγαλόσωμοι ενήλικες ασθενείς	31 – 40 / 40 cm	MP00918
Περιχειρίδα NBP L+	επαναχρησιμοποιήσιμη	Μεγαλόσωμοι ενήλικες ασθενείς, μακρύ μήκος	31 – 40 / 55 cm	MP00919
Περιχειρίδα NBP XL	επαναχρησιμοποιήσιμη	Μηρός	38 – 50 / 50 cm	MP00921
Περιχειρίδες νεογνών, για χρήση σε έναν μόνο ασθενή		Μέγεθος	Αριθμός εξαρτήματος	
Περιχειρίδα NBP Neo # 1	συσκευασία των 10	Neo #1	3 – 6 / 6 cm	MP00901
Περιχειρίδα NBP Neo # 2	συσκευασία των 10	Neo #2	4 – 8 / 8 cm	MP00902
Περιχειρίδα NBP Neo # 3	συσκευασία των 10	Neo #3	6 – 11 / 11	MP00903
Περιχειρίδα NBP Neo # 4	συσκευασία των 10	Neo #4	7 – 13 / 13 cm	MP00904
Περιχειρίδα NBP Neo # 5	συσκευασία των 10	Neo #5	8 – 15 / 15 cm	MP00905
Εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης και προσαρμογέας	Μέγεθος	Αριθμός εξαρτήματος		
NBP Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης, ενήλικες ασθενείς	3,7 m	MP00953		

NBP Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης, νεογνικοί ασθενείς	2,4 m	MP00954
Προσαρμογέας για παλαιότερο εύκαμπτο σωλήνα (1275275) – νέος σύνδεσμος, συσκευασία των 10		MP00945

Σημειώσεις

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται. Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Κατασκευαστής:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Γερμανία

GREECE
Draeger Hellas S.A
150 El. Venizelou Str.
142 31, Nea Ionia
Tel +30 210 28 21 809
Fax +30 210 28 21 214
greece.medical@draeger.com

**Dräger - South East Europe
Regional Management**
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
[www.draeger.com/
epikinonia](http://www.draeger.com/epikinonia)

