

Sistema de transporte Ventilación de emergencia y transporte

Este sistema de transporte, de diseño ergonómico, ofrece una solución integrada para trasladar un Oxylog® 3000 o un Oxylog® 2000 plus y una botella de oxígeno con un esfuerzo mínimo.



Ventajas

An integrated solution for carrying and transporting

Este sistema de transporte, de diseño ergonómico, ofrece una solución integrada para trasladar un Oxylog 3000 o un Oxylog 2000 plus y una botella de oxígeno con un esfuerzo mínimo. El armazón es pequeño y ligero con bordes redondeados para evitar cualquier molestia durante el traslado. Durante el traslado de un paciente, todo el sistema de transporte se puede anclar a una gran variedad de camas y camillas o en los rieles estándar. En la bolsa frontal se pueden guardar todo tipo de accesorios, como el tubo de ventilación del paciente, incluso cuando está conectado al Oxylog 3000 u Oxylog 2000 plus.

Para montar el sistema de transporte en el soporte de pared universal, todo lo que tiene que hacer es tirar de un asa: así de sencillo. El soporte de pared universal dispone también de una conexión de alimentación eléctrica automática integrada, de modo que ya no necesita conectar un transformador de CC/CC o una fuente de alimentación de AC/CC.

Accesorios



MT7494_2004

Carrito y carrito compacto

Referencia n.º 5703300 (carrito) y 5703302 (carrito compacto)

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES

Tamaño (ancho x alto x fondo)	515 x 400 x 260 mm (soporte de botella estándar)
Peso incluido el Oxylog 3000 o 2000 plus, la botella de GFC de 2 litros, el reductor de presión y los tubos de conexión de oxígeno	Aprox. 14,5 kg
Dimensiones de las botellas:	
Diámetro:	De 90 mm a 120 mm
Longitud (soporte de la botella: estándar):	De 300 a 350 mm (excl. válvula)
Longitud (soporte de la botella: largo):	De 300 a 500 mm (excl. válvula)

Información para pedidos

Sistema de transporte	2M86975
Para transportar, trasladar y utilizar el Oxylog 3000 o Oxylog 2000 plus cuando no existe ninguna fuente de alimentación externa o suministro central de gas disponible. Incluye armazón de transporte, bolsa para accesorios, adaptador para conexión rápida a la alimentación y soporte para botellas disponible en dos medidas de longitud.	
Para elegir:	
Soporte de botella estándar (1 - 2,5 L)	5704449
Para botellas de hasta 120 mm de diámetro y 350 mm de longitud.	
Soporte de botella largo (1 - 3 L)	5704589
Para botellas de hasta 120 mm de diámetro y 500 mm de longitud.	
Administración de oxígeno:	
Sistema de suministro de oxígeno	5704500
Para conectar el Oxylog a una botella de oxígeno y/o a un suministro central de gas. El conmutador automático del suministro de gas selecciona el suministro de gas central de forma preferente cuando tanto este como la botella de oxígeno estén conectados simultáneamente. Incluye los tubos de conexión de oxígeno y el reductor de presión opcional.	
Accesorios opcionales:	
Soporte multifunción de pared	5704216
Conexión de alimentación rápida	5704217

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com