

Оронозальная NIV-маска ClassicStar® plus Расходные материалы и принадлежности

Каждый беспрепятственный вдох пациента исцеляет. Назальная маска для неинвазивной вентиляции (NIV) ClassicStar® plus поддерживает каждый вдох пациента. Она снабжена мягкой силиконовой манжетой анатомической формы, плотно прилегающей к лицу и повторяющей его контуры. Маска изготовлена из материалов, не содержащих бисфенола А и ПВХ, что исключает неприятные запахи и воздействие вредных химикатов.



ClassicStar® plus
Оронозальная NIV-маска SE
(со стандартным угловым переходником)
Наличие голубого углового переходника указывает на отсутствие у маски клапана, предотвращающего асфиксию (AAV), и портов выдоха.



ClassicStar® plus
Оронозальная NIV-маска AAV
без портов выдоха
Желтый угловой переходник включает в себя клапан, предотвращающий асфиксию (AAV) и обеспечивающий удобный доступ к окружающему воздуху при снижении давления (< 3 см H₂O).



ClassicStar® plus
Оронозальная NIV-маска AAV
Бесцветный прозрачный угловой переходник снабжен предотвращающим асфиксию клапаном (AAV), который обеспечивает удобный доступ к окружающему воздуху в случае снижения давления. Порты выдоха выводят CO₂ во время неинвазивной вентиляции с помощью системы в с одним шлангом без портов выдоха.

Преимущества

Ороназальная NIV-маска ClassicStar® plus

В зависимости от курса и продолжительности терапии NIV ваши пациенты могут испытывать дискомфорт из-за необходимости постоянного использования маски. Уменьшение беспокойства и повышение комфорта, даже во время движений во сне, очень важны для выздоровления пациентов. Ороназальная NIV-маска ClassicStar plus от компании Dräger — это многоразовая маска, предназначенная для использования одним пациентом. Сведено к минимуму избыточное давление на кожу для уменьшения ее раздражения и повреждения. Для безопасности пациента маска изготовлена из материалов, не содержащих бисфенола А и ПВХ.

Ороназальная NIV-маска ClassicStar plus отличается следующими преимуществами:

- Мягкая силиконовая манжета анатомической формы для максимального комфорта пациента и очень плотного прилегания.
- Легко регулируемый лобный упор, снабженный мягкой силиконовой накладкой, позволяет индивидуально подогнать маску к форме носа любого пациента. Это эффективно предотвращает утечки и устраняет точки давления на чувствительные области лица.
- Маска поставляется в комплекте с головным держателем и готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Это экономит время и средства.
- Порт доступа к пациенту интегрирован непосредственно в корпус маски и дает доступ для различных принадлежностей, например назогастральных зондов диаметром 12–18 Fr (4–6 мм).
- Двойной поворотный угловой переходник обеспечивает полный поворот вокруг двух осей для большей свободы движений и удобного доступа к лицу пациента.
- Широкий размерный ряд: S, M, L и XL. Это позволяет подобрать маску подходящего размера практически для любого пациента, что повышает гибкость и простоту применения.
- Шаблон для определения размера от Dräger помогает выбрать правильный размер маски для оптимального подбора к лицу любого пациента, не вскрывая упаковку.
- Три варианта угловых переходников на выбор для максимальной гибкости: голубой стандартный угловой переходник (SE), прозрачный бесцветный угловой переходник с предотвращающим асфиксию клапаном (AAV) и портами выдоха, желтый угловой переходник с клапаном AAV и без портов выдоха. Широкий выбор для различных вариантов терапии.

Для удобства подбора принадлежностей ороназальные NIV-маски ClassicStar plus со стандартным угловым переходником (SE) совместимы со всеми аппаратами ИВЛ от Dräger с опцией неинвазивной вентиляции. В то же время, модели маски с предотвращающим асфиксию клапаном (AAV) имеют конструкцию, предусмотренную для использования с оборудованием сторонних производителей. Как ваш эксперт по неотложной помощи, мы внедряем инновации для поддержки каждого вдоха вашего пациента, чтобы сделать дыхание мягким и комфортным.

Преимущества

Спецификация заказа

Ороназальная NIV-маска ClassicStar® plus, SE	Количество в упаковке	Код заказа
Размер S	5 шт.	MP04711
Размер M	5 шт.	MP04712
Размер L	5 шт.	MP04713
Размер XL	5 шт.	MP04714
Ороназальная NIV-маска ClassicStar® plus, AAV		
Размер S	5 шт.	MP04721
Размер M	5 шт.	MP04722
Размер L	5 шт.	MP04723
Размер XL	5 шт.	MP04724
Ороназальная NIV-маска ClassicStar® plus, с AAV, без портов выдоха		
Размер S	5 шт.	MP04731
Размер M	5 шт.	MP04732
Размер L	5 шт.	MP04733
Размер XL	5 шт.	MP04734

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.

Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал.

Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53–55
 23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Производитель:
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53 – 55
 23542 Lübeck, Германия

РОССИЯ
 ООО «Дрегер»
 Преображенская площадь, д.8.
 Бизнес Центр ПРЕО8,
 блок «Б», 12 этаж
 Москва, Россия, 107061
 Тел +7 495 775 15-20
 Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

Сервисный центр
 ул. Новохоловская, д.23,
 стр.1
 Москва, Россия, 109052
 Тел +7 495 775 15-20
service.russia@draeger.com

Найдите вашего
 регионального торгового
 представителя на:
www.draeger.com/contact

