

## Dräger Vapor® 2000 y D-Vapor® Vaporizadores para agentes anestésicos

Al igual que el resto de vaporizadores Dräger, las gamas Dräger Vapor 2000 y D-Vapor ofrecen un rendimiento excepcional en lo que respecta a la administración precisa del anestésico, la seguridad, la solidez, la calidad y la durabilidad, lo cual permite mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, la satisfacción del personal y los resultados clínicos.



## Ventajas

---

### Funcionalidades de seguridad y facilidad de uso

Las gamas Vapor 2000 y D-Vapor poseen las siguientes características:

- El sistema de montaje Auto Exclusion\* evita el uso simultáneo de dos vaporizadores, puesto que, al encender uno de ellos, el otro se bloquea inmediatamente. De esa manera, se incrementa la facilidad de uso y la seguridad de los pacientes;
- la posición «T» del dial de control permite su transporte seguro en posición invertida o inclinada, sin drenar previamente el vaporizador, y evita que se derrame el agente anestésico. Después del transporte, los vaporizadores están listos a funcionar de inmediato conforme a sus respectivas especificaciones;
- en el vaporizador cabe todo el contenido de una botella normal de agente anestésico;
- el D-Vapor cuenta con una alarma acústica de nivel de llenado, para avisar al usuario antes de que el anestésico alcance el nivel crítico;
- los sistemas de llenado específicos para cada agente anestésico eliminan el riesgo de llenar el vaporizador por error con el anestésico incorrecto;
- dispone de varios sistemas de llenado para seleccionar las opciones de llenado específicas para el cliente;
- tapón tipo bayoneta, con codificación por colores, para lograr una apertura fácil y una identificación visual rápida del estado de cierre;
- la botella de anestésico está provista de un adaptador específico para cada anestésico, que evita que el líquido se derrame;
- la batería integrada del D-Vapor electrónico permite un funcionamiento ininterrumpido en caso de corte del suministro eléctrico;
- apto para dispositivos de anestesia de otras marcas provistos de una conexión Selectatec y ISO cónica de 23 mm, respectivamente.

\*estándar para las máquinas de anestesia Perseus® A500 y disponible de manera opcional en las gamas Atlan®, Primus® y Fabius®. El sistema de montaje Auto Exclusion es compatible con el conector Dräger Interlock 2 de la estación de anestesia.

### Mayor eficiencia en el flujo de trabajo

Las siguientes características de las gamas Vapor 2000 y D-Vapor hacen que resulten muy cómodas para los clínicos:

- una marca azul en la parte de atrás del visor de vidrio permite una mejor legibilidad del nivel de llenado de anestésico;
- han sido concebidos para el uso en un rango de temperatura comprendido entre los 10 °C y los 40 °C (18 °C a 30 °C para el D-Vapor). De este modo, se garantiza una dosificación exacta también en operaciones especiales, en donde el calentamiento o enfriamiento juegan un papel importante: por ejemplo, en la cirugía pediátrica, en la cirugía cardíaca, en caso de quemaduras o en la cirugía ortopédica

## Ventajas

### Permite un ahorro de costes

El diseño resistente de la gama Vapor 2000 y D-Vapor le proporcionará años de funcionamiento sin problemas y puede ahorrarle costes de mantenimiento, ya que:

- no requieren mantenimiento
- no es necesario recalibrarlos durante su vida útil

## Componentes del sistema



D-5542-2022

### Dräger Atlan® A350/A350 XL

La nueva plataforma ofrece flexibilidad para la mayoría de espacios de trabajo. El ventilador de pistón de alta precisión apoya la ventilación pulmonar protectora y un amplio conjunto de parámetros ayudan a la toma de decisiones. El Atlan A350/XL puede comunicarse de forma bidireccional y segura con otros dispositivos conectados en red para compartir datos que pueden ayudar a aumentar la eficiencia y reducir los errores.



D-6833-2011

### Perseus® A500

Le permite combinar la excepcional tecnología de ventilación con las últimas tendencias en ergonomía y la integración de sistemas en un concepto pionero en el ámbito de las estaciones de anestesia, desarrollado junto con expertos de todo el mundo para optimizar el flujo de trabajo de anestesia.

## Componentes del sistema



D-47857-2012

### Fabius® plus XL

Fabius plus XL combina la genuina ingeniería alemana de gran fiabilidad con una terapia de ventilación de alto rendimiento. Gracias a su concepto de diseño escalable, le permite elegir la estación de calidad que desea hoy sin perder de vista sus objetivos y necesidades futuras.



D-46302-2021

### Dräger SmartPilot® View

El software muestra las complejas sinergias de los agentes anestésicos y predice sus efectos en base a modelos farmacodinámicos tanto para el estado actual como para el curso prospectivo de la anestesia general. SmartPilot View convierte los datos abstractos de los dispositivos en información visual comprensible, para que los ajustes de los agentes anestésicos sean más precisos y estén optimizados para cada paciente.

## Productos relacionados



D-7420-2011

### Dräger Vapor® 3000 y D-Vapor® 3000

Al igual que el resto de vaporizadores Dräger, las series Dräger Vapor 3000 y D-Vapor 3000 ofrecen un desempeño excepcional en lo que respecta a la administración precisa del anestésico, la seguridad, la solidez, la calidad y la durabilidad. En combinación con la estación de anestesia Perseus® A500, contribuyen además a la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo, a los resultados clínicos y en el apoyo en la toma de decisiones.

## Especificaciones técnicas

Fabricante	Dräger	Dräger
Modelo	Vapor® 2000	D-Vapor®
Principio	Vaporizador estándar	Vaporizador electrónico
Agente anestésico	Sevoflurano Isoflurano Halotano	Desflurano
Rango de dosificación	0,2 a 8 vol% (sevoflurano) 0,2 a 6 vol% (isoflurano) 0,2 a 6 vol% (halotano)	2 a 18 vol%
Sistema de conexión	Dräger Auto Exclusion Compatible con Selectatec Conector cónico (23 mm) Montaje fijo	Dräger Auto Exclusion Compatible con Selectatec Conector cónico (23 mm) Montaje fijo
Capacidad total de llenado [mL]	360	300
Capacidad total de rellenado [mL]	260	240
Peso vacío [kg]	8	6,4
Temperatura de funcionamiento mínima [°C]	10	18
Temperatura de funcionamiento máxima [°C]	40	30
Caudal [L/min]	0,15 a 15	0,2 a 15
Consumo energético [W]		30 (típico)
Batería de reserva [min]		5
Tiempo de funcionamiento en caso de interrupción del suministro eléctrico		
Posibilidad de transporte	Posibilidad de transporte	Posibilidad de transporte
Compatible con resonancia magnética	sí	no
Garantía	1 año	1 año
Servicio / calibración / mantenimiento	Inspección cada 12 meses Sin recalibración	Inspección cada 12 meses Sin recalibración

## Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) para conocer el estado actual.

### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Alemania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23542 Lübeck, Alemania

Localice a su representante  
de ventas regional en:  
[www.draeger.com/contacto](http://www.draeger.com/contacto)



### ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.  
Colectora Panamericana Este  
1717B, 1607BLF San Isidro,  
Buenos Aires  
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321

### BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.  
Al. Pucurui - 51 - Tamboré  
06460-100 - Barueri - São Paulo  
Tel. +55 (11) 4689-4900  
[relacionamento@draeger.com](mailto:relacionamento@draeger.com)

### CHILE

Dräger Chile Ltda.  
Av. Presidente Eduardo  
Frei Montalva 6001-68  
Complejo Empresarial El Cortijo,  
Conchalí, Santiago  
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

### COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.  
Oficina: Calle 100 #13-21  
Oficina 503 Bogotá D.C.  
Tel +60 17 94 50 50

### ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.  
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid  
Tel +34 90 011 64 24  
Fax +34 91 358 36 19  
[atencionalcliente@draeger.com](mailto:atencionalcliente@draeger.com)

### MÉXICO

Dräger Medical México,  
S.A. de C.V., German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 43 37  
Fax +52 55 52 61 41 32

### PERÚ

Draeger Perú SAC  
Av. San Borja Sur 573-575  
Lima 41  
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.  
Rua Nossa Senhora da  
Conceição, n.º 3, R/c  
2790-111 Carnaxide  
Tel +351 21 155 45 86  
Fax +351 21 155 45 87  
[clientesportugal@draeger.com](mailto:clientesportugal@draeger.com)