



Ograniczanie ryzyka infekcji

JEDNORAZOWE AKCESORIA
DO MONITORÓW DRÄGER



1,7 miliona
zakażonych pacjentów rocznie¹

Okolo **99 000** spośród
tych pacjentów umiera¹

15 000 USD to orientacyjny
koszt dodatkowej hospitalizacji
każdego zakażonego pacjenta³

Zakażenia szpitalne – ryzyko dla pacjentów i budżetu

Badania² prowadzone w szpitalu i klinikach University of Wisconsin w Madison wykazały, że **77% przewodów EKG wielokrotnego użytku**, stosowanych u pacjentów na oddziale intensywnej terapii, **jest skażonych co najmniej jednym patogenem odpornym na antybiotyki** – nawet po wyczyszczeniu.

Zakażenia szpitalne są nie tylko niebezpieczne dla pacjentów – również niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie szpitala, zwiększając koszty oraz powodując powstawanie negatywnych opinii.

Dräger oferuje rozwiązanie, które pozwala skutecznie ograniczyć to ryzyko.

¹ R.M. Klevens, J.R. Edwards, C.L. Richards; Estimating Health Care-Associated Infections and Deaths in U.S. Hospitals, 2002; 2007; volume 122; p.160-165

² Jancin B. Antibiotic-resistant pathogens found on 77% of ECG lead wires. Cardiology News. 2004 Mar;2(3):n.p.

³ RR Robert et al., The use of economic modeling to determine the hospital costs associated with nosocomial infections, Clinical Infections Diseases 36.11 (2003), 1424 – 1432

Ograniczanie ryzyka zakażeń:

Jednorazowe akcesoria firmy Dräger

- Przeznaczone wyłącznie dla jednego pacjenta
- Higieniczne, pojedyncze opakowanie
- Po użyciu po prostu zutylizuj, eliminując konieczność dezynfekcji lub sterylizacji



WYŻSZY POZIOM HIGIENY: DZIELONE OPAKOWANIA

Część, która ma mieć kontakt z pacjentem, pozostaje higienicznie zamknięta do momentu jej podłączenia do pacjenta.

Wytwarzane według tych samych standardów jakości firmy Dräger

Mimo że nasze jednorazowe akcesoria medyczne są przeznaczone do jednego użycia, przy ich produkcji stosowane są te same wysokie normy jakościowe, co w przypadku akcesoriów wielorazowych.

- **Kompatybilność:** Jednorazowe akcesoria firmy Dräger do monitorowania są testowane ze wszystkimi monitorami pacjenta serii Infinity® pod kątem dokładnego i niezawodnego działania. **Gwarantuje to optymalne współdziałanie urządzeń z akcesoriami.**
- **Wydajność:** Nasze jednorazowe akcesoria można podłączyć do monitora szybko i łatwo. Ponadto kodowanie kolorami ułatwia wybór właściwego rozmiaru mankietu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi dla każdego pacjenta. Rozwiązania te usprawniają pracę i ułatwiają opiekę nad pacjentem.
- **Biokompatybilność:** Oczywiście do produkcji naszych jednorazowych akcesoriów do monitorowania stosujemy wyłącznie materiały, które są bezpieczne dla pacjentów i użytkowników.



Jednorazowe przewody EKG

- Ekranowany przewód poprawia jakość sygnału
- Standardowa wtyczka pasuje do wszystkich monitorów serii Dräger Infinity
- Ergonomiczne 6-pinowe złącze zapobiega przedostawaniu się płynów do monitora lub modułu MultiMed®



**Dzielone
opakowanie**

Jednorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia krwi

- Innowacyjne złącze zabezpiecza przed nieprawidłowym podłączeniem do innych przewodów
- Zaprojektowane z myślą o wygodnym odłączeniu jedną ręką
- Kodowanie kolorami i wyraźne oznakowania ułatwiają wybór odpowiedniego mankieta dla każdego pacjenta



**Dzielone
opakowanie**

Jednorazowe czujniki temperatury

- Nieskręcający się przewód po stronie pacjenta ogranicza ryzyko powstawania siniaków
- Zaokrąglone krawędzie i połączenia zmniejszają ryzyko urazu
- Znaczniki na przewodzie czujnika ogólnego stosowania wskazują głębokość wprowadzenia



Jednorazowe czujniki SpO₂

- Łatwość użycia
- Korzystny stosunek ceny do jakości
- Testowane i certyfikowane do stosowania z monitorami Dräger serii Infinity



D-16788-2010

Infinity i Multimed są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dräger.

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.

Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Jednorazowe przewody EKG, 20 szt.				Nr kat.
3 elektrody	Wtyczka Single pin	IEC1	1 m	MP00875
3 elektrody	Wtyczka Single pin	IEC2	1 m	MP00877
5 elektrod	Wtyczka Single pin	IEC1	1,5 m	MP00879
5 elektrod	Wtyczka Single pin	IEC2	1,5 m	MP00881
6 elektrod	Wtyczka Single pin	IEC1	1,5 m	MP03122
6 elektrod	Wtyczka Single pin	IEC2	1,5 m	MP03123
4 elektrody	Wtyczka Single pin	IEC1	1 m	MP03120
4 elektrody	Wtyczka Single pin	IEC2	1 m	MP03121

Jednorazowe mankiety NIBP, 10 szt.			Nr kat.
XXS	Dla niemowląt	8 – 13 / 13 cm	MP00924
XS	Dla dzieci	12 – 19 / 19 cm	MP00925
S	Dla dorosłych, mały	17 – 25 / 29 cm	MP00926
M	Dla dorosłych	23 – 33 / 33 cm	MP00928
M+	Dla dorosłych, długi	23 – 33 / 43 cm	MP00929
M++	Dla dorosłych, bardzo długi	23 – 33 / 53 cm	MP00930
L	Dla wysokich dorosłych	31 – 40 / 40 cm	MP00931
L+	Dla wysokich dorosłych, długi	31 – 55 / 40 cm	MP00932
XL	Na udo	38 – 50 / 50 cm	MP00934

Jednorazowe czujniki temperatury, 20 szt.			Nr kat.
Czujnik temperatury ogólnego stosowania	Dla dorosłych	1,6 m	MP00991
Czujnik temperatury ogólnego stosowania	Dla dorosłych	3 m	MP00992
Czujnik temperatury ogólnego stosowania	Dla dzieci	1,6 m	MP00993
Czujnik temperatury ogólnego stosowania	Dla dzieci	3 m	MP00994
Czujnik temperatury skóry	Dla dorosłych	1,6 m	MP00995
Czujnik temperatury skóry	Dla dorosłych	3 m	MP00996
Czujnik temperatury skóry	Dla dzieci/norodków	1,6 m	MP00997
Czujnik temperatury skóry	Dla dzieci/norodków	3 m	MP00998

Jednorazowe czujniki SpO ₂ , 24 szt.			Nr kat.
Wynylowe	Dla dorosłych		MS16449
Piankowe	Dla dorosłych		MS16445
Wynylowe	Dla dzieci		MS16448
Piankowe	Dla dzieci		MS16444
Z tkaniny	Dla niemowląt		MS16447
Z tkaniny	Dla noworodków		MS16446

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy

www.draeger.com

Producent:
Dräger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt



POLSKA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85 - 655 Bydgoszcz
Tel +48 52 346 14-33 (-34, -35)
Fax +48 52 346 14-37
info.polska@draeger.com