

## Dräger ErgoStar® Verbrauchsmaterial und Zubehör

Der Name Dräger steht für moderne Beatmungstherapien von hoher Qualität sowie für Sicherheit bei der Patientenbehandlung und -pflege. Die ErgoStar® Katheterstutzen und Atemwegskonnektoren von Dräger sind Teil der Zubehörproduktlinie für die Beatmung.



## Produktvorteile

---

### ErgoStar

Von Dräger hergestellte und getestete Verbrauchsartikel werden höchsten medizintechnologischen Ansprüchen gerecht und überzeugen durch ihre Funktionalität.

Die Vorteile von ErgoStar:

- Glatte Produkte garantieren minimalen Flusswiderstand, während die externe Spirale Knicke und Blockaden reduziert
- Ausziehbares Produkt bietet maximale Flexibilität und geringes Gewicht
- Erhöhter Benutzerkomfort durch Doppeldrehkonnectoren
- Doppelkappe zur Aufrechterhaltung des PEEP während der Absaugung oder Bronchoskopie
- Jeder Katheterstutzen und jeder Atemwegskonnecter ist mit einer roten Sicherheitskappe bestückt, so dass das System komplett geschlossen und bis zur direkten Anwendung am Patienten geschützt ist.
- Geräteseitiger 22F/15M-Anschluss als kombinierte „Zwei-in-Eins“-Anwendung
- Genormte Anschlüsse garantieren eine sichere Verbindung mit anderen Komponenten
- LuerLock-Port zur Gasprobennahme
- Verbesserter Workflow durch praktischen Einmalgebrauch
- PVC-freie Ausführung eliminiert das von Weichmachern wie DEHP ausgehende Risiko

## Technische Daten

	<b>ErgoStar® CM 40</b>	<b>ErgoStar® CM 45</b>	<b>ErgoStar® CM 50</b>	<b>ErgoStar® CM 55</b>	<b>ErgoStar® CM 60</b>	<b>ErgoStar® AC 90</b>	<b>ErgoStar® AC 95</b>
Schlauchlänge	10 cm	15 cm	10–16 cm	15 cm	10 cm	-	-
Innenvolumen	26 ml	34 ml	25–44 ml	31 ml	16 ml	7 ml	8 ml
Resistance	2.1 mbar bei 60 l/min	2.1 mbar bei 60 l/min	2.4 mbar bei 60 l/min	0.9 mbar bei 60 l/min	1.7 mbar bei 30 l/min	2.1 mbar bei 60 l/min	1.1 mbar bei 60 l/min
Leckage	<50 ml/min bei 60 mbar	<50 ml/min bei 60 mbar	<50 ml/min bei 60 mbar	<25 ml/min bei 60 mbar	<50 ml/min bei 60 mbar	<50 ml/min bei 60 mbar	<25 ml/min bei 60 mbar
Compliance	<1 ml/mbar bei 60 mbar						
ISO-Stecker	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 15M	22M/15F – 15M	22M/15F – 15M
Produkt	PVC-frei Latexfrei						

Gefertigt unter Reinraumbedingungen nach EN ISO 14644-1:1999

## Bestellinformationen

	<b>Verpackung (Stck.)</b>	<b>Bestellnr.</b>
ErgoStar® CM 40	50	MP01840
ErgoStar® CM 45	50	MP01845
ErgoStar® CM 50	50	MP01850
ErgoStar® CM 55	50	MP01855
ErgoStar® CM 60	50	MP01860
ErgoStar® AC 90	100	MP01890
ErgoStar® AC 95	100	MP01895

## Notizen

**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Hersteller:**  
Dräger Medical GmbH  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland

**Ab August 2015**

Dräger Medical GmbH ändert sich  
in Drägerwerk AG & Co. KGaA.

**DEUTSCHLAND**  
Dräger Medical  
Deutschland GmbH  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck  
Tel 0800 882 882 0  
Fax 0451 882 720 02  
[dsc@draeger.com](mailto:dsc@draeger.com)

**ÖSTERREICH**  
Dräger Austria GmbH  
Perfektastraße 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 04 0  
Fax +43 1 699 45 97  
[office.austria@draeger.com](mailto:office.austria@draeger.com)

**SCHWEIZ**  
Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

**Ihren Ansprechpartner  
vor Ort finden Sie unter:**  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)



Das Qualitätsmanagementsystem der Dräger Medical GmbH ist zertifiziert nach den Normen ISO 13485, ISO 9001 und nach Anhang II.3 der Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte).