

## Giải pháp Nâng Bệnh nhân Tích hợp Hệ thống hỗ trợ

Hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn và giảm rủi ro cho tất cả những người có liên quan, đồng thời cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân với giải pháp nâng bệnh nhân tiết kiệm chi phí, và phụ thuộc vào hệ thống cung ứng y tế.



D-1548-2011

## Lợi ích

---

### Những hiểm họa khi chăm sóc bệnh nhân

Nâng bệnh nhân là một nhiệm vụ cần thiết nhưng có khả năng gây hiểm họa trong khoa Hồi sức tích cực. Nhân viên khoa Hồi sức tích cực có nguy cơ bị nhiều loại chấn thương liên quan đến căng cơ. Sự tăng dần đều chỉ số khối cơ thể (BMI) trung bình ở nhiều nơi trên thế giới cũng khiến vấn đề này trở nên phức tạp hơn. Những chấn thương trong lúc nâng bệnh nhân là lý do chính khiến nhân viên chăm sóc không thể tiếp tục làm việc và việc mất những nhân viên có kinh nghiệm có thể giảm hiệu suất của bạn.

---

### Sự giúp đỡ từ phía trên

Nhiều hệ thống nâng trên thị trường hiện nay đòi hỏi việc lắp đặt giá treo trần công kênh và có thể gây tốn kém. Việc lắp đặt thường đồng nghĩa với việc phòng bệnh sẽ phải dừng hoạt động trong một thời gian đáng kể. Những cân nhắc về xây dựng và cơ sở hạ tầng có thể khiến việc lắp đặt trở nên khó khăn hoặc thậm chí không thể thực hiện. Đó là lý do các kỹ sư của chúng tôi đã đưa ra một giải pháp mới tận dụng lợi thế của hệ thống cánh tay treo trần Dräger để tạo nên một hệ thống nâng bệnh nhân có tính linh hoạt cao và thuận tiện khi sử dụng.

---

### Quá trình lắp đặt nhanh và dễ dàng

Tương thích với hệ thống nâng bệnh nhân Guldmann, một nhãn hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực này, Giải pháp Nâng Bệnh nhân Tích hợp mới của chúng tôi giúp bạn sử dụng khả năng hiện có của hệ thống treo Dräger để nâng bệnh nhân một cách thoải mái và an toàn mà không cần lắp đặt hệ thống ray trên trần tốn kém.

---

### Dễ điều khiển

Trong khi các hệ thống cơ động có thể công kênh và khó di chuyển ở những nơi có diện tích sàn hạn chế, Giải pháp Nâng Bệnh nhân Tích hợp sử dụng rất ít diện tích và có thể nhanh chóng đưa vào vị trí bên trên bệnh nhân. Chỉ cần gắn móc treo, túi nâng hoặc thiết bị nâng Guldmann thích hợp là bạn đã sẵn sàng để di chuyển bệnh nhân theo cả ba chiều.

---

### Thiết kế linh hoạt

Tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn và thiết kế của từng phòng bệnh, Giải pháp Nâng Bệnh nhân Tích hợp có thể được cấu hình thành kiểu một cánh tay tròn với thiết bị nâng, hai cánh tay tròn với thiết bị nâng ở đầu giường hoặc thành một thiết bị nâng treo ở cuối giường.

## Sản phẩm liên quan


D-1322-2011



### Màn hình Hiển thị Độ ồn SoundEar®

Theo dõi và hiển thị các mức độ tiếng ồn xung quanh trong phòng bệnh của bạn để giúp tạo môi trường thoải mái, lành mạnh và hỗ trợ phục hồi cho bệnh nhân, nhân viên và khách đến thăm.<sup>1</sup>

D-1402-2011



### Các giải pháp chiếu sáng

Cải thiện không khí ở khoa hồi sức tích cực của bạn cho cả bệnh nhân, nhân viên và khách đến thăm với một loạt các lựa chọn về chiếu sáng và bầu không khí.

D-57963-2012



### Dräger Pendula®

Giá đỡ đồng thời nhiều máy theo dõi treo trần giúp thiết kế nơi làm việc linh hoạt và tiện sử dụng, và giúp định vị một cách dễ dàng và an toàn ứng dụng theo dõi trong phòng mổ công nghệ cao.

## Thông tin đặt hàng

Hãy hỏi đại diện Dräger của bạn để biết thêm thông tin. Người đại diện có thể giúp bạn cấu hình hệ thống cung ứng Agila® hoặc Movita® với thiết bị nâng bệnh nhân để phù hợp với nhu cầu riêng của bạn.

---

Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia. Các thương hiệu đã đề cập chỉ được đăng ký tại một số quốc gia nhất định và không nhất thiết phải là tại quốc gia mà tài liệu này được công bố. Hãy truy cập [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) để xem trạng thái hiện tại.

**CORPORATE HEADQUARTERS**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Germany  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**MANUFACTURER**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23542 Lübeck, Germany

**Vietnam**  
Công ty TNHH Draeger Việt Nam  
Tầng 8, Tòa nhà Dreamplex 195,  
195 Điện Biên Phủ, Phường 15,  
Quận Bình Thạnh.  
Tp. Hồ Chí Minh Vietnam  
Điện thoại: +84 8 6258 3687  
Fax +84 8 6258 3686  
[Support.Vietnam@draeger.com](mailto:Support.Vietnam@draeger.com)

Xác định vị trí Đại diện Bán  
hàng khu vực của bạn tại:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

