

Insert for Replacement Filters MU03891 and MU04472

English

The symbol "THIS SIDE OUT," located on the replacement filter, should face the user when installed in the incubator.

Español

El símbolo «THIS SIDE OUT», situado en el filtro de recambio, debe estar mirando hacia el usuario cuando se instale en la incubadora.

Deutsch

Das Symbol „THIS SIDE OUT“ auf dem Ersatzfilter muss nach der Installation im Inkubator für den Benutzer sichtbar sein.

Português

O símbolo "THIS SIDE OUT", situado no filtro de substituição, deve estar virado para o utilizador quando instalado na incubadora.

Français

Le symbole « THIS SIDE OUT », situé sur le filtre de rechange, doit faire face à l'utilisateur une fois installé dans l'incubateur.

Dansk

Symbolet "THIS SIDE OUT", placeret på udskiftningsfilteret, skal vende udad mod brugeren, når det installeres på kuvøsen.

Italiano

Il simbolo "THIS SIDE OUT," che si trova sul filtro di ricambio deve essere rivolto verso l'utente quando installato nell'incubatrice.

Svenska

Symbolen "THIS SIDE OUT" placerad på utbytesfiltret skall vara riktat mot användaren när det installeras i kuvösen.

Nederlands

Het symbool "THIS SIDE OUT" op de vervangingsfilter moet naar u toe gekeerd zijn bij installatie in de couveuse.

Norsk

Symbolet "THIS SIDE OUT", finnes på erstatningsfilteret, og skal vende mot brukeren ved installasjon i kuvøsen.

Suomi

Vaihtosuodattimen symbolin "THIS SIDE OUT" tulee olla käyttäjään päin, kun suodatin on asennettu inkubaattoriin.

Polski

Po zainstalowaniu w inkubatorze, symbol „THIS SIDE OUT” znajdujący się na filtrze zamiennym, powinien być skierowany w stronę użytkownika.

Česky

Symbol „THIS SIDE OUT“, umístěný na náhradním filtru, musí po instalaci na inkubátor směřovat k uživateli.

Русский

Символ "THIS SIDE OUT" на запасном фильтре должен быть обращен к пользователю при установке в инкубатор.

Magyar

A csereszűrőn lévő „THIS SIDE OUT” szimbólumnak az inkubátorba való behelyezéskor a kezelő felé kell néznie.

Slovenčina

Označenie „THIS SIDE OUT“ nachádzajúce sa na náhradnom filtri by malo po nainštalovaní na inkubátor smerovať k užívateľovi.

Türkçe

Yedek filtrede bulunan "THIS SIDE OUT," sembolü, inkübatöre takıldığı zaman kullanıcının yüzüne doğru bakacak şekilde olacaktır.

Ελληνικά

Το σύμβολο "THIS SIDE OUT," που βρίσκεται στο ανταλλακτικό φίλτρο, πρέπει να είναι στραμμένο προς τον χρήστη όταν τοποθετείται στη θερμοκοιτίδα.

中文

位于替换过滤器的“THIS SIDE OUT”标签，在安装到保育箱时应该面对使用者。

日本語

交換フィルターに記載される記号“THIS SIDE OUT”は、インキュベーターにインストールされた際、使用者の方を向いている必要があります。

Български

При монтаж в кувьоза, символът "THIS SIDE OUT", поставен върху резервния филтър, трябва да е обърнат към потребителя.

Română

Simbolul „THIS SIDE OUT”, de pe filtrul de schimb trebuie să fie cu fața spre utilizator atunci când se instalează în incubator.

한국어

교체 필터에 표시된 "THIS SIDE OUT" 기호가 사용자를 향하도록 필터를 인큐베이터에 설치합니다.

Hrvatski

Oznaka "THIS SIDE OUT," koja se nalazi na zamjenskom filtru, mora biti okrenuta prema korisniku nakon montaže u inkubator.

Indonesia

Simbol "THIS SIDE OUT" (SISI INI DI LUAR) yang berada di filter pengganti, harus menghadap pengguna saat dipasang di inkubator.