

## Linea Ambiente Az Ön fali ellátóegysége, mint látványelem

Modern fali ellátóegység, amelyet úgy terveztek, hogy egy különösen betegbarát légkört teremtsen a szobában. A Linea Ambiente segítséget nyújt az ergonomikus munkaterület kialakításában, ugyanakkor sokoldalú látványelemként is funkcionál.

Elrejtje a technológiát

Egyágyas vagy kétágyas változat

Beleolvad a belsőépítészeti elrendezésbe:  
famintázatok és színek széles választéka



D-16363-2017

Különbéle megvilágítási  
konceptiók a személyre szabott  
megvilágítás érdekében

Javítja a betegek, látogatók  
és a személyzet közérzetét

## Előnyök

---

### Megoldások Önnek és betegeinek

A Linea Ambiente fali ellátóegység a Linea termékcsalád tagja. Úgy tervezték, hogy hatékonyabbá tegye a rutinfeladatokat, miközben javítja a betegek (gyógyító környezet), látogatók és a személyzet közérzetét. Ezen termékcsalád fő jellemzői, hogy a termékek teljes mértékben adaptálhatók a meglévő infrastruktúrához, széles körű formatervezési opciók állnak rendelkezésre, és minden termék és kiegészítő teljes mértékben kompatibilis egymással.

---

### Jó közérzetet biztosító tényezők és funkcionalitás

A kifinomult tervezés számos megvilágítási opcióval segít az ergonómikus munkaterület kialakításában. A nagy, testre szabható előlap jó közérzetet keltő teret hoz létre, valamint elrejti a berendezés oldalsó felületébe illesztett gáz- és elektromos csatlakozókat. Ugyanakkor könnyű hozzáférést biztosít az aljzatokhoz és a plug-in kórtermi eszközökhöz. A Linea Ambiente tehát bőséges helyet kínál a berendezéseknek, maga a technológia viszont egyáltalán nincs szem előtt. Az elegáns tervezés és a tökéletesen integrált különféle csatlakozók biztosítják a maximális biztonságot, az egyszerű tisztítást és higiénét. Mindez tökéletessé teszi a Linea Ambiente-t a kifinomult ellátási területekhez vagy olyan speciális területekhez, amelyek a formatervezés és a belső dekoráció szempontjából különleges követelményűek.

---

### Betegbarát tervezés

A Linea Ambiente a tervezéssel optimalizált betegszobák trendjét követi. A színek javíthatják a betegek jó közérzetét, és ezáltal gyorsíthatják a gyógyulási folyamatot, valamint pozitív környezetet teremtenek a klinikai személyzet számára. A ház és az előlap famintázatok széles választékában kaphatók, a kiszolgálótáblák pedig számos RAL színben választhatók. A Linea Ambiente így tökéletesen beépülhet a meglévő belsőépítészeti koncepcióba és színösszeállításba, vagy látványelemként önmagában is megállja a helyét.

---

### Különféle megvilágítási koncepciók

A Linea Ambiente tökéletesen alkalmas egyéni megvilágítási koncepciók létrehozására. Olvasólámpa, közvetett beltéri világítás és éjszakai megvilágítás egyaránt beépíthető. Fénycsövek (T5) vagy LED-ek is használhatók. Továbbá, szórt RGB-világítás is használható a jó közérzetet adó légkör megteremtéséhez.

## Részletek



D-7207-2016

Könnyű hozzáférés az aljzatokhoz



D-7215-2016

A szórt RGB-világítás jó közérzetet adó légkört teremt



D-4121-2016

Az elérhető famintázatok választéka a házhoz



D-4120-2016

Az elérhető színek választéka az oldalsó kiszolgálótáblákhoz

## Alkalmazási példák:



D-49016-2015

### A Linea Ambiente egyágyas változata

A Linea Ambiente egyágyas változata számos különféle elhelyezést kínál a gáz-, elektromos- és adatkimenetek számára a kiszolgálótáblákon az ágytámla oldalain (bal és jobb oldalon). Különféle világítási opciók állnak rendelkezésre. Ajánlott egy világítóegységet csatolni az előlapra, amely igény szerint közvetlen olvasófényvel, közvetett beltéri világítással vagy éjszakai világítással szerelhető fel.



D-49015-2015

### A Linea Ambiente kétágyas változata

A Linea Ambiente kétágyas változata a két ágy között, az ágyak felé néző oldalakon található kiszolgálótáblákban kínál helyet az elektromos-, gáz- és adatkimenetek számára. Teljesen körbefutó RGB-fényszalaggal éjszakai vagy közvetett szórt fényvel is felszerelhető, vagy szabályozható, egyszínű LED-szalaggal is választható.

## Kapcsolódó termékek

D-11430-2016



### GeminaDUO

Legyen szó sürgősségi kórteremről, őrzőről vagy intenzív osztályról, a Dräger GeminaDUO egyszerűen tökéletes az Ön munkaterületéhez. A fali ellátóegység konfigurációk és opciók széles választékát kínálja, amely segít megteremteni a hatékony és rendkívül rugalmas munkaterületet.

D-18385-2017



### Linea Flush

A Linea Flush egyszerre moduláris és helytakarékos, bárhol használható, valamint számos területen képes megfelelni a különleges követelményeknek.

A helytakarékos tervezés a hagyományos fali ellátóegységeken túl, vagy azok mellett, számos alkalmazási területen használható.

D-18391-2017



### Linea Living

A Linea Living tökéletesen beleolvad az Ön belsőépítészeti elrendezésébe. Ez a sokoldalú és elegáns fali ellátóegység egyedileg tervezhető, valamint a betegbarát ellátás érdekében konfigurálható.

D-11431-2016



### Linea

A Linea N, Linea IM and Linea I az ergonómia és a gazdaságosság tökéletes kombinációját nyújtják. Ezek a fali ellátóegységek egyedileg konfigurálhatók a személyre szabott elektromos-, gáz- és informatikai ellátási megoldások kialakítása érdekében, valamint világítási opciókat kínálnak számos általános és speciális alkalmazási területnél.

## Műszaki adatok

### Linea Ambience

Magasság x mélység x szélesség	Egyágyas változat: 1600 x 200 x 1260 mm; Kétágyas változat: 1600 x 200 x 560 mm
Világítás	LED-szalag (RGB vagy fehér, szabályozható fényerejű) a tetején és az oldalakon, Éjszakai megvilágítás (az alján) Rögzített lámpa (nem tartalmazza a rendelés)
Az aljzatok sorainak száma	Egy sor mindkét oldalon (bal és jobb)
Aljzatok elhelyezése	A gázcsatlakoztató egységek (gyúlékony és oxidáló gázoknak) és a földelt elektromos csatlakozóaljzatok között legalább 200 mm van. Két földelt elektromos csatlakozóaljzat közötti minimális távolság körülbelül 70 mm, két gázcsatlakoztató egység között körülbelül 100 mm van.
Részegységek	Elektromos csatlakozóaljzatok különböző színekben kijelzőfényvel vagy anélkül, különféle nemzeti szabványok szerint, földeléssel, gázcsatlakoztató egységgel, kifeszültségű eszközökkel, mint a nővérhívó, RJ45 adatcsatlakozóval, telefoncsatlakozóval stb.
Falra szerelhető	Egy ágy: max. 120 kg/m, tőcsavaronkénti nyíróerő (M10) 500 N – Két ágy: max. 90 kg/m, tőcsavaronkénti nyíróerő (M10) 500 N.
Ellátó aljzatok	Telepítés típusa és csatlakozópontok szükség szerint, a szerkezeti feltételektől függően.
Színes kiszolgálótáblák	17 szabvány RAL-szín
Kiszolgálótáblák	famintázatok széles választéka
Ház színe	Megfelel az MDD (Medical Device Directive)
Orvostechnikai eszköz	Elektromos orvostechnikai eszközök IEC 60601-1 és IEC 60601-1-2, Gyógyászati ellátóegységek ISO 11197 szabályzatok előírásainak

## Megjegyzések

## Megjegyzések

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került. Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) weboldalra.

### CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Germany

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Manufacturer:

V.T.S. Vision Technology Systems  
GmbH Arnsberg, Deutschland  
The quality management system  
of V.T.S Vision Technology  
Systems GmbH is certified  
according to  
ISO 13485, ISO 9001 and  
Annex II of Directive 93/42/EEC  
(medical devices).

Locate your Regional Sales  
Representative at:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)



### HUNGARY

Dräger Medical Magyarország Kft.  
Szent László út 95  
1135 Budapest  
Tel +36 1 288 5000  
Fax +36 1 288 5001  
[info.hungary@draeger.com](mailto:info.hungary@draeger.com)

Dräger - South East Europe  
Regional Management  
South East Europe  
Perfektastrasse 67  
A-1230 Wien, Austria  
Tel +43 1 60 90 4809  
Fax +43 1 69 95 497  
[contactSEE@draeger.com](mailto:contactSEE@draeger.com)