

## Linea Flush Süllyesztett fali ellátóegység

Általánosan alkalmazható fali ellátóegység, amely különleges követelményeknek is megfelel a legkülönbözőbb területeken. A helytakarékos tervezésnek köszönhetően a hagyományos fali ellátóegységeken túl vagy azok mellett, számos alkalmazási területen használható.

Integrált és külső megvilágítási opciók

Diszkrét és helytakarékos süllyesztett telepítés

Beleolvad a belsőépítészeti elrendezésébe:  
famintázatok és színek széles választéka

D-18385-2017



Személyre szabható az Ön pontos igényeinek megfelelően: merőleges vagy függőleges, a kívánt méretben

1, 2 vagy 3 sor csatlakozóval

Javítja a betegek, látogatók és a személyzet közérzetét

## Előnyök

---

### Megoldások Önnek és betegeinek

A Dräger Linea Flush fali ellátóegység a Linea termékcsalád tagja. Úgy tervezték, hogy hatékonyabbá tegye a rutinfeladatokat, miközben javítja a betegek (gyógyító környezet), látogatók és a személyzet közérzetét. Ezen termékcsalád fő jellemzői, hogy az alkatrészek a meglévő infrastruktúrához való illeszkedés érdekében személyre szabhatók, széles körű formatervezési opciók állnak rendelkezésre, és minden termék és kiegészítő teljesen kompatibilis egymással.

---

### Moduláris és helytakarékos

A Linea Flusht falba süllyesztve telepítik, továbbá függőlegesen és vízszintesen is elhelyezhető. Ez a választás ideális és gazdaságos, amikor a hely korlátozott, vagy a meglévő orvosi ellátóegységek kiegészítésére. A Linea Flush akár három sor aljzattal is választható. Az Ön egyedi elvárásainak megfelelően elektromos-, gáz- és adatkimenetek is felszerelhetők. A Linea Flusht egészen négy méterig bármilyen kívánt hosszal választhatja annak megfelelően, hogy mérete megfeleljen a szükséges kimenetek számának és a rendelkezésre álló helynek.

---

### Diszkrét és funkcionális

A színek javíthatják a betegek jó közérzetét, és ezáltal gyorsíthatják a gyógyulási folyamatot, valamint pozitív környezetet teremtenek a klinikai személyzet számára. A Linea Flush számos RAL-színben áll rendelkezésre. Alternatív megoldásként a szerviztáblák fa díszítéssel is elkészíthetők, amely nagyon diszkrét és elegáns egységeket hozhat létre. A tökéletesen integrált csatlakozók a süllyesztett telepítéssel együtt biztosítják a maximális biztonságot, az egyszerű tisztítást és a higiéniét. Mindez lehetővé teszi a Linea Flush számára, hogy észrevétlenül integrálódjon a meglévő belsőépítészeti kialakításba és színösszeállításba.

---

### Kiegészítő megvilágítási koncepciók

A Linea Flush éjszakai fénnel is felszerelhető, vagy külső megvilágítási egységgel kombinálható (pl.: Linea Living) annak érdekében, hogy kifinomultabb megvilágítást nyújtson. Ezáltal számos megvilágítási opció (közvetett világítás, olvasólámpa vagy éjszakai megvilágítás) válik elérhetővé.

## Részletek



D-49021-2015

A Linea Flush és a Linea Living kombinálása



D-4121-2016

Az elérhető fajtázatok választéka a kiszolgálótáblák számára



D-4120-2016

Elérhető színek választéka a kiszolgálótáblák számára

## Alkalmazási példák:



D-49018-2015

### Linea Flush

A Linea Flush függőlegesen és vízszintesen is telepíthető. A szekciók száma és hossza szabadon meghatározható azért, hogy a Linea Flush méretei a szükséges elektromos, gáz- és informatikai csatlakozók pontos számához igazodhassanak.

## Kapcsolódó termékek

D-11430-2016



### GeminaDUO

Legyen szó sürgősségi kórteremről, őrzőről vagy intenzív terápiás osztályról, a Dräger GeminaDUO egyszerűen tökéletes az Ön munkaterületéhez. A fali ellátóegység konfigurációk és opciók széles választékát kínálja, amely segít megteremteni a hatékony és rendkívül rugalmas munkaterületet.

D-18393-2017



### Linea Ambience

Jó közérzetet biztosító tényezők és funkcionalitás - a Linea Ambience betegbarát légkört és jó közérzetet teremt, hogy a legigényesebb elvárásoknak is megfeleljen. Ez a modern fali ellátóegység segítséget nyújt az ergonomikus munkaterület kialakításában, ugyanakkor sokoldalú látványelemként is funkcionál.

D-11431-2016



### Linea

A Linea N, Linea IM and Linea I az ergonómia és a gazdaságosság tökéletes kombinációját nyújtják. Ezek a fali ellátóegységek egyedileg konfigurálhatók a személyre szabott elektromos-, gáz- és informatikai ellátási megoldások kialakítása érdekében, valamint világítási opciókat kínálnak számos általános és speciális alkalmazási területnél.

D-18391-2017



### Linea Living

A Linea Living beleolvad az Ön belsőépítészeti elrendezésébe. Ez a sokoldalú és elegáns fali ellátóegység egyedileg tervezhető, valamint a betegbarát ellátás érdekében konfigurálható.

## Műszaki adatok

Linea Flush	Egy sor	Két sor	Három sor
Az aljzatok sorainak száma	1	2	3
Magasság/mélység	153 mm / 70 mm	253 mm / 70 mm	363 mm / 70 mm
Hosszúság	Bármekkora kívánt hosszúság 300 mm-től 4 m-ig (egyetlen darabban).		
Megvilágítás	Éjszakai megvilágítás		
Tartozékok	A Dräger-kiegészítők külső eszközök rögzítésére szolgáló sínekkel kombinálva is elérhetők.		
Aljzatok elhelyezése	Legalább 200 mm távolság van a gázcsatlakoztató egység (a gyúlékony vagy oxidáló gázoknak) és a földelt elektromos aljzatok között. Két földelt elektromos aljzat közötti minimális távolság körülbelül 70 mm, két gázcsatlakoztató egység között körülbelül 100 mm.		
Részegységek	Elektromos aljzatok különböző színekben, kijelzőfényekkel vagy anélkül, különféle nemzeti szabványok szerint, földeléssel, orvosi gázcsatlakozó egységgel, kiefeszültségű eszközökkel, mint a nővérhívó, RJ45 adatcsatlakozóval, telefoncsatlakozóval, stb.		
Falra szerelhető	Egy sor: max. 10 kg/m, tőcsavaronkénti nyíróerő (M8) 250 N Két sor: max. 15 kg/m, tőcsavaronkénti nyíróerő (M8) 250 N Három sor: max. 20 kg/m, tőcsavaronkénti nyíróerő (M8) 250 N		
Csatlakozóaljzatok	Telepítés típusa és csatlakozópontok szükség szerint és a szerkezeti feltételektől függően		
Szín	17 szabvány RAL-szín, famintázatok széles választéka; kívánság szerint egyéb mintázatok is elérhetők		
Orvostechnikai eszköz	Megfelel az MDD (Medical Device Directive) Elektromos orvostechnikai eszközök IEC 60601-1 és IEC 60601-1-2, Gyógyászati ellátóegységek ISO 11197 szabályzatok előírásainak		

## Megjegyzések

## Megjegyzések

## Megjegyzések

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett terméknevezések és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került. Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) weboldalra.

### CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Germany

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Manufacturer:

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23542 Lübeck, Germany

### HUNGARY

Dräger Medical Magyarország Kft.  
Szent László út 95  
1135 Budapest  
Tel +36 1 288 5000  
Fax +36 1 288 5001  
[info.hungary@draeger.com](mailto:info.hungary@draeger.com)

Dräger - South East Europe  
Regional Management  
South East Europe  
Perfektastrasse 67  
A-1230 Wien, Austria  
Tel +43 1 60 90 4809  
Fax +43 1 69 95 497  
[contactSEE@draeger.com](mailto:contactSEE@draeger.com)

Locate your Regional Sales  
Representative at:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

