

Linea

Wandversorgungseinheiten für medizinisch genutzte Räume.

Bed head Units for Medical Applications



**Anhang Reinigen/Desinfizieren /
Annex Cleaning/Disinfecting**

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Flächendesinfektionsmittel werden von VTS empfohlen. Die Desinfektionsmittel waren zum Zeitpunkt der Überprüfung materialverträglich.

Die Verwendung anderer Flächendesinfektionsmittel erfolgt auf eigene Verantwortung.

VTS weist darauf hin, dass Sauerstoffabspalter und Chlorabspalter bei einigen Materialien zu Farbveränderungen führen können, die die Funktionsfähigkeit des Produkts nicht beeinträchtigen.

VTS recommends the use of the surface disinfectants listed in the following table. The disinfectants have proven to be suitable for the use on the surfaces at the time of testing them.

VTS does not take on a responsibility for the use of other disinfectants.

VTS points out that oxygen releasing disinfectants and chlorine releasing disinfectants may cause color changes of certain materials. Color changes do not impair the functionality of the product.

Produktname / Product name	Wirkstoff / Active substance	Hersteller/ Manufacturer
Actichlor® plus	Chlorine releasing disinfectant	Ecolab
Buraton® 10 F	Aldehyde	Schülke & Mayr
Clorox® Professional Disinfecting Bleach Cleaner	Chlorine releasing disinfectant	Clorox
Descogen® Liquid	Oxygen releasing disinfectant	Antiseptica
Descogen® Liquid r.f.u.	Oxygen releasing disinfectant	Antiseptica
A-Wipes	Dry wipes that are impregnated with Descogen Liquid or Descogen Liquid r.f.u.	Antiseptica
Dismozon® plus	Oxygen releasing disinfectant	Bode Chemie
Dismozon® pur	Oxygen releasing disinfectant	Bode Chemie
Dispatch® Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach	Chlorine releasing disinfectant	Clorox
Klorsept® 17	Chlorine releasing disinfectant	Medentech
BruTab 6S	Chlorine releasing disinfectant	Brulin
Mikrozid® sensitive liquid *	Quaternary ammonium compounds	Schülke & Mayr
Mikrozid® sensitive wipes *	Quaternary ammonium compounds	Schülke & Mayr
Oxycide®	Oxygen releasing disinfectant	Ecolab USA
Perform®	Oxygen releasing disinfectant	Schülke & Mayr
Virkon® **	Oxygen releasing disinfectant	DuPont

V.T.S
Vision Technology Systems GmbH
Niedereimerfeld 31
59823 Arnsberg
Germany
Tel: +49 2932 - 89 69 99
Fax: +49 2932 - 89 69 69

V.T.S
Vision Technology Systems GmbH
Niedereimerfeld 31
59823 Arnsberg
Germany
Tel: +49 2932 - 89 69 99
Fax: +49 2932 - 89 69 69