

Infinity® MCable™-Nurse Call

Puede enviar alarmas activas desde los monitores de la cabecera al sistema de alarmas del hospital. Infinity® MCable™-Nurse Call le permite conectar Infinity Acute Care System™ (IACS vía Infinity PS250 Comm Hub) con Infinity M540 o Evita® Infinity V500 a un sistema de alarmas del hospital.



D-1977-2009

CARACTERÍSTICAS

- Conecta la monitorización IACS o Evita V500 al sistema de alarmas del hospital
- Facilita la notificación de alarmas de peligro de vida o gravedad al personal
- Forma parte de la gama de accesorios Infinity Acute Care System™

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificaciones físicas

Dimensiones (Alt. x Anch. x F.)	23 x 22 x 160 mm (0,91 x 0,87 x 6,30 pulg.)
Longitud del cable	4360 mm (171,6 pulg.)
Conexiones	se conecta a Infinity PS250 Comm Hub o a Evita V500
Señales de cable durante estado sin alarma	cable 1 (NO: normalmente abierto): blanco cable 2 (COM: común): marrón cable 3 (NC: normalmente cerrado): verde

Requisitos medioambientales

Rango de temperatura

Funcionamiento	de 5 a 55 °C (de 41 a 131 °F)
Almacenamiento	de -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)

Humedad relativa

Funcionamiento	de 5 a 95% sin condensación
Almacenamiento	de 5 a 95% sin condensación

Presión atmosférica

Funcionamiento	de 375 a 825 mmHg (de 50 a 110 KPa)
Almacenamiento	de 375 a 825 mmHg (de 50 a 110 KPa)



D-19704-2009

Infinity MCable-Nurse Call
Permite enviar alarmas al sistema de alarmas del hospital

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONTINUACIÓN**Requisitos eléctricos**

Contacto CC flotante	
Rango de tensión de entrada	máx. 24 V CC
Corriente de entrada	máx. 1 A CC
Capacidad de conmutación	máx. 15 W
Modo de funcionamiento	continuo
Protección ante	los tres contactos del cable abierto disponen de aislamiento eléctrico a los choques eléctricos de 1,5k V CA
Protección ante la entrada de líquidos	IPX1
Protección de desfibrilador	ninguna

Normas

IEC 60601-1 y normas colaterales y particulares aplicables,
 IEC 60601-1-2, compatibilidad electromagnética CISPR 11, clase B.
 MCable-Nurse Call cumple con la Directiva sobre dispositivos médicos (MDD) 93/42/CEE y tiene la marca CE.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Infinity MCable-Nurse Call 8417370

Pedir a través de MS22113 o 8416400

Para obtener información detallada acerca de la compatibilidad de los accesorios, consulte el catálogo de accesorios de Dräger.

*Infinity MCable-Nurse Call, el monitor M540 y Evita V500 requieren una revisión 510(k) y no están disponibles a nivel comercial en EE.UU.

*Infinity MCable-Nurse Call, el monitor M540 y Evita V500 no han recibido una licencia según las Canadian Medical Device Regulations (normativa sobre dispositivos médicos canadiense).

Infinity es una marca registrada y Acute Care System y MCable son marcas registradas de Dräger Medical.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

FABRICANTE:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Alemania

Localice a su representante de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

**SEDE REGIONAL**

PANAMÁ
 Draeger Panamá S. de R.L.
 Business Park, Torre V, piso 10
 Av. De la Rotonda
 Panamá, República de Panamá
 Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

PANAMÁ
 Draeger Panamá Comercial
 S. de R.L.
 Business Park, Torre V, piso 10
 Av. De la Rotonda
 Panamá, República de Panamá
 Tel +507 377 9100 / Fax -9130

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
 Calle 93B No.13-44 Piso 4
 Bogotá D.C., Colombia
 Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
 Colectora Panamericana Este 1717
 B1607BLF San Isidro,
 Buenos Aires, Argentina
 Tel +54 11 48 36 8300
 Fax +54 11 48 36 8321

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
 Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
 06460-100 Barueri, São Paulo
 Tel +55 11 46 89 6401
 Fax +55 11 41 93 2070

CHILE

Dräger Chile Ltda.
 Av. Presidente Eduardo
 Frei Montalva 6001-68
 Complejo Empresarial
 El Cortijo, Conchalí,
 Santiago, Chile
 Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
 C/ Xaudaró, 5
 28034 Madrid
 Tel +34 91 728 34 00
 Fax +34 91 358 36 19
 clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
 S.A. de C.V.
 German Centre
 Av. Santa Fe, 170 5-4-14
 Col. Lomas de Santa Fe
 01210 México D.F.
 Tel +52 55 52 61 43 37
 Fax +52 55 52 61 41 32

PERÚ

Draeger Perú SAC
 Av. San Borja Sur 573-575
 Lima 41 - Perú
 Tel +511 626 95-95 / Fax -73