

Gürültü Seviyesi Göstergesi SoundEar® Tıbbi Destek Üniteleri

Hastalar, personel ve ziyaretçiler için konforlu, sağlıklı ve iyileştirici bir ortamı desteklemek amacıyla koğuşunuzdaki arka plan gürültü seviyelerini izleyin ve görüntüleyin.¹



Avantajlar

Gürültü sorunu

İnsan kulağı zamanla arka plan gürültüsünü baskılar; bu, gürültü seviyesi nesneliliğinin kaybına neden olan bir süreçtir. Sonuç olarak gürültü seviyeleri gün boyunca artmaya eğilimlidir. Koşuşunuzdaki asıl gürültü seviyelerini ölçen ve görüntüleyen Gürültü Seviyesi Göstergesi aşırı gürültü seviyelerini tespit ve kontrol etmenize yardım edecek değerli geri bildirim sağlar.

Ses görüntülemesi

Gürültü Seviyesi Göstergesi bir dizi renkli ışık kullanarak size gürültü seviyelerini gösterir: Yeşil, gürültü seviyelerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu gösterirken, sarı ve kırmızı ışıklar potansiyel olarak zararlı miktarda gürültüyü belirtir. Bu kolay ayırt edilebilir gösterge, hasta bakıcıların gürültüyü uygun seviyelere düşürmesi gerektiğini gösteren nesnel bilgiler sağlar.

Herkes için daha stressiz

Aşırı miktarda gürültü hastalarınız içingereksiz strese yol açabilir ve verimli çalışma kabiliyetinizi düşürebilir². Çalışmalar bu stresin sağlık üzerinde gerçek bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir^{3,4}. Beyin istenmeyen uyarıcıları filtrelerken büyük miktarda enerji harcar ki bu nedenle pek çok insan için sessiz bir ortamda konsantre olmak ve dinlenmek daha kolaydır⁵. Gürültü Seviyesi Göstergesi enerjinizi daha iyi bir amaçla kullanmanıza yardım edebilir.

Görülebilir hasta sağlığı odaklılık

Ziyaretçiler, genel hasta konforu ve bakımı hedefine ulaşırken gösterdiğiniz önemli bir çaba olarak Gürültü Seviyesi Göstergesi sistemini hemen fark edeceklerdir. Kendiniz, hastalar ve ziyaretçiler için koşulları mümkün olan en konforlu hale getirebilmek adına elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı gösteren açık bir işarettir.

¹ Hospital Noise – Levels and Potential Health Hazards. S. Falk et al.; N Engl J Med 1973; 289:774-781 October 11, 1973


² Nurses' Perception of Noise Levels in Hospitals in Spain Marqués Sánchez, M del Pilar et al.; Journal of Nursing Administration, May 2008 - Volume 38 - Issue 5 - pp 220-222

³ Hospital Noise – Levels and Potential Health Hazards. S. Falk et al.; N Engl J Med 1973; 289:774-781 October 11, 1973

⁴ Noise pollution in the operating theatre B. Hodge et al.; The Lancet, Volume 335, Issue 8694, 14 April 1990, Pages 891-894

⁵ How does background noise affect our concentration? M. Andrews; Scientific American Mind, January Issue 2010


İlgili Ürünler



D-1402-2011

Aydınlatma paketi

Besleme ünitesi aydınlatma ve ambiyans seçenekleri yelpazesıyla hastalarınız, personeliniz ve ziyaretçiler için Yoğun Bakım Besleme Ünitesi atmosferini iyileştirin.



D-1946-2011

Entegre Hasta Nakil Çözümü

İş akışınızı modernize edin ve hastalarınızın bakım kalitesini hasta nakli için ekonomik, yoğun bakım pendant ünitesi tabanlı bir çözüm yardımıyla iyileştirirken herkesin içinde yer aldığı riskleri azaltın.



D-57963-2012

Dräger Pendula

Esnek ve ergonomik bir çalışma alanı tasarımı ve Hibrid bir ameliyathane de monitör uygulamasının kolay ve güvenli bir şekilde konumlandırılması için tavana monte çoklu monitör tutucusu.

Teknik Veriler

ENTEĞRE SÜRÜM (BESLEME ÜNİTESİNİN UZAK TÜPÜNE MONTELİ ENTEĞRE GÜÇ KAYNAĞI İLE BİRLİKTE)

Ağırlık	1,5 kg
Boyutlar (G x Y x D)	265 x 205 x 46 mm
Voltaj	24 V DC

Tüp Tutucu

Ağırlık	1,9 kg
Boyutlar (G x Y)	178 x 100 mm

YÜKSELTİLEBİLİR SÜRÜM (FIŞLİ GÜÇ KAYNAĞI İLE BİRLİKTE)

Ağırlık	1,5 kg
Voltaj	24 V DC

Güç Kaynağı – kapsayıcı

Avrupa tipi fiş	CEE7/16
İngiltere tipi fiş	BS1363
ABD tipi fiş	NEMA 1-15
Avustralya tipi fiş	AS3112
IEC fiş DIN	EN60320

Sipariş Bilgileri

Yüseltililebilir sürüm

Gürültü Seviyesi Göstergesi SoundEar®	G24925
Güç kaynağı	G24926
Cihaz yapılandırması mevcut entegre çözümler.	

FIRMANIN / GRUBUN MERKEZİ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

Üretici firma:

SoundEar A/S
Strandboulevarden 164,
2100 København Ø,
Denmark

TÜRKİYE

Dräger Medikal Ticaret ve
Servis A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. No. 47/10
34770 Ümraniye – İstanbul
Tel +90 216 469 05 55
Faks +90 216 469 05 60
info.turkiye@draeger.com

Üretici firma:

SoundEar A/S
Strandboulevarden 164,
2100 København Ø,
Denmark

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletisim

