

Daftar aksesoris **Perseus A500**



PERINGATAN

Baca dan patuhi semua petunjuk penggunaan yang relevan untuk menjamin penggunaan aksesoris dengan benar.

Workstation anestesi

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Daftar aksesoris Perseus A500

Beberapa item tidak tersedia secara global karena tidak disetujui di semua negara.

Dokumentasi teknis tersedia sesuai permintaan.

Perangkat dasar	
Penerangan tempat kerja	
Lampu workstation LED fleksibel, hanya untuk Perseus dengan tanggal produksi Maret 2014 dan setelahnya	MK08680
Penjepit rel untuk lampu	MP00615
Aksesoris pemantauan	
Kabel MEDIBUS, 2 m	MK09269
Kabel MEDIBUS, 3 m	MK09270
Kit MEDIBUS.X	MK09027
Kait untuk M540	MS26297
Aksesoris untuk versi menempel di langit-langit	
Troli Kit Fleksibilitas	
Memungkinkan penggunaan Perseus versi menempel di langit-langit sebagai workstation anestesi bergerak	MK09104
Troli servis	
Memungkinkan pengangkutan sementara Perseus versi menempel di langit-langit untuk tujuan perawatan	MK09450
Kit untuk unit suplai langit-langit dari produsen lain	
Memungkinkan penggunaan Perseus versi menempel di langit-langit dengan unit suplai langit-langit dari produsen lain	MK10073

Opsi perangkat lunak	
Terapi	
Opsi perangkat lunak Dukungan Tekanan	MK09728
Opsi perangkat lunak APRV	MK09728
Opsi perangkat lunak Rekrutmen paru	MK09728
Pemantauan	
Opsi perangkat lunak Tren econometer dengan ekspor catatan kejadian	MK09728
Opsi perangkat lunak Prediksi oksigen	MK09728

Opsi perangkat lunak(lanjutan)	
Opsi perangkat lunak Panduan aliran rendah	MK09728
Opsi perangkat lunak Penghasil suara napas	MK09728
Vapor View / komunikasi vaporizer	
Kit untuk opsi Vapor View untuk vaporizer Dräger dengan Pengecualian Otomatis (termasuk perangkat keras)	MK09728
Kit untuk opsi komunikasi vaporizer untuk vaporizer Dräger dengan Pengecualian Otomatis (termasuk perangkat keras)	MK09728

Ruang penyimpanan dan komponen lepas-pasang	
Ruang penyimpanan	
Modul Laci Kit (2 laci), hanya untuk versi troli	MK08958
Modul Laci Kit XL (2 laci), hanya untuk versi troli dengan tanggal produksi Maret 2014 dan lebih baru	MK09999
Kompartemen Aksesori Kit	MK09956
Kompartemen Aksesori Kit dengan baki tulis, hanya untuk versi troli	MK09900
Rak Penyimpanan Kit (atas/samping)	MK08493
Komponen lepas pasang	
Suplai gas	
Dudukan tabung gas Kit Tunggal, hanya untuk versi troli	MK09470
Vaporizer	
Dudukan parkir Vaporizer Kit (1 vaporizer)	MK08996
Tiang infus dan pengencang	
Tiang infus 25 mm	MK08876
Tiang infus 25 mm dengan lengan penyangga 300 x 200 mm	G27412
Tiang infus 25 mm dengan lengan penyangga 400 x 400 mm	G27469
Dudukan selang	
Dudukan Kit untuk selang kantong udara	MK08997
Kait penahan untuk rel standar	2M85446
Dudukan selang isap	2M85239
Keranjang	
Keranjang, 150 x 200 x 100 mm (5,9 x 7,9 x 3,9 in)	M26146
Keranjang, 150 x 280 x 100 mm (5,9 x 11 x 3,9 in)	M26145
Keranjang, 150 x 480 x 100 mm (5,9 x 18,9 x 3,9 in)	M25121

Ruang penyimpanan dan komponen lepas-pasang(lanjutan)

Dudukan dan gagang lainnya	
Bilah Pemasangan Kit (kiri/kanan), hanya untuk versi troli	MK08962
Gagang opsional Kit	MK08971
Lengan Penyangga Kit untuk wadah isap, hanya untuk versi troli	MK08963
Dudukan untuk wadah isap, untuk pemasangan fleksibel ke rel sirkumferensial	MK09771
Lengan berengsel Infinity ACS	MP00690

Sistem pernapasan dan ventilasi

Ventilator	
Modul blower TurboVent 2	MK05045
Pelindung luapan untuk modul blower TurboVent 2	MK10158
Sistem pernapasan internal	
Sistem pernapasan	
Sistem pernapasan Perseus, lengkap	MK06550
Sambungan kantong udara	
Siku pada sistem pernapasan	MK09089
Siku pada sistem pernapasan, Australia	MK09090
Dudukan kantong udara fleksibel	8605088
Sistem AGS	
PGA, Sistem penerima gas anestetik dengan indikator flow	MK06360
Adaptor Kit SPGA, hanya untuk Britania Raya dan Irlandia	MK09786
Absorber CO₂	
Adaptor CLIC Drägersorb	MX50090
Wadah penyerap pakai ulang	M33719
Sisipan untuk wadah penyerap	M33720
Wadah penyerap pakai ulang dengan sisipan	8607886
Pengukur tekanan	
Pengukur tekanan Mekanis Kit, hanya untuk Perseus dengan tanggal produksi Maret 2014 dan setelahnya	MK10003
Sistem pernapasan eksternal	
Sistem non-rebreathing	
Medec Waters Set	M36037
Adaptor PGA untuk Medec Waters Set	M36086

Sistem pernapasan dan ventilasi(lanjutan)	
Insufiasi O2	
O2Star, masker oksigen untuk konsentrasi menengah, ukuran M/L	MP01921
O2Star, masker oksigen untuk konsentrasi menengah, ukuran S	MP01931
O2Star, masker oksigen Tanpa Menghirup Ulang, ukuran M/L	MP01920
O2Star, masker oksigen Tanpa Menghirup Ulang, ukuran S	MP01930

Pengisapan endotrakeal	
Unit pengisapan	
Selang suplai diperlukan untuk menghubungkan unit pengisapan.	INFO
Unit pengisapan Endotrakeal Kit, ejektor (Udara), sambungan NIST	MK08964
Unit pengisapan Endotrakeal Kit, vakum, sambungan DISS	MK08965
Unit pengisapan Endotrakeal Kit, vakum, sambungan DISS untuk Kanada	MK08966
Unit pengisapan Endotrakeal Kit, vakum, sambungan NIST	MK08967
Aksesori	
Filter	
Filter bakteri untuk unit pengisapan endotrakeal	MK00514
Set pengisapan, terdiri dari:	8601179
Kaca lihat sekresi (5 buah.)	M07582
Botol sekresi 700 mL (2 buah.)	2M85594
Selang isap, 1,5 m (4,9 ft) (1 buah.)	M25780
Siku (1 buah.)	2M19063
Penutup untuk botol sekresi (1 buah.)	2M85011
Selang sambungan, silikon, 5 x 2 mm, 0,4 m (1,3 ft) (1 buah.)	1203606
Aksesori sekali pakai	
Botol sekresi VacuSmart, sekali pakai, 700 mL, 25 buah.	MX23023
Botol sekresi VacuSmart Gel, sekali pakai, 700 mL, 25 buah.	MX23025
Selang pengisapan VacuSmart Tube, sekali pakai, 2 m (6,6 ft)	MX23026

Vaporizer	
Vapor 2000	
D-Vapor	M35500
Vapor 2000	M35054

Vaporizer(lanjutan)	
Vapor 3000	
D-Vapor 3000	M36700
Vapor 3000 sevoflurane	M36500
Vapor 3000 isoflurane	M36500
Aksesori	
Adaptor pengisian Dräger Fill	
Adaptor pengisian Dräger Fill untuk halothane	M36090
Adaptor pengisian Dräger Fill untuk isoflurane	M36110
Adaptor pengisian Dräger Fill untuk sevoflurane	M36120
Adaptor pengisian Key Fill	
Adaptor pengisian Key Fill untuk halothane	M35320
Adaptor pengisian Key Fill untuk enflurane	M35321
Adaptor pengisian Key Fill untuk sevoflurane	M35322
Adaptor pengisian Key Fill untuk isoflurane	M35323
Alat penguras	
Alat penguras Quik Fil	M34206

Suplai media	
Suplai gas sentral	
Selang suplai Dräger, dapat dipilih melalui angka konfigurasi yang berdekatan	8601697
Desain, kode warna, dan thread sambungan semua selang suplai Dräger sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan.	
Selang suplai Dräger untuk Perseus versi menempel di langit-langit	
Selang suplai O ₂ , NF, 0,9 m	M36723
Selang suplai udara, NF, 0,9 m	M36724
Selang suplai N ₂ O, NF, 0,9 m	M36725
Selang suplai O ₂ , BS, 0,9 m	M36726
Selang suplai udara, BS, 0,9 m	M36727
Selang suplai N ₂ O, BS, 0,9 m	M36728
Selang suplai O ₂ , DIN, 0,9 m	M36729
Selang suplai udara, DIN, 0,9 m	M36730
Selang suplai N ₂ O, DIN, 0,9 m	M36731

Suplai media(lanjutan)	
Selang adaptor	
Selang adaptor O2 untuk Australia	M34446
Selang adaptor N2O untuk Australia	M34447
Selang adaptor udara untuk Australia	M34448
Sistem pengeluaran gas anestetik (AGSS)	
Probe gas SPGA	
Probe gas SPGA 45°	G60440
Probe gas SPGA 45° DIN EN	G60495
Probe gas SPGA, lurus	G60580
Selang pengeluaran dan konektor	
Selang pengeluaran PGA, 1,5 m (4,92 ft)	M33297
Selang pengeluaran PGA, 3 m (9,84 ft)	M33298
Selang pengeluaran PGA, 5 m (16,4 ft)	M33299
Selang pengeluaran PGA, standar Inggris, 3,5 m (11 ft)	M36051
Konektor selang PGA untuk Jepang, Australia, dan Selandia Baru	M36048
Aksesori PGA	
Katup kontrol NPT	8605566
Saluran keluar gas tambahan	
Saluran keluar Oksigen Kit (Mini Schraeder), hanya untuk Britania Raya dan Irlandia	MK09953
Sumber daya listrik	
Hanya gunakan kabel daya berjenis sama yang sesuai dengan peraturan nasional. Di AS dan Denmark, hanya gunakan kabel daya 'Kelas Rumah Sakit'.	
Kabel penyama potensial, 3,2 m (10 ft)	8301349
Kabel penyama potensial, 6,0 m (20 ft)	M27769
Terminal soket daya	
Terminal soket daya tambahan kit, standar NEMA (untuk AS, Kanada, dan Jepang)	MK09888

Aksesori untuk pengukuran gas dan pengukuran aliran	
Pengukuran gas	
Jalur sampel, set 10	8290286
Infinity ID WaterLock 2, set 12	6872020
WaterLock 2, set 12	6872130

Aksesori untuk pengukuran gas dan pengukuran aliran(lanjutan)

Pengukuran aliran	
Sensor flow Infinity ID, set 5	6871980
Sensor flow SpiroLife, pakai ulang	MK01900

Sodalime

Dapat digunakan kembali	
Filter	
Filter debu soda lime untuk wadah penyerap pakai ulang	MX50115
Sodalime	
Drägersorb Free, kanister 5,0 L	MX50050
Drägersorb 800 Plus, kanister 5,0 L	MX00001
Kunci kanister untuk membuka kanister Drägersorb	MX10209
Kartrid sekali pakai	
Produk Infinity ID	
Infinity ID CLIC Absorber Free, set 6	MX50120
Infinity ID CLIC Absorber 800+, set 6	MX50004
Produk tanpa Infinity ID	
CLIC Absorber Free, set 6	MX50100
CLIC Absorber 800+, set 6	MX00004

Resusitator manual

Resutator MR 100, untuk dewasa	5702881
Resutator MR 100, untuk anak	5702321
Resutator MR 100, untuk neonatus	5702322
Kait penahan untuk resusitator manual	M26349
Oxidem 3000 (untuk memberikan O ₂ selama ventilasi dengan resusitator manual)	2M86296

Kantong udara

Kantong udara, pakai ulang	
Kantong udara 0,5 L, ISO - silikon	2166054
Kantong udara 1,5 L, ISO - silikon	2166127
Kantong udara 2,3 L, ISO - silikon	2166062
Kantong udara 3,0 L, ISO - silikon	2166070

Kantong udara(lanjutan)	
Kantong udara, sekali pakai	
Kantong udara VentStar 0,5 L Ukuran kemasan: 25 buah.	MP02710
Kantong udara VentStar 1,0 L Ukuran kemasan: 25 buah.	MP02711
Kantong udara VentStar 2,0 L Ukuran kemasan: 25 buah.	MP02712

Sambungan Y dan konektor	
Sambungan Y, untuk dewasa, Luer Lock	M33278
Sambungan Y	8412220
Sambungan Y, lurus, ISO	M25650
Sambungan Y, bersudut, untuk anak	8403075
Konektor ganda ISO, 22 mm/22 mm	M25647

Selang pernapasan sekali pakai	
Selang pernapasan sekali pakai untuk dewasa	
Produk Infinity ID	
Infinity ID breathing circuit, laras halus Panjang: 150 cm (59 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00340
Infinity ID breathing circuit, Basic 180 Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP01350
Infinity ID breathing circuit, Basic 250 Panjang: 250 cm (98 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 10 buah.	MP01348
Infinity ID breathing circuit, koaksial Panjang: 160 cm (63 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 20 buah.	MP00342
Infinity ID breathing circuit, Watertrap 180 Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP01326
Infinity ID breathing circuit, Watertrap 210 Panjang: 210 cm (83 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 10 buah.	MP00378
Infinity ID breathing circuit, Smoothbore 300 Panjang: 300 cm (118 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 10 buah.	MP01325

Selang pernapasan sekali pakai(lanjutan)

Set kantong udara Infinity ID Panjang: 120 cm (48 in). Kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00341
Set kantong udara Infinity ID 150 Panjang: 150 cm (59 in). Kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP01330
Produk tanpa Infinity ID	
Vent Set Basic Panjang: 150 cm (59 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00300
VentStar, Basic 180 Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00349
VentStar, Basic 250 Panjang: 250 cm (98 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 10 buah.	MP00350
VentStar coaxial Watertrap 210 Panjang: 210 cm (83 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 10 buah.	MP00373
Vent Set Coax Panjang: 150 cm (59 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 20 buah.	MP00315
Vent Set Coax dengan dudukan termasuk dudukan selang (untuk pemasangan ke lengan berengsel). Panjang: 150 cm (59 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 20 buah.	MP00316
VentStar Coax 180 Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 20 buah.	MP00356
VentStar, Watertrap 180 tanpa Luer Lock Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00334
VentStar, Watertrap 180 Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00337
VentStar, anesthesia Watertrap 180 tanpa Luer Lock Panjang: 180 cm/150 cm. Kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 10 buah.	MP00371
VentStar, anesthesia Watertrap 180 Panjang: 180 cm (70 in)/150 cm (59 in). Kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 10 buah.	MP00372

Selang pernapasan sekali pakai(lanjutan)

Set kantong udara VentStar Panjang: 80 cm (31 in). Kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00222
Set kantong udara VentStar 120 Panjang: 120 cm (48 in). Kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00380
Set kantong udara VentStar 150 Panjang: 150 cm (59 in). Kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00381
Anesthesia set Basic, bebas lateks Panjang: 150 cm (59 in)/80 cm (31 in). Kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00301
VentStar, anestesi, Basic 180 Panjang: 180 cm (70 in)/150 cm (59 in). Kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00365
VentStar, anestesi, Basic 250 Panjang: 250 cm (70 in)/150 cm (59 in). Kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 10 buah.	MP00366
VentStar anestesi tanpa Luer Lock Panjang: 150 cm (59 in)/80 cm (31 in). Kantong udara 2 L. Bebas lateks Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00330
VentStar, anesthesia Watertrap 280 tanpa Luer Lock Panjang: 280 cm (110 in)/150 cm (59 in). Kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 10 buah.	MP02720
VentStar, anesthesia Watertrap 280 Panjang: 280 cm (110 in)/150 cm (59 in). Kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 10 buah.	MP02721
VentStar MRI 3 m Panjang: 300 cm (118 in), bebas lateks. Ukuran kemasan: 10 buah.	MP00327
Anesthesia set Basic, bebas lateks, 2 L, US-CAN Panjang: 150 cm (59 in), kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00321
Anesthesia set Basic, bebas lateks, 3 L, US-CAN Panjang: 150 cm (59 in), kantong udara 3 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00322

Selang pernapasan sekali pakai(lanjutan)

Set kantong udara VentStar, Basic, untuk Australia Panjang: 180 cm (70 in). Kantong udara 2 L. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP01322
VentStar Anesthesia set, Basic, untuk Australia Panjang: 180 cm (70 in)/180 cm (70 in). Kantong udara 2 L. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP01320
Selang pernapasan sekali pakai untuk anak	
Produk Infinity ID	
Infinity ID breathing circuit, Basic (P) 180 Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP01340
Infinity ID breathing circuit, Watertrap (P) 180 Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP01341
Set kantong udara Infinity ID (P) 110 Panjang: 110 cm (43 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP01343
Produk tanpa Infinity ID	
VentStar, Basic (P) 150 tanpa Luer Lock Panjang: 150 cm (59 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00338
VentStar, Basic (P) 180 Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00351
VentStar, Basic (P) 250 Panjang: 250 cm (98 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00352
VentStar, Watertrap (P) 180 Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00361
VentStar, Watertrap (P) 180 tanpa Luer Lock Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00362
VentStar, coaxial (P) 150 Panjang: 150 cm (59 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 20 buah.	MP00379
Set kantong udara VentStar (P) 110 Panjang: 110 cm (43 in). Kantong udara 1 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00384
VentStar Anesthesia (P) tanpa Luer Lock Panjang: 150 cm (59 in)/110 cm (43 in). Kantong udara 1 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.	MP00331

Selang pernapasan sekali pakai(lanjutan)	
<p>VentStar, anesthesia Watertrap (P) 180 Panjang: 180 cm (70 in)/110 cm (43 in). Kantong udara 1 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 10 buah.</p>	MP00374
<p>VentStar, Anesthesia Watertrap (P) 180 tanpa Luer Lock Panjang: 180 cm (70 in)/110 cm (43 in). Kantong udara 1 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 10 buah.</p>	MP00375
Selang pernapasan sekali pakai untuk neonatus	
Produk Infinity ID	
<p>Infinity ID breathing circuit, Basic (N) 180 Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.</p>	MP01327
<p>Infinity ID breathing circuit, Watertrap (N) 180 Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.</p>	MP01328
<p>Set kantong udara Infinity ID (N) 110 Panjang: 110 cm (43 in). Kantong udara 2 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.</p>	MP01329
Produk tanpa Infinity ID	
<p>VentStar, Basic (N) 180 Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.</p>	MP00353
<p>VentStar, Watertrap (N) 180 Panjang: 180 cm (70 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.</p>	MP00363
<p>VentStar, Anesthesia (N) 180 Panjang: 180 cm (70 in)/110 cm (43 in). Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.</p>	MP00333
<p>Set kantong udara VentStar (N) 110 Panjang: 110 cm (43 in). Kantong udara 0,5 L. Bebas lateks. Ukuran kemasan: 25 buah.</p>	MP00383

Selang pernapasan dapat dipakai ulang	
Selang pernapasan dapat dipakai ulang untuk dewasa dan anak	
<p>BlueSet Anesthesia (P/A) Set selang ini digunakan sebagai rujukan untuk nilai terukur yang ditunjukkan di bagian Data Teknis pada petunjuk penggunaan Perseus.</p>	M30146

Selang pernapasan dapat dipakai ulang(lanjutan)	
BlueSet Anesthesia Watertrap (P/A), terdiri dari:	MK04248
Selang pernapasan, silikon, pakai ulang, A, panjang: 0,60 m (23,6 in), konektor 22 mm/22 mm (4 buah.)	2165627
Selang pernapasan, panjang: 1,10 m (43 in)	2166038
Konektor ganda ISO, 22 mm/22 mm	M25647
Water trap (2 buah.)	8404985
Sambungan Y dengan Luer Lock	M33278
Kantong udara 2,3 L, ISO, silikon	2166062
Selang pernapasan dapat dipakai ulang untuk neonatus	
BlueSet Anesthesia (N)	M27542

Masker wajah	
Masker wajah, pakai ulang	
Masker wajah silikon, ukuran 00, (prematurn)	MP02900
Masker wajah silikon, ukuran 0, (neonatus kecil)	MP01910
Masker wajah silikon, ukuran 1, (neonatus)	MP01911
Masker wajah silikon, ukuran 2, (anak kecil)	MP01912
Masker wajah silikon, ukuran 3, (anak)	MP01913
Masker wajah silikon, ukuran 4, (dewasa kecil)	MP01914
Masker wajah silikon, ukuran 5, (dewasa)	MP01915
Cincin pengait, diameter luar 15 mm, untuk ukuran 1 dan 2	MP01916
Cincin pengait, diameter dalam 22 mm, untuk ukuran 3, 4, 5, dan 6	MP01917
Masker ventilasi, sekali pakai	
Masker LiteStar Anesthesia, ukuran 1, tanpa cincin pengait, 30 buah.	MP01501
Masker LiteStar Anesthesia, ukuran 2, tanpa cincin pengait, 30 buah.	MP01502
Masker LiteStar Anesthesia, ukuran 3, tanpa cincin pengait, 30 buah.	MP01503
Masker LiteStar Anesthesia, ukuran 4, tanpa cincin pengait, 30 buah.	MP01504
Masker LiteStar Anesthesia, ukuran 5, tanpa cincin pengait, 30 buah.	MP01505
Masker LiteStar Anesthesia, ukuran 6, tanpa cincin pengait, 30 buah.	MP01506

Masker wajah(lanjutan)

Cincin pengait untuk masker LiteStar, untuk ukuran 1 dan 2, 30 buah.	MP01551
Cincin pengait untuk masker LiteStar, untuk ukuran 3, 4, 5, dan 6, 30 buah.	MP01552
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 0, standar, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01510
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 1, standar, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01511
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 2, standar, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01512
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 3, standar, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01513
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 4, standar, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01514
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 5, standar, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01515
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 6, standar, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01516
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 1, beraroma stroberi, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01521
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 2, beraroma stroberi, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01522
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 3, beraroma stroberi, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01523
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 4, beraroma stroberi, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01524
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 1, beraroma permen karet, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01531
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 2, beraroma permen karet, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01532
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 3, beraroma permen karet, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01533
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 4, beraroma permen karet, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01534
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 3, beraroma peppermint, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01543
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 4, beraroma peppermint, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01544
Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 5, beraroma peppermint, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01545

Masker wajah(lanjutan)

Masker ComfortStar Anesthesia, ukuran 6, beraroma peppermint, dengan cincin pengait, 20 buah.	MP01546
Tutup kepala, pakai-ulang, silikon, kecil	MP01557
Tutup kepala, pakai-ulang, silikon, besar	MP01558
Tutup kepala, sekali pakai, bahan lembut, kecil	MP01559
Tutup kepala, sekali pakai, bahan lembut, besar	MP01560
Tutup kepala, sekali-pakai, karet lunak, kecil	MP01561
Tutup kepala, sekali-pakai, karet lunak, besar	MP01562

HME dan filter sistem pernapasan

Filter dan HME	
Filter elektrostatis dan HME TwinStar 90, sekali pakai, ruang mati 90 mL, 50 buah.	MP01800
Filter mekanis dan HME TwinStar HEPA, sekali pakai, ruang mati 55 mL, 50 buah.	MP01801
Filter elektrostatis dan HME TwinStar 55, sekali pakai, ruang mati 55 mL, 50 buah.	MP01805
Filter elektrostatis dan HME TwinStar 65A, sekali pakai, ruang mati 65 mL, bersudut, 50 buah.	MP01810
Filter elektrostatis dan HME TwinStar 25, sekali pakai, ruang mati 25 mL, 50 buah.	MP01815
Filter elektrostatis dan HME TwinStar 8, sekali pakai, ruang mati 8 mL, 50 buah.	MP01820
Filter elektrostatis dan HME TwinStar 10A, sekali pakai, ruang mati 10 mL, bersudut, 50 buah.	MP01825
HME	
HME HumidStar 55, sekali pakai, ruang mati 55 mL, 50 buah.	MP01730
HME HumidStar 25, sekali pakai, ruang mati 25 mL, 50 buah.	MP01735
HME HumidStar 10A, sekali pakai, ruang mati 10 mL, bersudut, 50 buah.	MP01740
HME HumidStar 2, sekali pakai, ruang mati 2 mL, 50 buah.	MP01745

HME dan filter sistem pernapasan(lanjutan)

Filter mekanis dan elektrostatis

Filter mekanis SafeStar 80,
sekali pakai, ruang mati 80 mL, 50 buah.

MP01785

Filter mekanis SafeStar 55,
sekali pakai, ruang mati 55 mL, 50 buah.

MP01790

Filter mekanis SafeStar 60A,
sekali pakai, ruang mati 60 mL, bersudut, 50 buah.

MP01795

Filter elektrostatis CareStar 45,
sekali pakai, ruang mati 45 mL, 50 buah.

MP01755

Filter elektrostatis CareStar 40A,
sekali pakai, ruang mati 40 mL, bersudut, 50 buah.

MP01765

Filter elektrostatis CareStar 30,
sekali pakai, ruang mati 30 mL, 50 buah.

MP01770

Set2go

Dengan Set2go, Dräger menawarkan set aksesoris spesifik pelanggan. Set ini berisi pilihan individual untuk aksesoris sekali pakai. Tiap set mendapat nomor pesanan spesifiknya sendiri. Untuk informasi selengkapnya, hubungi organisasi penjualan Dräger setempat Anda.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Arahan 93/42/EEC tentang perangkat medis



Arahan 1999/5/EC tentang peralatan telekomunikasi radio



Produsen



Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55

23542 Lübeck

Jerman



+49 451 8 82-0

FAKS +49 451 8 82-2080



<http://www.draeger.com>

9511978 – id

© Drägerwerk AG & Co. KGaA

Edisi/Edition: 7 – 2017-09

(Edisi/Edition: 1 – 2011-07)

Dräger berhak membuat perubahan pada perangkat medis tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

