

Polaris® Multimedia Lampade e sistemi video medicali

Permette di documentare le procedure chirurgiche con qualità standard o professionale tramite una delle numerose soluzioni video flessibili standard o ad alta risoluzione.



Vantaggi

Progettato nel rispetto delle esigenze degli utilizzatori

Oggi giorno la documentazione video è più importante che mai. Indipendentemente dallo scopo, che sia dimostrativo, formativo o forense, Dräger dispone dell'opzione ottimale per l'uso finale previsto.

Praticità delle funzioni e dei comandi della videocamera

Le videocamere HD includono funzioni note quali zoom, diaframma a iride, autofocus e fermo immagine, che permettono di cogliere i dettagli in modo semplice. Ma offrono anche diverse opzioni di comando intuitive, come il controllo con telecomando o con pannello a parete o da centralina.

Videocamera Polaris con opzione HD

L'opzione HD è una scelta eccellente per creare audiovisivi a scopi formativi, presentare interventi dal vivo o documentare con precisione procedure chirurgiche complesse. La qualità realistica delle immagini catturate da questo sistema offre allo spettatore l'impressione di essere sul posto. Il sistema Polaris 600 permette di attrezzare i corpi illuminanti della lampada con una videocamera ad alta definizione che, ogni qualvolta necessario, può essere attivata per documentare le procedure in dettaglio. Non è più necessario sostituire il manipolo sterile, perché la videocamera è posizionata proprio all'interno del corpo illuminante della lampada, sotto la copertura trasparente. La videocamera si regola automaticamente in base alle condizioni di illuminazione. Inoltre, lo zoom 120x trasmette immagini con contorni nettamente definiti. In più viene trasmesso in modalità wireless un segnale video criptato ricevuto in modo continuativo in sala operatoria. Il video viene controllato e gestito tramite telecomando e/o pannello a parete, consentendo all'équipe chirurgica di lavorare indisturbata mentre gli spettatori osservano dal vivo.

Supporti per display a uso medico

Molte applicazioni ormai richiedono l'impiego di più di un display. Per questo Dräger ha realizzato un supporto per display che consente di posizionare fino a due schermi (da 19" a 32") o uno schermo da 19" a 42" su un unico braccio a molla. Per un'ergonomia ottimale della postazione di lavoro, lo schermo può essere regolato o posizionato in qualsiasi momento aiutandosi con la maniglia centrale. La maniglia è disponibile sia nella versione sterilizzabile che in quella sterile, a seconda del protocollo di prevenzione delle infezioni adottato. Il sistema è inoltre predisposto per una gestione intelligente dei cavi, che migliora l'igiene e l'ordine.

Dettagli



D-4254-2022



D-6518-2022



D-6767-2022



D-2502-2022



D-381-2022



D-175-03-2014

Prodotti correlati



D-4252-2022

Dräger Polaris® 600

La nostra lampada per sala operatoria è dotata di tecnologia all'avanguardia: Dräger Polaris® 600 semplifica in modo percepibile la vostra giornata lavorativa, grazie ai comandi intuitivi e alla versatilità delle opzioni di configurazione. Il concetto di sistema a prova di futuro rimane fedele alla filosofia che contraddistingue l'intera serie di prodotti, garantendovi un'illuminazione di eccezionale qualità.

Prodotti correlati



Polaris® 100/200

In sala operatoria, una corretta illuminazione è essenziale per il successo dell'intervento. I sistemi di illuminazione chirurgica Polaris® 100/200 garantiscono un'illuminazione fredda con colori naturali e ricchi di contrasto per migliaia di ore di funzionamento senza manutenzione e senza incidere sul budget dell'ospedale.

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA

Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Produttore di Polaris Multimedia in combinazione con lampade scialitiche:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germania

Produttore di Polaris Multimedia senza lampade scialitiche:

Ondal Medical Systems GmbH
Wellastraße 6
36088 Hünfeld, Germania

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci



I contenuti del presente comunicato (testi, immagini, foto, video, disegni, allegati, ecc.) sono rivolti esclusivamente ai giornalisti della stampa specializzata ed agli operatori sanitari, e conseguentemente, hanno natura meramente informativa, non qualificabile quale pubblicità. Draeger Italia S.p.A. declina ogni responsabilità per consultazioni non autorizzate da parte di soggetti che non rivestano tali qualifiche, riservandosi ogni miglior tutela.