

Polaris® Multimedia Lámparas y opciones de vídeo

Documente los procedimientos quirúrgicos con calidad estándar o profesional mediante una de las numerosas soluciones de vídeo flexibles, estándar o de alta resolución.



Ventajas

Diseñadas teniendo en cuenta sus necesidades

Hoy en día, la documentación en vídeo es más importante que nunca. Tanto si utiliza el vídeo con fines de demostración, formación o análisis forense, Dräger tiene una opción adecuada para llevar a cabo esa tarea.

Cámaras con características y controles prácticos

Nuestras cámaras HD incluyen características como zoom, iris, autoenfoco y congelación de imagen, que le permiten capturar detalles fácilmente. Además, le ofrecen una selección de opciones de control intuitivas como un control remoto móvil o un mando de pared.

Opción de cámara Polaris HD

La opción HD es una excelente elección para la creación de documentos de formación, intervenciones en directo o para la documentación precisa de procesos complicados. Gracias a la calidad de imagen realista que proporciona este sistema, el espectador tiene la impresión de estar realmente presente. Con el modelo Polaris 600, tiene la opción de equipar los cabezales de las lámparas con una cámara de alta definición que le permite capturar procesos en detalle siempre que lo necesite. Ya no será necesario reemplazar la empuñadura estéril porque la cámara está situada en el cabezal de la lámpara, bajo la cubierta transparente. La cámara se ajusta de manera automática a las condiciones de luz existentes en cada momento. Además, el zoom de 120 aumentos ofrece imágenes de gran nitidez. La señal de vídeo encriptada se transmite de forma inalámbrica y se recibe de forma continua en el quirófano. El control de la cámara se realiza mediante el mando a distancia o mediante el panel mural, lo cual permite a su equipo trabajar sin interrupciones al tiempo que los espectadores pueden ver el vídeo en directo.

Soportes para pantallas médicas

En la actualidad muchas aplicaciones requieren más de una pantalla. Por ello, Dräger le ofrece un soporte de pantalla que le permite colocar hasta dos pantallas (de 19" a 32") o una pantalla de 19" a 42" en un mismo brazo basculante. El mango central permite ajustar o posicionar convenientemente la pantalla para lograr una ergonomía óptima en el puesto de trabajo. El mango está disponible en versión esterilizable o estéril, dependiendo de su concepto de prevención de infecciones. El sistema también dispone de un sistema de gestión de cableado para una mayor higiene y mayor orden.

Detalles



D-4254-2022



D-6518-2022



D-6767-2022



D-2502-2022



D-381-2022



D-17543-2014

Productos relacionados



D-4252-2022

Polaris® 600

Nuestra lámpara de quirófano representa innovación: La Dräger Polaris® 600 de Dräger facilita su trabajo con controles intuitivos y opciones de configuración versátiles. El concepto de un sistema «Preparado para el futuro» se adhiere a la filosofía de nuestra familia de productos, proporcionándole una iluminación excelente.

Productos relacionados



D-96-2022

Polaris® 100/200

En el quirófano, la correcta iluminación es esencial para el éxito. Los sistemas de iluminación quirúrgica Polaris® 100/200 proporcionan luz fría con colores naturales y un rico contraste durante miles de horas de funcionamiento, sin preocupaciones y sin comprometer el presupuesto del hospital.

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante de Polaris Multimedia combinación con lámparas quirúrgicas:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

Fabricante de Polaris Multimedia

sin lámparas quirúrgicas:
Ondal Medical Systems GmbH
Wellastraße 6
36088 Hünfeld, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.U.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com