

Polaris® Multimedia Iluminação e sistemas de vídeo médicos

Documente procedimentos cirúrgicos em qualidade normal ou profissional com uma das várias soluções de vídeo flexíveis com resolução alta ou normal.



Benefícios

Projetado de acordo com as suas necessidades

Hoje em dia, a documentação em vídeo é mais importante do que nunca. Seja para demonstrações, treinamentos ou documentação, a Dräger tem uma opção perfeitamente adequada à tarefa em questão.

Praticidade nos recursos e controles da câmera

Nossas câmeras HD incluem recursos bem conhecidos como zoom, íris, autofoco e frame estático, que permitem capturar detalhes com facilidade. Elas também oferecem opções intuitivas de controle, como controle remoto, unidade de controle ou controle de parede.

Opção de câmera HD Polaris

A opção HD é uma excelente escolha para criar mídia de treinamento, apresentar cirurgias ao vivo ou documentar procedimentos complicados de forma precisa. A qualidade de imagem realista que esse sistema oferece dá ao espectador a impressão de realmente estar lá. Com o Polaris 600, você tem a opção de equipar os suportes de luz com uma câmera de alta definição que permite capturar os procedimentos de forma detalhada, sempre que houver necessidade. A manopla esterilizável já não precisa mais ser substituída, porque a câmera está localizada diretamente no suporte de luz, sob a tampa transparente. A câmera se ajusta automaticamente às condições de iluminação do momento, e o zoom de 120x gera imagens extremamente nítidas. Além disso, um sinal de vídeo criptografado é transmitido sem fio e recebido continuamente na sala de operação. A operação do vídeo é realizada pelo painel de parede e/ou controle remoto e permite que a sua equipe trabalhe sem interrupções enquanto os espectadores assistem em tempo real.

Suportes de monitores para monitores médicos

Muitas aplicações agora exigem mais de um monitor. É por isso que a Dräger agora oferece um suporte que permite posicionar até dois monitores (de 19" a 32") ou um monitor de 19" a 42" em um único braço de mola. Para ter uma ergonomia ideal no ambiente de trabalho, o monitor pode ser ajustado ou posicionado a qualquer momento usando uma alça. A alça está disponível nas versões estéril e esterilizável, dependendo do seu conceito de prevenção de infecções. Esse sistema também tem gerenciamento de cabos para melhorar a higiene e reduzir emaranhamentos.

Detalhes



D-4254-2022



D-6518-2022



D-6767-2022



D-2502-2022



D-381-2022



D-175-03-2014

Produtos relacionados



D-4252-2022

Dräger Polaris® 600

Nosso foco cirúrgico é um estado de arte: O Dräger Polaris® 600 facilita demais o trabalho diário — com controles intuitivos e opções versáteis de configuração. O conceito de sistema à prova de obsolescência mantém a fidelidade à filosofia da família de produtos que não fornece menos que um bom foco para você.

Produtos relacionados



Polaris® 100/200

A iluminação certa no centro cirúrgico é essencial para o sucesso. Os sistemas de iluminação cirúrgica Polaris® 100/200 fornecem luz fria com cores naturais e contraste rico por milhares de horas de operação sem preocupações, sem sobrecarregar o orçamento do hospital.

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.

As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.

SEDE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

Fabricante da Polaris Multimedia em combinação com focos cirúrgicos:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Alemanha

Fabricante da Polaris Multimedia

sem focos cirúrgicos:
Ondal Medical Systems GmbH
Wellastraße 6
36088 Hünfeld, Alemanha

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto

