

Polaris® Multimedia Videosystémy

Dokumentujte chirurgické výkony ve standardní nebo profesionální kvalitě jedním z několika flexibilních, standardních video řešení nebo řešením s vysokým rozlišením.



Výhody

Vytvořeno s ohledem na vaše potřeby

Dnes je videodokumentace důležitější než kdy předtím. Pokud budete používat video pro ukázkou, školení nebo forenzní účely, společnost Dräger má po ruce řešení, které se k tomuto úkolu dobře hodí.

Praktické funkce a ovládací prvky kamery

Naše HD kamery obsahují známé funkce, jako je zoom, korekce záblesku duhovek, automatické zaostření a zmrazení záběru, které vám umožní snadno zachytit detaily. Také vám nabízí řadu intuitivních ovládacích možností, jako je mobilní dálkové ovládání nebo nástěnná ovládací jednotka.

Polaris HD kamera

HD je vynikající volbou pro vytváření výukových médií, živě přenášených operací nebo pro přesnou dokumentaci komplikovaných procedur. Realistická kvalita obrazů, kterou tento systém poskytuje, zajišťuje divákům dojem, jako by byli skutečně přítomni přímo na místě. Polaris® 600 vám přináší možnost vybavit světelné hlavy kamerou s vysokým rozlišením, která vám dovolí zachytit v detailu procedury, kdykoliv se taková potřeba objeví. Sterilní rukojeť se pro tento účel měnit nemusí, neboť kamera je umístěna přímo v osvětlovacím tělese pod průhledným krytem. Kamera se automaticky seřizuje podle aktuálních světelných podmínek. 120násobné přiblížení poskytuje obraz nejvyšší ostrosti. Šifrovaný videosignál se přenáší bezdrátově a je kontinuálně přijímán na operačním sále. Videokamera se ovládá dálkovým ovladačem a nástěnným panelem a umožňuje tak vašemu týmu nerušenou práci během živého videopřenosu.

Držáky zobrazovacích jednotek pro zdravotnické displeje

Mnoho aplikací nyní vyžaduje více než jeden displej. Proto nyní společnost Dräger nabízí držák displeje, který vám umožní umístit až dva displeje s úhlopříčkou 19–32" nebo jeden displej s úhlopříčkou 19–42" na jedno odpružené rameno. Pro optimální ergonomické řešení na pracovišti je možné displej kdykoliv nastavit nebo umístit do požadované polohy pomocí centrální rukojeti. K dispozici je buď sterilizovatelná, nebo sterilní verze rukojeti v závislosti na vaší koncepci prevence infekcí. Tento systém má rovněž správu kabelů pro zvýšení hygieny a lepší přehlednost.

Podrobnosti



D-4254-2022



D-6518-2022



D-6767-2022



D-2502-2022



D-381-2022



D-175-03-2014

Související produkty



D-4252-2022

Dräger Polaris® 600

Naše operační světlo poskytuje nejmodernější technologii: Světlo Dräger Polaris® 600 výrazně usnadňuje běžnou práci — svým intuitivním ovládáním a všestrannými možnostmi konfigurace. Systémový koncept s jistou budoucností zůstává věrný filozofii své produktové řady a zajišťuje vynikající osvětlení.

Související produkty



Polaris® 100/200

Na operačním sále je dobré osvětlení základní podmínkou úspěchu. Chirurgický osvětlovací systém Polaris® 100/200 zajišťuje chladné světlo v přirozených barvách a s bohatým kontrastem pro tisíce hodin bezúdržbového provozu, aniž by zatěžoval rozpočet vašeho nemocničního zařízení.

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. Zmiňované ochranné známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích, v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 760 141
Fax +420 272 769 242
recepc CZ@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

**Výrobce zařízení Polaris Multimedia
v kombinaci s chirurgickým osvětlením:**
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Německo
**Výrobce zařízení Polaris Multimedia
bez chirurgického osvětlení:**
Ondal Medical Systems GmbH
Wellastraße 6
36088 Hüfelfeld, Německo

Príslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt

