



Asli işlere odaklanmak

DRÄGER  
SAVINA® 300  
CLASSIC

# Bir ventilatör günlük iş hayatınızı kolaylaştırmaya nasıl katkıda bulunur?



Hastalara mümkün olan en iyi bakımı sunmak her gün odaklandığınız unsurdur. Bu nedenle her durumda güvенеbileceğiniz bir ventilatöre ihtiyaç duyarsınız. Çok yönlü ve kullanımı kolay güvenilir bir cihaza sahip olmak çok önemlidir. Özellikle akut bakım tedavilerinde yoğun bir zaman baskısı altında çalışmanız gerekir. Savina 300 Classic'in (yapılandırmada) sezgisel kullanımı, daha verimli çalışmanızı ve hastalarınıza daha fazla zaman ayırmanızı sağlar.



#### GÜVENİLİRLİK ESNEKLİK İLE BİRLEŞİYOR

Savina ventilatörleri dünya genelinde 1,4 milyar saatten daha fazla kaliteli ventilasyon sağlamıştır. Savina 300 Classic, onu güvenilir bir iş ortağı haline getiren entegre bir güvenlik konsepti ile teslim edilir. Bu cihaz, durumu en kritik olan hastalardaki ventilasyon ihtiyaçlarını dahi karşılayacak şekilde tasarlanmıştır, hatta hastanenin hemen hemen her yerinde kullanabilecek kadar esnektir.

#### HASSAS VE KORUYUCU, HATTA GÜÇLÜ VE ETKİLİ VENTİLASYON

Ekibiniz Savina 300 Classic'i kısa sürede güvenle kullanacaktır. Geniş renkli dokunmatik ekran ve temel fonksiyonlara odaklanan sezgisel işletim sistemi, konfigürasyonu ve çalışmayı çok kolay bir hale getirir.

Dräger cihazlarının dünyaca ünlü ventilasyon kalitesine ek olarak ventilasyon sistemi, solunum gazı için ortam havasını sıkıştırarak, cihazın merkezi gaz beslemesinden bağımsız çalışabilmesine olanak tanır.

# İhtiyaç duyduğunuz işlevsellik tek cihazda.

## KULLANIM KOLAYLIĞI

- Kolay kullanım ve hızlı biçimlendirme sağlayan sezgisellik
- Dräger genelinde standartlaştırılmış kullanıcı arayüzü güvenle kullanım sağlar ve eğitim süresini azaltır
- Otomatik cihaz kontrolü ile işleme çabuk hazırlanma
- Hasta alarmı durumlarına hızlı tepki vermek için akıllı alarm kullanımı
- Kolay temizleme ve dezenfeksiyon için pürüzsüz ve sızdırmaz yüzeyler

## YÜKSEK VENTİLYASYON PERFORMANSI


- Çok çeşitli ventilasyon modları
- Türbin sayesinde elde edilen mükemmel tetik tepkisi ile sorunsuz spontan solunum
- Sabit hacimli ventilasyonda AutoFlow® ile minimum basınç seviyesinde serbest solunum
- Hasta eforuna çok kısa bir sürede yanıt veren non-invaziv ventilasyon (NIV) tüm modlarda mevcuttur
- Döngüler, trendler ve kayıt defteri ile genişletilmiş grafik özellikleri
- Ventilasyon tedavisi değiştirildiğinde cihazı da değiştirmeniz gerekmez: O<sub>2</sub> terapi sabit akışta oksijen uygulamasına olanak tanır

## GAZ VE GÜÇ KAYNAĞINDAN BAĞIMSIZ

- Hızlı tepki süresine sahip entegre türbin, 250 l/dk'ya kadar sürekli yüksek akış
- Entegre ve harici batarya sayesinde beş saate kadar bağımsız ventilasyon
- Transport Besleme Ünitesi (TSU) gaz tüplerinin rahat bir biçimde kullanılabilmesi için hızlıca bağlanabilir
- Ventilatör ile hasta yatağı arasındaki bağlantının kısa sürede kurulması için yatak bağlantı elemanı
- Merkezi gaz beslemesi olmadan ventilasyon için Düşük Basıncılı Oksijen (LPO) girişi



# Her aşamada güvenle çalışın.



Solunuma yönelik çalışmalar için güvenilir bir ortak: Savina® 300 Classic, akut ve kronik bakım hastalarında tek bir cihazla invaziv ve non-invaziv tedavi için uygundur. Farklı ventilasyon modları ve O<sub>2</sub> terapi, cihazın hem sabit hem hareketli olduğu durumlarda çalışır.

## ÖNLEYİN

- Entübasyonu önlemek veya geciktirmek ve entübasyona bağlı riskleri azaltmak için tüm ventilasyon modlarında geniş kapsamlı NIV<sup>1,2</sup>
- Hassas ve doğru tetikleme solunum işini azaltır

## STABİLİZE EDİN

- AutoFlow® sabit hacimli ventilasyondaki hastanın değişen akciğer mekaniklerine göre basınç seviyesini otomatik olarak ayarlar
- PC-AC ile ventilasyon destekli akciğer koruması, zararlı basınçları engeller
- CO<sub>2</sub> gaz değişiminin sürekli izlenmesi için Entegre Kapnografi

## AYIRIN

- PC-BIPAP/PC-SIMV<sup>3</sup>, mekanik ventilasyon ile doğal solunum arasında hafif bir geçiş olmasını sağlayarak ayırma işlemini sürekli destekler
- AutoFlow® ile açık solunum sistemi, tüm ventilasyon modlarında spontan solunum sağlar
- Hassas tetikleme ve hastanın basınç destekli kontrollü ventilasyon yüksek akış ihtiyacına hızlı tepki

## İYİLEŞTİRİN

- NIV, yeniden entübasyonu ve enfeksiyon oranlarını azaltabilir ve YBÜ sürelerini kısaltabilir<sup>4</sup>
- Hassas tetikleme, hasta-ventilatör senkronizasyonunu artırmaya yardımcı olur
- CPAP/PS sayesinde spontan solunum
- O<sub>2</sub> terapi, ekstübasyon ve non-invaziv ventilasyon sonrası iyileşmeyi destekler

<sup>1</sup> Ram FSF et al, The Cochrane Library 2005, Issue 4

<sup>2</sup> Lightowler J, Wedzicha JA et al., BMJ 2003; 326; 18

<sup>3</sup> BIPAP – Lisansla kullanılan ticari marka

<sup>4</sup> Ferrer M; Am J Respir Crit Med Vol 168. pp 1438-1444, 2003



## Aksesuarlar

MT-0575-2007



### NIV TAM YÜZ MASKESİ CLASSICSTAR®

Dräger, Savina 300 Classic için çok sayıda özel aksesuar sunmaktadır. ClassicStar NIV tam yüz maskesi, non-invaziv ventilasyon terapisi için tasarlanmıştır. Hava ile dolu bir yastığı olan maske, hastanın yüzüne göre ayarlanabilir ve böylece terapinin etkili olmasını sağlar.

## Transport

D-24120-2020



### CHARIOT COMPACT DRÄGER SAVINA 300

Yeni Savina 300 Kompakt Trolleyin hafif ağırlığı ve kompakt, ince tasarımı taşınmasını kolaylaştırır. Önde ve arkada bulunan dört tutamak, kullanımı iyileştirirken solunum devrelerine daha kolay erişim sunar. Hortum desteğinde kullanışlı bir kilitleme mekanizması vardır. İyi bilinen standart profil, çeşitli rayların ve tutucuların takılmasına olanak tanır. Kompakt Trolley, bir gaz tüpü tutucusu veya iki ek harici batarya ile genişletilebilir.

## Eğitim

D-12044-2016



### SAVINA 300 VENTİLATÖR EĞİTİM VİDEOSU

Bu film size Savina 300 ventilatörleri kullanmanın ne kadar kolay olduğunu gösterir. Film, Savina 300 Select örneğini kullanarak en önemli özellikleri açıklamaktadır. Ünitenin başlatılması, kullanılması ve ayrıca temizlik ve bakımıyla ilgili bilgiler verir.

## Servis

D-32436-2011



### DRÄGERSERVICE – ÇÜNKÜ KALİTE ÖNEMLİDİR

Tüm ihtiyaçlarınıza yönelik servis anlaşmaları sunuyoruz: Sadece kontrol ve önleyici bakım anlaşmasından komple servis paketlerine. Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın cevabı bizde. Servis paketine bakılmaksızın Savina 300 Classic, türbin için 8 yıllık üretici garantisi ile gelir\*.

\*Sınırlı Üretici Garantisi, Kullanım Kılavuzunda tanımlanan koşullara tabidir. Sadece 1/1/2015 sonrası satın alınan cihazlarda geçerlidir.

**Daha fazla bilgi edinmek ve dosya indirmek için lütfen [www.draeger.com](http://www.draeger.com) internet sitesini ziyaret edin**

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.  
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) adresinden öğrenebilirsiniz.

#### FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Almanya

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

#### Üretici firma:

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23542 Lübeck, Almanya

#### TÜRKİYE

Draeger Medikal Tic.  
ve Servis A.Ş.  
Esentepe Mah. Milangaz  
Cad. No:75/A 109  
34870 Kartal – İstanbul  
Tel +90 216 469 05 55  
Faks +90 216 469 05 60  
[info.turkiye@draeger.com](mailto:info.turkiye@draeger.com)

Bölgesel Satış Temsilcinizi  
bulun: [www.draeger.com/  
iletisim](http://www.draeger.com/iletisim)

