



Mehr als das Wesentliche

DRÄGER  
SAVINA® 300  
SELECT

# Kümmern Sie sich noch effizienter um Ihre kritisch kranken Patienten



Für Sie steht Tag für Tag die bestmögliche Patientenversorgung im Mittelpunkt. Deshalb brauchen Sie ein universelles Beatmungsgerät, auf das Sie sich verlassen können. Das Gerät muss vielseitig einsetzbar sein, vom Baby\* bis zum Erwachsenen, und es muss einfach zu bedienen sein. Eine breite Funktionspalette ermöglicht sowohl die rasche Durchführung der täglichen Routineaufgaben als auch komplexer Beatmungstherapien. Besonders in der Akutmedizin müssen Sie unter hohem Zeitdruck arbeiten. Die intuitive Benutzung der Savina 300 Select (in der Konfiguration) trägt dazu bei, dass Sie effizienter arbeiten und mehr Zeit für Ihre Patienten haben.

Die große Vielfalt an Funktionen und Zubehör unterstützt Sie im Umgang mit Patienten vom Baby\* bis zum Erwachsenen.

\* ab 5 kg Körpergewicht



#### ZUVERLÄSSIGKEIT TRIFFT AUF FLEXIBILITÄT

Weltweit haben Savina-Beatmungsgeräte bereits mehr als 1,4 Milliarden Stunden hochwertige Beatmung geleistet. Aber selbst das beste Produkt kann noch besser werden. Savina 300 Select bietet nun noch mehr Optionen und Leistungsmerkmale. Das integrierte Sicherheitskonzept macht Savina 300 Select zu einem verlässlichen Partner. Savina 300 Select erfüllt die Beatmungsanforderungen für die kritischsten Gesundheitszustände. Gleichzeitig ist das Gerät aber so flexibel, dass Sie es in Ihrem Krankenhaus beinahe überall einsetzen können.

#### EINE AUSWAHL ETABLIERTER UND LEISTUNGSSTARKER BEATMUNGSFUNKTIONEN

Ihr Team wird sich in kürzester Zeit mit der Bedienung der Savina 300 Select vertraut machen. Der große farbige Touchscreen und die intuitive Benutzeroberfläche beschränken sich auf das Wesentliche für den täglichen Routinebetrieb.

Savina 300 Select verfügt neben den Standardfunktionen über weitere Funktionen für eine besonders schonende Beatmung. Ausgestattet mit einem breiten Spektrum an leistungsstarken Entwöhnungsfunktionen und dem »Room to Breath« Konzept, welches Spontanatmung zu jeder Zeit erlaubt, unterstützt Savina 300 Select einen reibungslosen Übergang von der mechanischen Beatmung zur Spontanatmung.

Neben der bewährten Beatmungsqualität der Dräger-Geräte steht Ihnen hier ein Beatmungssystem mit einer internen Turbine zur Verfügung, das das Atemgas aus der Umgebungsluft verdichtet. Somit arbeitet das Gerät unabhängig von der zentralen Gasversorgung.

# Wählen Sie genau die Funktionen, die Sie benötigen.

## BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Intuitive Gestaltung für einfache Bedienung und schnelle Konfiguration
- Die von anderen Dräger-Geräten bekannte Benutzeroberfläche erhöht die Bediensicherheit und verringert den Schulungsbedarf
- Dank automatischer Geräteprüffunktion schnell einsatzbereit
- Sicherer und schneller Start der Beatmung dank voreingestellter Start-Konfiguration basierend auf Patientengröße oder Patientenkatégorie
- Schnelles Eingreifen bei Patientenalarmen durch die einfache Handhabung von Alarmen
- Glatte, nahtlose Oberflächen erleichtern Reinigung und Desinfektion

## HOHE BEATMUNGSLEISTUNG

- Anspruchsvolle Beatmungsmodi für kritisch kranke Patienten (z. B. PC-APRV®, VC-MMV, AutoFlow®)
- Verbesserte Triggererkennung und präzise Beatmungseinstellungen ermöglichen die Beatmung von Babys ab 5 kg Körpergewicht
- Automatische Tubuskompensation ATC® reduziert die Atemarbeit für intubierte Patienten mit Spontanatmung<sup>1</sup>
- Stressfreie Spontanatmung dank der Atemgasdosierung durch einen Seitenkanalverdichter mit hervorragender Trigger Ansprechzeit
- Freie Atmung mit AutoFlow® bei Beatmung mit konstantem Volumen auf minimalem Druckniveau
- Nicht-invasive Beatmung (NIV) mit schnellen Reaktionszeiten auf Atembemühungen des Patienten – verfügbar in allen Modi
- Erweiterte Grafikfunktionen mit Loops, Trends und Logbuch
- Kein Gerätewechsel bei veränderter Beatmungstherapie notwendig: O<sub>2</sub>-Therapie ermöglicht Sauerstoffanwendung mit konstantem Flow

## UNABHÄNGIG VON GAS- UND STROMVERSORGUNG

- Eingebauter Atemgasverdichter (Seitenkanalverdichter) mit kurzer Ansprechzeit und hohen Flows von bis zu 250 L/min – nicht nur als Spitzenwert, sondern auch im Dauerbetrieb!
- Unabhängige Beatmungsleistung bis zu fünf Stunden mit integrierten und externen Batterien
- Einfache Befestigung der Transportversorgungseinheit (Transport Supply Unit – TSU) für die ergonomische Handhabung von Gasflaschen
- Schnelle Verbindung mit einem Krankenbett dank Bettkupplung
- Niedrigdruck-Sauerstoff-(Low Pressure Oxygen – LPO)-Einlass für Beatmung ohne zentrale Gasversorgung

<sup>1</sup> Respiratory comfort of automatic tube compensation and inspiratory pressure support in conscious humans Guttman, J. et al , Intensive Care Medicine 1997, Vol. 23, No.11, 1119-1124





# In jeder Phase vertrauensvoll bedienen.



Ein zuverlässiger Begleiter auf dem Beatmungspfad: Savina® 300 Select eignet sich für die invasive und nicht-invasive Beatmung – für akutmedizinische und chronische Patienten von Babys\* bis zu Erwachsenen. Die verschiedenen Beatmungsmöglichkeiten und die O<sub>2</sub>-Therapie funktionieren stationär und auch unterwegs.

## VORBEUGUNG

- Dank umfassender NIV-Funktionen in allen Modi keine Intubation oder Verzögerung der Intubation und der damit verbundenen Risiken<sup>1, 2</sup>
- Weniger Atemarbeit durch empfindliches und sehr genaues Triggering

## STABILISIERUNG

- AutoFlow® passt bei Beatmung mit konstantem Volumen das Druckniveau automatisch der veränderten Lungenmechanik des Patienten an
- PC-APRV verbessert die Beatmung und die CO<sub>2</sub>-Abatmung durch die Möglichkeit der Spontanatmung mit kurzfristiger Druckentlastung von einem höheren Druckniveau
- Lungenschonende, unterstützte Beatmung mit PC-AC vermeidet schädliche Druckbelastungen
- Integrierte Kapnographie zur kontinuierlichen Überwachung des CO<sub>2</sub>-Gasaustauschs

## ENTWÖHNUNG

- PC-BIPAP<sup>3</sup> unterstützt durch den sanften Übergang von der mechanischen Beatmung zur natürlichen Atmung
- Ausgewogene, automatische Entwöhnung mit Mandatory Minute Ventilation (VC-MMV) in Kombination mit AutoFlow®
- Die freie Durchatembarkeit mit AutoFlow® ermöglicht Spontanatmung in allen Beatmungsmodi
- Empfindlicher Auslösungsmechanismus und schnelle Reaktion auf hohen Flow-Bedarf bei druckunterstützter Beatmung des Patienten
- Die automatische Tubuskompensation ATC® kompensiert den tubusbedingten Atemwiderstand, verbessert die Synchronisation zwischen Patient und Beatmungsgerät und erleichtert die Entwöhnung vom Beatmungsgerät<sup>5</sup>

## GENESUNG

- NIV verringert den Re-Intubationsbedarf und die Infektionsrate und verkürzt den Aufenthalt in der Intensivstation<sup>4</sup>
- Empfindliches und sehr genaues Triggering sorgt für eine verbesserte Synchronisation zwischen Patient und Beatmungsgerät
- Spontanatmung durch CPAP/PS
- O<sub>2</sub>-Therapie unterstützt die Genesung nach Extubation und nicht-invasiver Beatmung

<sup>1</sup> Ram FSF et al., The Cochrane Library 2005, Ausgabe 4

<sup>2</sup> Lightowler J, Wedzicha JA et al., BMJ 2003; 326; 18

<sup>3</sup> BIPAP – Unter Lizenz verwendete Schutzmarke

<sup>4</sup> Ferrer M; Am J Respir Crit Med Vol. 168. pp. 1438-1444, 2003

<sup>5</sup> Guttman, J. et al, Intensive Care Medicine 1997, Vol. 23, No.11, 1119-1124

\* ab 5 kg Körpergewicht

## Zubehör

MT-0575-2007/D-42714-2015



### SPEZIELLES ZUBEHÖR

Kompatibilitätsgeprüftes Zubehör und Verbrauchsmaterialien, die Ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und Ihre tägliche Routine vereinfachen sind ein wichtiger Bestandteil des Savina 300 Produktportfolios. Mit kompletten Systemlösungen, für Patienten vom Baby\* bis zum Erwachsenen, konzentriert sich Dräger auf die Bereiche Erhöhung der Patientensicherheit und Senkung der Betriebskosten.

## Savina 300 Kompakt-Fahrgestell

D-14654-2019



### SAVINA 300 KOMPAKT-FAHRGESTELL

Das leichtere Gewicht und die kompakte, schlanke Konstruktion des neuen Savina 300 Kompakt-Fahrgestells ermöglichen einen leichten Transport. Vier Griffe an der Vorder- und Rückseite verbessern die Handhabung und erleichtern den Zugang zu den Atemschläuchen. Die Schlauchhalterung ist mit einem praktischen Verriegelungsmechanismus ausgestattet. Das bekannte Standardprofil ermöglicht die Befestigung verschiedener Schienen und Halterungen. Erweiterbar mit einem Gasflaschenhalter oder zwei zusätzlichen externen Batterien.

## Schulung

D-12044-2016



### SAVINA 300 SELECT TRAININGVIDEO

Dieser Film zeigt, wie einfach es ist, Savina 300 Beatmungsgeräte zu bedienen. Es zeigt die wichtigsten Funktionen am Beispiel von Savina 300 Select, die Initialisierung des Geräts, die Bedienung sowie die Reinigung und Wartung.

## Service

D-32436-2011



### DRÄGERSERVICE – WEIL SICH QUALITÄT AUSZAHLT

Ganz egal welche Anforderungen Sie haben, bei uns finden Sie den passenden Service-Vertrag: von der reinen Inspektion über vorbeugende Wartung bis hin zu vollständigen Servicepaketen. Wir halten für Ihre individuellen Bedürfnisse die richtige Lösung bereit. Unabhängig von dem optionalen Servicepaket ist Savina 300 Select mit einer Herstellergarantie von acht Jahren auf die Turbine ausgestattet.\*\*

\* ab 5 kg Körpergewicht

\*\* Geräte.Herstellergarantie gemäß den in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Bedingungen. Gilt nur für ab dem 1.1.2015 erworbene Geräte.

Weitere Informationen und Materialien zum Herunterladen finden Sie unter [www.draeger.com](http://www.draeger.com)

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.  
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Hersteller:**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23542 Lübeck, Deutschland

**DEUTSCHLAND**  
Dräger Medical  
Deutschland GmbH  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck  
Tel 0800 882 882 0  
Fax 0451 882 720 02  
[dsc@draeger.com](mailto:dsc@draeger.com)

**ÖSTERREICH**  
Dräger Austria GmbH  
Perfektastraße 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 04 0  
Fax +43 1 699 45 97  
[office.austria@draeger.com](mailto:office.austria@draeger.com)

**SCHWEIZ**  
Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Ihren Ansprechpartner vor  
Ort finden Sie unter:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

