

Medición del flujo precisa e inteligente Consumibles y accesorios

Contar con el sensor de flujo adecuado es importante porque permite satisfacer las necesidades respiratorias individuales de sus pacientes durante las terapias de ventilación. Elegir el sensor de flujo adecuado aumenta exponencialmente el rendimiento de su equipo de ventilación gracias a una dosificación exacta, mediciones estables y flujos controlados. La precisión y fiabilidad que le ofrece nuestro portafolio de sensores de flujo le ayuda a mejorar los resultados de sus pacientes.



Ventajas

Medición del flujo precisa e inteligente

Suministrar el flujo de gas correcto a sus pacientes requiere de unas mediciones precisas y fiables. Al elegir dispositivos de ventilación para anestesia o cuidados críticos de Dräger, está eligiendo a uno de los fabricantes líderes mundiales en este campo. Aplicamos las mismas normas de calidad y rendimiento en la fabricación de nuestros sensores de flujo.

Las terapias respiratorias que salvan vidas son indispensables para la recuperación de sus pacientes durante la monitorización de la anestesia, el tratamiento en cuidados intensivos o en entornos pediátricos. Para cumplir con sus estándares de calidad, los accesorios originales de Dräger cumplen con los mismos estándares de rendimiento y seguridad con los que usted cuenta en el resto de sus equipos Dräger. Nuestra familia completa de sensores de flujo (Spirolog, Infinity ID, SpiroLife, sensores para aplicaciones neonatales) refleja la experiencia que hemos ganado en este campo a lo largo de décadas de desarrollo y fabricación. Todos nuestros sensores de flujo usan la tecnología de anemometría de hilo caliente, de eficacia probada, que ofrece mediciones ultrarrápidas y precisas, en combinación con una resistencia inspiratoria y espiratoria excepcionalmente baja. Usted solo necesita uno o dos de estos sensores de alto rendimiento para operar casi todos los dispositivos de su área clínica específica.

Además, hemos incorporado funciones de seguridad adicionales en el campo de la medición de flujo que ofrece el sensor de flujo Infinity ID. El uso de tecnología RFID* le ofrece la ventaja adicional de integrar un control de compatibilidad. Mediante esta función de última generación de nuestros sensores de flujo Infinity ID, se comprueba si el sensor es compatible con el dispositivo con el que lo está usando.

Le ayudamos a satisfacer las necesidades de sus estrategias de ventilación. Independientemente del tipo de sensor de flujo Dräger que elija, puede estar seguro de que ha elegido bien.

* RFID: Identificación por radiofrecuencia

SpiroLife fluye y fluye...

Minimice los riesgos higiénicos y optimice el ahorro de costes. Nuestro sensor de flujo reutilizable SpiroLife optimiza los flujos de trabajo de su personal, ayudándoles a ahorrar un tiempo valioso. Este sensor único de la familia de sensores de Dräger es el primer sensor de flujo de gama alta esterilizable que incorpora tecnología de hilo caliente. Gracias a que se puede reutilizar, puede incluirlo perfectamente en su proceso de esterilización. Además, es compatible con todos los dispositivos de ventilación de Dräger actuales en los que se usa Spirolog.

Información para pedidos

	Sensor de flujo Infinity® ID	Spirolog®	SpiroLife®	Sensor de flujo neonatal ISO 15	Cartucho para sensor de flujo neonatal
Referencia	68 71 980 (Juego de 5)	84 03 735 (Juego de 5)	MK01900	84 11 130	84 10 179 (Juego de 5)
Material	Cubeta: Policarbonato (PC) Cartucho para el sensor: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	Cubeta: Policarbonato (PC): Cartucho para el sensor: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	Polifenil sulfona (PPSU)	Polisulfona (PSU)	Polisulfona (PSU)
Vida útil	Se puede usar mientras sea posible calibrarlo correctamente	Se puede usar mientras sea posible calibrarlo correctamente	Se puede usar mientras sea posible calibrarlo correctamente	Se puede usar mientras sea posible calibrarlo correctamente	Se puede usar mientras sea posible calibrarlo correctamente
Principio de medición	Anemometría de hilo caliente	Anemometría de hilo caliente	Anemometría de hilo caliente	Anemometría de hilo caliente (cartucho para sensor integrado)	Anemometría de hilo caliente
Posibilidad de desinfección	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Se puede esterilizar con vapor	No	No	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad (no todos los dispositivos están disponibles en todo el mundo)	Dispositivos con RFID: Evita® Infinity® V500, Evita® V300, Perseus® A500, Atlan® A300/300 XL, Atlan® A350/350 XL y Primus® IE Dispositivos sin RFID: Evita® V600/V800	Evita® Infinity® V500, Evita® V300 y Evita® V600/V800, Atlan® A300/300 XL y Atlan® A350/350 XL, Primus®/Apollo®, familia Fabius®, familia Evita®, Savina® 300	Zeus® IE, Evita® Infinity® V500, Evita® V300, Evita® V600/V800, Evita® 2 Dura y Evita® XL, Atlan® A300/300 XL y Atlan® A350/350 XL, familia Fabius®, familia Savina®	Evita® V300 y Evita® V600/V800, Babylog® 8000 plus, Babylog® VN500 y Babylog® VN600/VN800	Cartucho para el sensor de flujo neonatal ISO 15
Infinity® ID Flowsensor, SpiroLife® y Spirolog® son marcas registradas de Dräger.					

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
servicioalcliente@draeger.com

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com