

Spisak dodatne opreme

Zeus Infinity Empowered

UPOZORENJE

Za pravilnu upotrebu dodatne opreme,
pročitajte i sledite odgovarajuće
uputstvo za korišćenje.

**Sistem radne stanice za anesteziju
Softver 2.n**

Spisak dodatne opreme za Zeus *Infinity Empowered*, SW 2.n

Neki artikli nisu dostupni u svim zemljama pošto nisu odobreni u svim zemljama sveta.

Tehnička dokumentacija se može dobiti na zahtev.

Osnovni uređaj	
Kompleti za verziju za plafonsku montažu	
Montažna šina za verziju za plafonsku montažu	G91300
Komplet za držač daljinske kontrole za plafonsku montažu	MK04083
Komplet softverskih opcija za Zeus IE	
Licenca za ST analizu	MK04620
Arrhythmia licenca	
Infinity licenca	
IVenus licenca	
Gatekeeper licenca	
Osvetljenje radnog mesta	
Halogeno osvetljenje, EURO (DIN)	8604119
Halogeno osvetljenje, britanski standard	8604120
Halogeno osvetljenje, UL (NEMA, ANSI)	8604122
Držač za halogeno osvetljenje	8604126
Korpe	
Držači za katetere	MK04159
Držači za kablove i creva	
Zglobna ruka	M34080
Držač za zglobnu ruku	8601400

Disajni sistem i ventilacija	
Ventilator	
TurboVent 2 ventilatorski modul	MK05045
Unutrašnji disajni sistem	
Disajni sistem	
Zeus disajni sistem, kompletan	MK02210
Zglob za crevo balona za disanje	8603276
Zglob za crevo balona za disanje, Australija	MK09090
Držač za crevo balona za disanje	MK03152
CO2 apsorber	
Drägersorb CLIC adapter	MX50090
Posuda apsorbera za višekratnu upotrebu sa umetkom	8607886
Posuda apsorbera za višekratnu upotrebu	M33719
Umetak za posudu apsorbera	M33720
Spoljašnji disajni sistemi	
Sistemi za disanje bez povratnog udisanja	
Medec Waters Set	M36037
AGS adapter za Medec Waters Set	M36086
Uduvavanje O2	
O2Star, maska za kiseonik za srednju koncentraciju, veličina M/L	MP01921
O2Star, maska za kiseonik za srednju koncentraciju, veličina S	MP01931
O2Star, maska za kiseonik bez povratnog udisanja, veličina M/L	MP01920
O2Star, maska za kiseonik bez povratnog udisanja, veličina S	MP01930

Endotrahealna sukucija

Sukucijske jedinice

	INFORMACIJE
Creva za snabdevanje su potrebna za povezivanje sukucijske jedinice	
Endotrahealna sukucijska jedinica, izbacivač (VAZDUH), NIST veza	MK01420
Priključno crevo za sukuciju VAZDUH	MK02154
Endotrahealna sukucijska jedinica, vakuum, NIST veza	MK01422
Endotrahealna sukucijska jedinica, vakuum, DISS veza	MK03140
Endotrahealna sukucijska jedinica, vakuum, DISS veza za Kanadu	MK03320
Komplet za noseću šinu za sukuciju	MK02897
Komplet za NIST-VAC prsten creva do bloka za dovod gasa	MK03604
Komplet za držač jedne sekrecione posude	MK04182

Dodatna oprema

Filter

Antibakterijski filter za endotrahealne sukucijske jedinice	MK00514
---	---------

Komplet za sukuciju, koji sadrži:

Staklo za prikazivanje nivoa sekrecije (5 kom.)	8601179
M07582	
Sekreciona posuda, 700 mL (2 kom.)	2M85594
Crevo za sukuciju 1,5 m (4,9 ft) (1 kom.)	M25780
Zglob (1 kom.)	2M19063
Poklopac za sekrecionu posudu (1 kom.)	2M85011
Priključno crevo, silikon, 5 x 2 mm, 0,4 m (1,3 ft) (1 kom.)	1203606

Dodatna oprema za jednokratnu upotrebu

VacuSmart sekreciona posuda, za jednokratnu upotrebu, 700 mL, 25 kom.	MX23023
VacuSmart Gel sekreciona posuda, za jednokratnu upotrebu, 700 mL, 25 kom.	MX23025
VacuSmart Tube crevo za sukuciju, za jednokratnu upotrebu, 2 m (6,6 ft), 25 kom.	MX23026

Isporučka anestetičkog gasa	
Elektronski merni moduli (DIVA)	
Dräger merni modul za desfluran	MK01704
Dräger merni modul za izofluran	MK01702
Dräger merni modul za sevofluran	MK01703
Dodatna oprema	
Dräger Fill adapter za punjenje	
Dräger Fill adapter za punjenje za izofluran	M36110
Dräger Fill adapter za punjenje za sevofluran	M36120
Adapteri za punjenje sa ključem za punjenje	
Adapter za punjenje sa ključem za punjenje, za sevofluran	M35322
Adapter za punjenje sa ključem za punjenje, za izofluran	M35323
Snabdevanje medijima	
Centralno snabdevanje gasom	
Dräger creva za snabdevanje, biraju se na osnovu uporednog konfiguracionog broja	8601697
Dizajn, kodiranje bojom i priključni navoji svih Dräger creva za snabdevanje usaglašeni su sa relevantnim zakonskim zahtevima.	INFORMACIJE
Adapter za creva	
Adapter za crevo za O ₂ za Australiju	M34446
Adapter za crevo za N ₂ O za Australiju	M34447
Adapter za crevo za vazduh za Australiju	M34448
Dodatni priključci za gas	
Komplet za priključak za gas za O ₂	8603253
Komplet za priključak za gas za VAZDUH	8603255
Snabdevanje iz cilindra za gas	
Reduktor pritiska za O ₂ , PIN INDEX	8603468
Reduktor pritiska za O ₂ , DIN 477-1	8603472
Reduktor pritiska za O ₂ , DIN 477-1/6	8603491
Reduktor pritiska za O ₂ , NF E29-650	8603492
Reduktor pritiska za O ₂ , BS341-1	8603494
Reduktor pritiska za O ₂ , GB15383, NIST	8608760
Reduktor pritiska za N ₂ O, PIN INDEX	8603502
Reduktor pritiska za N ₂ O, DIN 477-1/12	8603505

Snabdevanje medijima (nast.)

Reduktor pritiska za N ₂ O, NF E29-650	8603506
Reduktor pritiska za N ₂ O, DIN 477-1/11	M36252
Reduktor pritiska za N ₂ O, BS341-1	M36253
Reduktor pritiska za VAZDUH, PIN INDEX	8603510
Reduktor pritiska za VAZDUH, DIN 477-1	8603511
Reduktor pritiska za VAZDUH, NF E29-650	8603715
Reduktor pritiska za VAZDUH, BS341-1	8603717
Linija creva NIST VAZDUH 0,5 m	MK02751
Linija creva NIST N ₂ O 0,5 m	MK02752
Linija creva NIST O ₂ 0,5 m	MK02753
Reduktor pritiska za O ₂ , Kanada, uklj. liniju creva	8603489
Reduktor pritiska za N ₂ O, Kanada, uklj. liniju creva	8603503
Reduktor pritiska za VAZDUH, Kanada, uklj. liniju creva	8603513
Komplet za dvostruki držač cilindra za gas	MK02274
Odvod anestetičkog gasa	
Sistem za primanje anestetičkog gasa (AGS)	
Sistem za primanje anestetičkog gasa je usaglašen sa ISO 8835-3, protok sukcije 30 do 50 L/min	M33300
Crevo za prenos, 0,5 m	M35016
Izbacivač	M36175
NPT kontrolni ventil	8605566
Creva i konektori za odvod	
Crevo za odvod, 1,5 m (4,92 ft)	M33297
Crevo za odvod, 3 m (9,84 ft)	M33298
Crevo za odvod, 5 m (16,4 ft)	M33299
Crevo za odvod, britanski standard, 3,5 m (11 ft)	M36051
Konektor za crevo za Japan, Australiju i Novi Zeland	M36048
AGS priključak	
AGS zidni priključak, ugao od 45°, DIN	G60440
AGS zidni priključak, ugao od 45°, EN-ISO	G60495
AGS zidni priključak, ravni, EN-ISO	G60580

Snabdevanje medijima (nast.)	
Električno napajanje	
Koristite samo kablove za napajanje istog tipa koji su usaglašeni sa nacionalnim propisima. U Danskoj, koristite samo kablove za napajanje "bolničke klase".	
Kabl za izjednačavanje potencijala, 0,8 m (2,6 ft)	8301348
Kabl za izjednačavanje potencijala, 3,2 m (10 ft)	8301349
Kabl za izjednačavanje potencijala, 6,0 m (20 ft)	M27769

Dodatna oprema za merenje gasa i merenje protoka	
Merenje gasa	
Probna linija, komplet od 10	8290286
Infinity ID WaterLock 2, komplet od 12 ¹⁾	6872020
WaterLock 2, komplet od 12	6872130
Merenje protoka	
SpiroLife senzor protoka, za višekratnu upotrebu	MK01900

1)Zeus IE ne podržava Infinity ID funkciju

CO2 apsorberi	
Apsorberi za višekratnu upotrebu	
Filter	
Filter za prašinu sa natron krečom, za posudu apsorbera za višekratnu upotrebu, 5 kom.	MX50115
IBF antibakterijski filter za posudu apsorbera za višekratnu upotrebu, 5 kom.	MK02588
Natron kreč	
Drägersorb Free, kanister od 5,0 L	MX50050
Drägersorb 800 Plus, kanister od 5,0 L	MX00001
Ključ za kanistre za otvaranje Drägersorb kanistera	MX10209
Apsorberi za jednokratnu upotrebu	
Infinity ID proizvodi	
Infinity ID CLIC Absorber Free, komplet od 6 ¹⁾	MX50120
Infinity ID CLIC Absorber 800+, komplet od 6 ¹⁾	MX50004
Proizvodi bez Infinity ID	
CLIC Absorber Free, komplet od 6	MX50100
CLIC Absorber 800+, komplet od 6	MX00004

1)Zeus IE ne podržava Infinity ID funkciju

Ručni sistemi za veštačko disanje

Sistem za veštačko disanje MR 100, za odrasle	5702881
Sistem za veštačko disanje MR 100, za decu	5702321
Sistem za veštačko disanje MR 100, za novorođenčad	5702322
Kuka za učvršćivanje za sistem za veštačko disanje	M26349
Oxidem 3000 (za davanje O ₂ tokom ventilacije ručnim sistemom za veštačko disanje)	2M86296

Baloni za disanje

Balon za disanje, za višekratnu upotrebu	
Balon za disanje od 1,5 L, ISO, silikon	2166127
Balon za disanje od 2,3 L, ISO, silikon	2166062
Balon za disanje od 3,0 L, ISO, silikon	2166070

Y-nastavci i konektori

Y-nastavak, prav, za odrasle, bez priključka Luer Lock	M25650
Y-nastavak, ugaoni, za odrasle, bez priključka Luer Lock	M25682
Y-nastavak, ugaoni, za decu, bez priključka Luer Lock	8403075
ISO dvostruki konektor, 22 mm/22 mm, za balone za disanje	M25647
Ugaoni konektor od 90°	8412235

Disajna creva za jednokratnu upotrebu

Disajna creva za jednokratnu upotrebu za odrasle	
Vent Set Basic Dužina: 150 cm (59 in). Bez lateksa. Veličina pakovanja: 25 kom.	MP00300
VentStar posuda za vodu 180, bez Luer Lock priključka Dužina: 180 cm (70 in). Bez lateksa. Veličina pakovanja: 25 kom.	MP00334
VentStar, anestezijaska posuda za vodu 180, bez Luer Lock priključka Dužina: 180 cm/150 cm. Balon za disanje od 2 L. Bez lateksa. Veličina pakovanja: 10 kom.	MP00371
Infinity ID respiratorno kolo, koaksijalna posuda za vodu 210 Dužina: 210 cm (83 in). Bez lateksa. Veličina pakovanja: 10 kom.	MP00378 ¹⁾
VentStar koaksijalna posuda za vodu 210 Dužina: 210 cm (83 in). Bez lateksa. Veličina pakovanja: 10 kom.	MP00373

Disajna creva za jednokratnu upotrebu (nast.)

VentStar komplet balona za disanje Dužina: 80 cm (31 in). Balon za disanje od 2 L. Bez lateksa. Veličina pakovanja: 25 kom.	MP00222
VentStar komplet balona za disanje 120 Dužina: 120 cm (48 in). Balon za disanje od 2 L. Bez lateksa. Veličina pakovanja: 25 kom.	MP00380
VentStar komplet balona za disanje 150 Dužina: 150 cm (59 in). Balon za disanje od 2 L. Bez lateksa. Veličina pakovanja: 25 kom.	MP00381
Komplet za anesteziju Basic, bez lateksa Dužina: 150 cm (59 in)/80 cm (31 in). Balon za disanje od 2 L. Bez lateksa. Veličina pakovanja: 25 kom.	MP00301
VentStar anestezija bez priključka Luer Lock Dužina: 150 cm (59 in)/80 cm (31 in). Balon za disanje od 2 L. Bez lateksa Veličina pakovanja: 25 kom.	MP00330
VentStar anestezijska posuda za vodu 280, bez priključka Luer Lock Dužina: 280 cm (110 in)/150 cm (59 in). Balon za disanje od 2 L. Bez lateksa. Veličina pakovanja: 10 kom.	MP02720
VentStar MRI 3 m Dužina: 300 cm (118 in), bez lateksa. Veličina pakovanja: 10 kom.	MP00327
Komplet za anesteziju Basic, 2 L, US-CAN Dužina: 150 cm/59 in. Balon za disanje od 2 L. Bez lateksa. Veličina pakovanja: 25 kom.	MP00321
Komplet za anesteziju Basic, 3 L, US-CAN Dužina: 150 cm/59 in. Balon za disanje od 3 L. Bez lateksa. Veličina pakovanja: 25 kom.	MP00322
VentStar komplet balon za disanje, Basic, za Australiju Dužina: 180 cm (70 in). Balon za disanje od 2 L. Veličina pakovanja: 25 kom.	MP01322

1)Zeus IE ne podržava Infinity ID funkciju

Disajna creva za jednokratnu upotrebu

Baloni za disanje za jednokratnu upotrebu za decu i novorođenčadi

Zbog cirkulacionog protoka uređaja Zeus IE, kompleti navedenih pedijatrijskih creva za Zeus IE su pogodni i za ventilaciju novorođenčadi. Cirkulacioni protok kompenzuje relativno veliku zapreminu creva, tako da promene u koncentraciji gasa brzo dođu do pacijenta.

INFORMACIJE

VentStar, Basic (P) 150 bez priključka Luer Lock
Dužina: 150 cm (59 in). Bez lateksa.
Veličina pakovanja: 25 kom.

MP00338

VentStar posuda za vodu (P) 180 bez priključka Luer Lock
Dužina: 180 cm (70 in). Bez lateksa.
Veličina pakovanja: 25 kom.

MP00362

VentStar komplet balona za disanje (P) 110
Dužina: 110 cm (43 in). Balon za disanje od 1 L. Bez lateksa.
Veličina pakovanja: 25 kom.

MP00384

VentStar, anestezija (P) bez priključka Luer Lock
Dužina: 150 cm (59 in)/110 cm (43 in). Balon za disanje od 1 L. Bez lateksa.
Veličina pakovanja: 25 kom.

MP00331

VentStar anestezijska posuda za vodu (P) 180, bez priključka Luer Lock
Dužina: 180 cm (70 in)/110 cm (43 in). Balon za disanje od 1 L. Bez lateksa.
Veličina pakovanja: 10 kom.

MP00375

VentStar koaksijalni (P) 150
Dužina: 150 cm (59 in). Bez lateksa.
Veličina pakovanja: 20 kom.

MP00379

VentStar komplet balona za disanje (N) 110
Dužina: 110 cm (43 in). Balon za disanje od 0,5 L. Bez lateksa.
Veličina pakovanja: 25 kom.

MP00383

Disajna creva za višekratnu upotrebu

Disajna creva za višekratnu upotrebu za odrasle i decu

**BlueSet Anesthesia (P/A),
sastoji se od:**

Balon za disanje od 2,3 L, ISO, silikon

M30146

2166062

Crevo za disanje, dužina: 1,50 m (59 in) (2 kom.)

2166046

Crevo za disanje, dužina: 1,10 m (43 in)

2166038

ISO dvostruki priključak, 22 mm/22 mm

M25647

Y-nastavak za odrasle, priključak Luer Lock

M33278

Disajna creva za višekratnu upotrebu (nast.)	
BlueSet Anesthesia Watertrap (P/A), sastoji se od:	MK04248
Crevo za disanje, dužina: 0,60 m (23,6 in) (4 kom.)	2165627
Crevo za disanje, dužina: 1,10 m (43 in)	2166038
ISO dvostruki priključak, 22 mm/22 mm	M25647
Posuda za vodu (2 kom.)	8404985
Y-nastavak za odrasle, priključak Luer Lock	M33278
Zglob	M25649
Balon za disanje od 2,3 L, ISO, silikon	2166062

Maske za lice	
Maske za lice, za višekratnu upotrebu	
Rendell-Baker maska za lice, veličina 0	M22764
Rendell-Baker maska za lice, veličina 1	M14631
Rendell-Baker maska za lice, veličina 2	M14632
Rendell-Baker maska za lice, veličina 3	M14633
Silikonska maska za lice, veličina 00, (za prevremeno rođene bebe)	MP02900
Silikonska maska za lice, veličina 0, (za malu novorođenčad)	MP01910
Silikonska maska za lice, veličina 1, (za novorođenčad)	MP01911
Silikonska maska za lice, veličina 2, (za malu decu)	MP01912
Silikonska maska za lice, veličina 3, (za decu)	MP01913
Silikonska maska za lice, veličina 4, (za male odrasle)	MP01914
Silikonska maska za lice, veličina 5, (za odrasle)	MP01915
Kuka sa prstenom, spoljašnji prečnik od 15 mm, za veličine 1 i 2	MP01916
Kuka sa prstenom, unutrašnji prečnik od 22 mm, za veličine 3, 4, 5 i 6	MP01917
Maske za lice, za jednokratnu upotrebu	
Anestezijska maska za lice, LiteStar, veličina 1, bez prstena sa kukicama, 30 kom.	MP01501
Anestezijska maska za lice, LiteStar, veličina 2, bez prstena sa kukicama, 30 kom.	MP01502
Anestezijska maska za lice, LiteStar, veličina 3, bez prstena sa kukicama, 30 kom.	MP01503
Anestezijska maska za lice, LiteStar, veličina 4, bez prstena sa kukicama, 30 kom.	MP01504

Maske za lice (nast.)

Anestezijska maska za lice, LiteStar, veličina 5, bez prstena sa kukicama, 30 kom.	MP01505
Anestezijska maska za lice, LiteStar, veličina 6, bez prstena sa kukicama, 30 kom.	MP01506
Prsten sa kukicama za LiteStar masku, za veličine 1 i 2, 30 kom.	MP01551
Prsten sa kukicama za LiteStar masku, za veličine 3, 4, 5 i 6, 30 kom.	MP01552
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 0, standardna, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01510
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 1, standardna, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01511
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 2, standardna, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01512
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 3, standardna, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01513
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 4, standardna, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01514
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 5, standardna, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01515
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 6, standardna, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01516
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 1, sa mirisom jagode, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01521
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 2, sa mirisom jagode, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01522
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 3, sa mirisom jagode, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01523
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 4, sa mirisom jagode, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01524
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 1, sa mirisom žvake, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01531
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 2, sa mirisom žvake, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01532
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 3, sa mirisom žvake, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01533
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 4, sa mirisom žvake, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01534
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 3, sa mirisom nane, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01543

Maske za lice (nast.)

Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 4, sa mirisom nane, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01544
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 5, sa mirisom nane, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01545
Anestezijska maska za lice, ComfortStar, veličina 6, sa mirisom nane, sa prstenom sa kukicama, 20 kom.	MP01546
Sklop traka za glavu, za višekratnu upotrebu, silikon, mali	MP01557
Sklop traka za glavu, za višekratnu upotrebu, silikon, veliki	MP01558
Sklop traka za glavu, za jednokratnu upotrebu, od mekanog materijala, mali	MP01559
Sklop traka za glavu, za jednokratnu upotrebu, od mekanog materijala, veliki	MP01560
Sklop traka za glavu, za jednokratnu upotrebu, od meke gume, mali	MP01561
Sklop traka za glavu, za jednokratnu upotrebu, od meke gume, veliki	MP01562

Filteri disajnog sistema i HME filteri

Mehanički i elektrostatički filteri

Mehanički filter SafeStar 80, za jednokratnu upotrebu, 80 mL mrtvog prostora, 50 kom.	MP01785
Mehanički filter SafeStar 55, za jednokratnu upotrebu, 55 mL mrtvog prostora, 50 kom.	MP01790
Mehanički filter SafeStar 60A, za jednokratnu upotrebu, 60 mL mrtvog prostora, ugaoni, 50 kom.	MP01795
Elektrostatički filter CareStar 45, za jednokratnu upotrebu, 45 mL mrtvog prostora, 50 kom.	MP01755
Elektrostatički filter CareStar 40A, za jednokratnu upotrebu, 40 mL mrtvog prostora, ugaoni, 50 kom.	MP01765
Elektrostatički filter CareStar 30, za jednokratnu upotrebu, 30 mL mrtvog prostora, 50 kom.	MP01770
HME filteri (izmenjivači toplote i vlage)	
HME HumidStar 55, za jednokratnu upotrebu, 55 mL mrtvog prostora, 50 kom.	MP01730
HME HumidStar 25, za jednokratnu upotrebu, 25 mL mrtvog prostora, 50 kom.	MP01735
HME HumidStar 10A, za jednokratnu upotrebu, 10 mL mrtvog prostora, ugaoni, 50 kom.	MP01740
HME HumidStar 2, za jednokratnu upotrebu, 2 mL mrtvog prostora, 50 kom.	MP01745

Filteri disajng sistema i HME filteri (nast.)

HME filter

Elektrostatički filter i HME TwinStar 90 za jednokratnu upotrebu, 90 mL mrtvog prostora, 50 kom.	MP01800
Mehanički filter i HME TwinStar HEPA, za jednokratnu upotrebu, 55 mL mrtvog prostora, 50 kom.	MP01801
Elektrostatički filter i HME TwinStar 55 za jednokratnu upotrebu, 55 mL mrtvog prostora, 50 kom.	MP01805
Elektrostatički filter i HME TwinStar 65A, za jednokratnu upotrebu, 65 mL mrtvog prostora, ugaoni, 50 kom.	MP01810
Elektrostatički filter i HME TwinStar 25 za jednokratnu upotrebu, 25 mL mrtvog prostora, 50 kom.	MP01815
Elektrostatički filter i HME TwinStar 8 za jednokratnu upotrebu, 8 mL mrtvog prostora, 50 kom.	MP01820
Elektrostatički filter i HME TwinStar 10A, za jednokratnu upotrebu, 10 mL mrtvog prostora, ugaoni, 50 kom.	MP01825

Opcioni IV sistem

IVenus, kompletan IV sistem uklj. stegu za IV stub	MK03520
IVDock, za pričvršćivanje na IV stub	MK04423
Produžni kabl	8602718
Okretna ruka sa IV stubom	G27423
Štitnik porta	MK02966

Nadzor pacijenta

<p>Zeus <i>Infinity Empowered</i> je kompatibilan sa svom <i>Infinity</i> dodatnom opremom odobrenom za sledeće podove za rad u operacionoj sali:</p> <ul style="list-style-type: none">– Svi MultiMed podovi,– NeoMed podovi,– Svi Hemo podovi,– NMT i Bisx podovi	
--	--

Podovi za parametre

Višeparametarski kabl za MultiMed plus OR pod, za EKG, odn., SpO ₂ i temp., 2,5 m	MS20094
Višeparametarski kabl za MultiMed plus pod, za EKG, odn., SpO ₂ i temp., 2,5 m	MS20093
Višeparametarski kabl za MultiMed 5 pod, za EKG, odn., SpO ₂ i temp., 1,5 m	5950196
Višeparametarski kabl za MultiMed 5 pod, za EKG, odn., SpO ₂ i temp., 2,5 m	3368391
Višeparametarski kabl za MultiMed 6 pod, za EKG, odn., SpO ₂ i temp., 2,5 m	5191221
Višeparametarski kabl za NeoMed pod, za EKG, odn., SpO ₂ i 2 temp., 2,5 m	5590539
Držač MultiMed poda	MP00721
Držač poda	5598128
Priključni kabl poda, 0,3 m	7257988
Priključni kabl poda, 3,0 m	3368425
Priključni kabl poda, 5,0 m	5195198

Elektrokardiografija (EKG)

MultiMed i NeoMed podovi

EKG međukabl, 3 provodnika, za NeoMed pod, 1,5 m,	5592162
Kabl sa adapterom za EKG za novorođenčad, 3 provodnika, 2 m	MS25951
Za povezivanje MultiMed plus podova (jednopolni konektor) na elektrode za EKG za jednokratnu upotrebu za novorođenčad (5195024)	
Kabl sa adapterom za EKG za novorođenčad sa 3 provodnika nije odobren za korišćenje sa produžnim kablom za EKG (MS16256) u visokofrekventnoj hirurgiji (HF hirurgija).	
EKG visokofrekventni blok, za korišćenje EKG kablova sa 3 ili 5 provodnika sa MultiMed 5 uređajem u operacionim salama	5947226
Samo za korišćenje u visokofrekventnoj hirurgiji (za korišćenje sa kompletima EKG provodnika sa 3 ili 5 provodnika)	
EKG visokofrekventni blok, za korišćenje EKG kablova sa 3, 5 ili 6 provodnika sa MultiMed 6 uređajem u operacionim salama	7486140
Samo za korišćenje u visokofrekventnoj hirurgiji (za korišćenje sa kompletima kablova sa 3, 5 ili 6 provodnika)	
EKG elektrode, za jednokratnu upotrebu, odrasli/deca, 50 kom.	4527750
Adapter elektroda, za povezivanje elektroda za novorođenčad na MultiMed pod, 10 kom.	5194779
Za povezivanje elektroda za novorođenčad na MULTIMED pod ili na međukablove za EKG	
EKG elektrode, za jednokratnu upotrebu, novorođenčad, 300 kom.	5195024

EKG kablovi

IEC kodiranje bojom 1 (IEC1) za Evropu

EKG kabl, 3-žilni, evropsko kodiranje bojom = RA crvena, LL zelena, LA žuta	INFORMACIJE
EKG kabl, 5-žilni, evropsko kodiranje bojom = RA crvena, LL zelena, LA žuta, RL crna, V bela	INFORMACIJE
EKG kabl, 6-žilni, evropsko kodiranje bojom = RA crvena, LL zelena, LA žuta, RL crna, V bela, V+ siva i bela	INFORMACIJE

IEC kodiranje bojom 2 (IEC2) za AHA/SAD:

EKG kabl, 3-žilni, SAD kodiranje bojom = RA bela, LL crvena, LA crna	INFORMACIJE
EKG kabl, 5-žilni, SAD kodiranje bojom = RA bela, LL crvena, LA crna, RL zelena, V braon	INFORMACIJE
EKG kabl, 6-žilni, SAD kodiranje bojom = RA bela, LL crvena, LA crna, RL zelena, V braon, V+ siva i braon	INFORMACIJE

Elektrokardiografija (EKG) (nast.)

EKG provodnici za jednokratnu upotrebu (jednopolna verzija – za direktno priključivanje na MultiMed Plus i MultiMed Plus OR)

EKG kablovi, 3 provodnika, jednopolni konektor, za jednokratnu upotrebu, IEC1 (evropsko kodiranje bojom), 1 m	MP00875
EKG kablovi, 5 provodnika, jednopolni konektor, za jednokratnu upotrebu, IEC1 (evropsko kodiranje bojom), 1/1,5 m	MP00879
EKG kablovi, 6 provodnika, jednopolni konektor, za jednokratnu upotrebu, IEC1 (evropsko kodiranje bojom), 1/1,5 m	MP03122
EKG kablovi, 3 provodnika, jednopolni konektor, za jednokratnu upotrebu, IEC2 (kodiranje bojom AHA/SAD), 1 m	MP00877
EKG kablovi, 5 provodnika, jednopolni konektor, za jednokratnu upotrebu, IEC2 (kodiranje bojom AHA/SAD), 1/1,5 m	MP00881
EKG kablovi, 6 provodnika, jednopolni konektor, za jednokratnu upotrebu, IEC2 (kodiranje bojom AHA/SAD), 1/1,5 m	MP03123
Produžni kabl za EKG, jednopolni konektor, 2 m	MS16256

Standardni kompleti EKG provodnika za jednokratnu upotrebu (jednopolna verzija – za direktno priključivanje na MultiMed Plus i MultiMed Plus OR)

EKG kabl, 3 provodnika, jednopolni konektor, IEC1 (evropsko kodiranje bojom), 1 m	MP03401
EKG kabl, 5 provodnika, jednopolni konektor, IEC1 (evropsko kodiranje bojom), 1 m	MP03403
EKG kabl, 6 provodnika, jednopolni konektor, IEC1 (evropsko kodiranje bojom), 1 m	MP03405
EKG kabl, 3 provodnika, jednopolni konektor, IEC2 (kodiranje bojom za AHA/SAD), 1 m	MP03402
EKG kabl, 5 provodnika, jednopolni konektor, IEC2 (kodiranje bojom za AHA/SAD), 1 m	MP03404
EKG kabl, 6 provodnika, jednopolni konektor, IEC2 (kodiranje bojom AHA/SAD)	MP03406
EKG kabl, 3 provodnika, jednopolni konektor, IEC2 (kodiranje bojom za AHA/SAD), 1 m, za Kinu	MS16231
EKG kabl, 5 provodnika, jednopolni konektor, IEC2 (kodiranje bojom za AHA/SAD), 1 m, za Kinu	MS16546
EKG kabl, 6 provodnika, jednopolni konektor, IEC2 (kodiranje bojom AHA/SAD), 1 m, za Kinu	MS16547

Elektrokardiografija (EKG) (nast.)

MonoLead (jednopolna verzija – za direktno priključivanje na MultiMed Plus i MultiMed Plus OR)

EKG kabl, 3 provodnika, jednopolni konektor, MonoLead 3, IEC1 (Euro) 2 m	MS14555
EKG MonoLead 3, IEC1 (Euro), 4,1 m*	MS28561
EKG kabl, 5 provodnika, jednopolni konektor, MonoLead 5, IEC1 (Euro) 2,5 m	MS14559
EKG MonoLead 5, IEC1 (Euro), 5,3 m*	MS28559
EKG MonoLead 6, IEC1 (Euro), 5,7 m*	MS17185
EKG kabl, 6 provodnika, jednopolni konektor, MonoLead 6, IEC1 (Euro) 3,1 m	MS14683
EKG kabl, 3 provodnika, jednopolni konektor, MonoLead 3, IEC2 (AHA/SAD) 2 m	MS14556
EKG MonoLead 3, IEC1 (AHA/SAD), 4,1 m*	MS28557
EKG kabl, 5 provodnika, jednopolni konektor, MonoLead 5, IEC2 (AHA/SAD) 2,5 m	MS14560
EKG MonoLead 5, IEC1 (AHA/SAD), 5,3 m*	MS28558
EKG kabl, 6 provodnika, jednopolni konektor, MonoLead 6, IEC2 (AHA/SAD) 3,1 m	MS14682
EKG MonoLead 6, IEC2 (AHA/SAD), 5,7 m*	MS28560
Produžni kabl za EKG, jednopolni konektor, 2 m	MS16256

*) Nije dozvoljeno za korišćenje u kombinaciji sa MS16256 produžnim kablom.

INFORMACIJE

Standardni kompleti EKG provodnika za jednokratnu upotrebu (dvoopolna verzija – za direktno priključivanje na MultiMed 3/5/6)

EKG kabl, 3 provodnika, dvopolni konektor, IEC1 (Euro) 1 m	MP03411
EKG kabl, 5 provodnika, dvopolni konektor, IEC1 (Euro) 1 m	MP03413
EKG kabl, 6 provodnika, dvopolni konektor, IEC1 (Euro) 1 m	MP03415
EKG kabl, 3 provodnika, dvopolni konektor, IEC2 (AHA/SAD) 1 m	MP03412
EKG kabl, 5 provodnika, dvopolni konektor, IEC2 (AHA/SAD) 1 m	MP03414
EKG kabl, 6 provodnika, dvopolni konektor, IEC2 (AHA/SAD) 1 m	MP03416
EKG kabl, 3 provodnika, dvopolni konektor, IEC2 (AHA/SAD) 1 m za Kinu	5956441
EKG kabl, 5 provodnika, dvopolni konektor, IEC2 (AHA/SAD) 1 m za Kinu	5956458
EKG kabl, 6 provodnika, dvopolni konektor, IEC2 (AHA/SAD) 1 m za Kinu	5956474
Produžni kabl za EKG, dvopolni konektor, 2 m	MS16492

Elektrokardiografija (EKG) (nast.)

Adapter za povezivanje jednopolnog sa dvopolnim konektorom

EKG adapter za povezivanje jednopolnog EKG kabla sa MultiMed 5
Zahteva povezivanje jednopolnog EKG kabla (sa 3 ili 5 provodnika) sa
MultiMed 5 podom.
NAPOMENA: ESU blok sa 5 provodnika je kompatibilan sa ovim adapterom.
Ovaj adapter ne zamenjuje ESU blok.

MS14679

EKG adapter za povezivanje jednopolnog EKG kabla sa MultiMed 6
Zahteva povezivanje jednopolnog EKG kabla (sa 3, 5 ili 6 provodnika) sa
MultiMed 5 podom.
NAPOMENA: ESU blok sa 6 provodnika je kompatibilan sa ovim adapterom.
Ovaj adapter ne zamenjuje ESU blok.

MS14680

MonoLead, dvopolna verzija (za direktno povezivanje sa MultiMed 3/5/6)

EKG kabl, 3 provodnika, dvopolni konektor, MonoLead 3, IEC1 (Euro) 2 m

MS16160

EKG kabl, 5 provodnika, dvopolni konektor, MonoLead 5, IEC1 (Euro) 2,5 m

MS16161

EKG kabl, 3 provodnika, dvopolni konektor, MonoLead 3, IEC2 (AHA/SAD) 2 m

MS16233

EKG kabl, 5 provodnika, dvopolni konektor, MonoLead 5, IEC2 (AHA/SAD) 2,5 m

MS16229

Pulsna oksimetrija (SpO₂)

Dräger senzori

Senzori za višekratnu upotrebu

SpO₂ Dräger senzor za prst, za višekratnu upotrebu
Senzor za prst za odrasle
Težina pacijenta >40 kg (88 lb)
NAPOMENA: Ne treba da se koristi sa MicroO₂+, Masimo SET ili Nellcor
OxiMax podovima.

MS13235

Senzori za jednokratnu upotrebu sa lepljivim trakama

SpO₂ senzor sa lepljivom trakom, Dräger, vinil, za jednokratnu upotrebu,
odrasli, 24 kom.

MS16449

SpO₂ senzor sa lepljivom trakom, Dräger, pena, za jednokratnu upotrebu,
odrasli, 24 kom.

MS16445

SpO₂ senzor sa lepljivom trakom, Dräger, vinil, za jednokratnu upotrebu, deca,
24 kom.

MS16448

SpO₂ senzor sa lepljivom trakom, Dräger, pena, za jednokratnu upotrebu,
deca, 24 kom.

MS16444

SpO₂ senzor sa lepljivom trakom, Dräger, tkanina, za jednokratnu upotrebu,
deca, 24 kom.

MS16447

SpO₂ senzor sa lepljivom trakom, Dräger, tkanina, za jednokratnu upotrebu,
novorođenčad, 24 kom.

MS16446

Pulsna oksimetrija (SpO₂) (nast.)

Masimo LNCS senzori

Senzori za višekratnu upotrebu

SpO ₂ senzor za prst Masimo LNCS DCI, za višekratnu upotrebu, Senzor za prst za odrasle Težina pacijenta >30 kg (66 lb)	MP00796
SpO ₂ senzor za prst Masimo LNCS DCIP, za višekratnu upotrebu, Senzor za prst za deca/odrasle Težina pacijenta >10 do <50 kg (>22 do <110 lb)	MP00795
SpO ₂ Masimo senzor LNCS-TC-I za uho, za višekratnu upotrebu, deca/odrasli	MP00788
SpO ₂ Masimo senzor LNCS-TF-I, za višekratnu upotrebu, deca/odrasli	MP00799
SpO ₂ Masimo senzor LNCS-YI za više lokacija, za višekratnu upotrebu, novorođenčad/deca/odrasli	MP00789

Senzori za jednokratnu upotrebu sa lepljivim trakama

SpO ₂ senzor sa lepljivom trakom, Masimo LNCS Amtx, za jednokratnu upotrebu, odrasli, 20 kom. Težina pacijenta >30 kg	MP00790
SpO ₂ senzor sa lepljivom trakom, Masimo LNCS Inf, za jednokratnu upotrebu, bebe, 20 kom. Težina pacijenta 3 do 20 kg	MP00791
SpO ₂ senzor sa lepljivom trakom, Masimo LNCS Neo, za jednokratnu upotrebu, novorođenčad, 20 kom. Težina pacijenta <3 kg	MP00792
SpO ₂ senzor sa lepljivom trakom, Masimo LNCS Pmtx, za jednokratnu upotrebu, deca, 20 kom. Težina pacijenta 10 do 50 kg	MP00793
SpO ₂ senzor sa lepljivom trakom, Masimo NeoPt, za jednokratnu upotrebu, prevremeno rođene bebe, 20 kom. Težina pacijenta <1 kg	MP00794

Pulsna oksimetrija (SpO₂) (nast.)

Masimo LNOP senzori

Senzori za višekratnu upotrebu

SpO ₂ senzor za prst Masimo LNOP DCI, za višekratnu upotrebu, senzor za prst za odrasle Težina pacijenta >30 kg (66 lb)	7270312
SpO ₂ senzor za prst Masimo LNOP DCIP, za višekratnu upotrebu, senzor za prst za decu/odrasle Težina pacijenta >10 do <50 kg (>22 do <110 lb)	7270304
SpO ₂ senzor za prst Masimo LNOP YI za više lokacija, za višekratnu upotrebu, prst – težina pacijenta >10 kg (22 lb) palac na nozi – težina pacijenta >3 do 10 kg (>6,6 do <22 lb) na stopalu, dlanu ili nadlanci šake – težina pacijenta 1 do 3 kg (2,2 do 6,6 lb)	7497014
SpO ₂ senzor za uho Masimo LNOP TI, za višekratnu upotrebu, Na ušnoj školjci – težina pacijenta >30 kg (66 lb)	7497006
SpO ₂ penasti omotač Masimo Foam-Wrap, neo., za SpO ₂ senzor LNOP YI, (veličina pakovanja 12 kom.)	7496891
SpO ₂ lepljivi omotač Masimo Petite-Wrap, za SpO ₂ senzor LNOP YI (veličina pakovanja 100 kom.)	7496909
SpO ₂ lepljivi omotač Masimo Multisite-Wrap, za SpO ₂ senzor LNOP YI (veličina pakovanja 100 kom.)	7496917
SpO ₂ lepljivi jastučić Masimo, (veličina pakovanja 12 kom.)	7496875

Senzori za jednokratnu upotrebu sa lepljivim trakama

SpO ₂ senzor sa lepljivom trakom, Masimo LNOP Adt, za jednokratnu upotrebu, odrasli, 20 kom. Težina pacijenta >30 kg	7496990
SpO ₂ senzor sa lepljivom trakom, Masimo LNOP Pdt, za jednokratnu upotrebu, deca, 20 kom. Težina pacijenta 10-50 kg (22 do 110 lb)	7496982
SpO ₂ senzor sa lepljivom trakom, Masimo LNOP Neo, za jednokratnu upotrebu, novorođenčad, 20 kom. Težina pacijenta <3 kg	7496974
SpO ₂ senzor sa lepljivom trakom, Masimo LNOP NeoPt, za jednokratnu upotrebu, prevremeno rođene bebe, 20 kom. Težina pacijenta <1 kg	7496966
SpO ₂ lepljiva traka Masimo Posey-Wrap, za SpO ₂ senzor NeoPt (veličina pakovanja 12 kom.)	7496933

Pulsna oksimetrija (SpO₂) (nast.)

Nellcor senzori

Senzori za višekratnu upotrebu

Nellcor Durasensor DS-100A, SpO₂ senzor,
SpO₂ senzor za prst za odrasle, težina pacijenta >40 kg (88 lb) 7262764

Senzori za jednokratnu upotrebu sa lepljivim trakama

Nellcor OxiMAX MAX-A, odrasli, 24 kom. MX50065
SpO₂ senzor za prst na ruci ili nozi, za odrasle
Težina pacijenta >30 kg (66 lb)

Nellcor OxiMAX MAX-AL, odrasli, 24 kom. MX50071
SpO₂ senzor za prst na ruci ili nozi, za odrasle
Težina pacijenta >30 kg (66 lb)

Nellcor OxiMAX MAX-A, odojčad, 24 kom. MX50067
SpO₂ senzor za prst na ruci ili nozi, za odojčad
Težina pacijenta 3-20 kg (6,7 do 44 lb)

Nellcor OxiMAX MAX-A, novorođenčad/odrasli, 24 kom. MX50068
SpO₂ senzor za stopalo, za novorođenčad, težina pacijenta
<3 kg ili >40 kg (<6,7 lb ili >88 lb)

Nellcor OxiMAX MAX-P, deca, 24 kom. MX50066
SpO₂ senzor za prst na ruci ili nozi, za decu
Težina pacijenta 10-50 kg (22 do -110 lb)

SpO₂ kablovi

SpO₂ međukabl Masimo LNOP, 3 m MS17041

SpO₂ međukabl Masimo LNOP, 1,2 m MS18680

SpO₂ međukabl Masimo LNCS, 3 m MS17522

SpO₂ međukabl Masimo LNCS, 1,2 m MS24303

SpO₂ produžni kabl Dräger/Nellcor, za Multimed 5/6 i NeoMed podove, 1 m 3368433

SpO₂ produžni kabl Dräger/Nellcor, za Multimed 5/6 i NeoMed podove, 2 m 3375834

SpO₂ senzorski kabl Masimo ProCal, za Multimed 5/6 i NeoMed podove, 2 m 7492601

SpO₂ senzorski kabl Masimo ProCal, za Multimed 5/6 i NeoMed podove, 1,5 m MS13926

Masimo produžni kabl, LNCS, SpO₂ senzori za MultiMed Plus/MultiMed Plus OR MS20163

SpO₂ međukabl Dräger/Nellcor®, za Multimed Plus/Plus OR, 1,2 m MS18683

SpO₂ međukabl Dräger/Nellcor®, za Multimed Plus/Plus OR, 3 m MS17330

Temperatura	
Kablovi sa adapterom	
Kabl sa adapterom, 7-polni konektor za senzor temperature sa priključkom 1/4"	5198333
Y-kabl, za višekratnu upotrebu, 7-polni konektor, za 2 senzora temperature	5592154
Senzori temperature za višekratnu upotrebu	
Senzori unutrašnje telesne temperature	
Za korišćenje u visokofrekventnoj hirurgiji; mogu se koristiti ezofagealno i rektalno. Merenje u direktnom režimu.	INFORMACIJE
Univerzalni senzor temperature, za višekratnu upotrebu, odrasli, 7-polni konektor, 1,5 m	4329889
Univerzalni senzor temperature, za višekratnu upotrebu, odrasli, 7-polni konektor, 3 m	5204644
Univerzalni senzor temperature, za višekratnu upotrebu, deca, 7-polni konektor, 1,5 m	4329848
Univerzalni senzor temperature, za višekratnu upotrebu, deca, 7-polni konektor, 3 m	5204651
Zaštitni poklopac za senzor unutrašnje telesne temperature, sadrži lateks, 10 kom.	7014616
Senzori za kožu	
Nije za korišćenje u visokofrekventnoj hirurgiji; koristiti samo na neoštećenoj koži. Merenje u direktnom režimu.	INFORMACIJE
Senzor temperature kože, za višekratnu upotrebu, sa 7-polnim konektorom, 1,5 m	4329822
Senzor temperature kože, za višekratnu upotrebu, sa 7-polnim konektorom, 3 m	5204669
Senzori temperature za jednokratnu upotrebu	
Senzori unutrašnje telesne temperature	
Univerzalni senzor temperature, upotreba na jednom pacijentu, odrasli, 7-polni konektor, 1,6 m	MP00991
Univerzalni senzor temperature, upotreba na jednom pacijentu, odrasli, 7-polni konektor, 3 m	MP00992
Univerzalni senzor temperature, upotreba na jednom pacijentu, deca, 7-polni konektor, 1,6 m	MP00993
Univerzalni senzor temperature, upotreba na jednom pacijentu, deca, 7-polni konektor, 3 m	MP00994
Senzori za kožu	
Senzor temperature kože, za jednokratnu upotrebu, odrasli, 7-polni konektor, 1,6 m	MP00995
Univerzalni senzor temperature, upotreba na jednom pacijentu, odrasli, 7-polni konektor, 3 m	MP00996
Senzor temperature kože, za jednokratnu upotrebu, deca, sa 7-polnim konektorom, 1,6 m	MP00997
Senzor temperature kože, za jednokratnu upotrebu, deca, 7-polni konektor, 3 m	MP00998
Tcore senzor	
Adapter za Tcore senzor unutrašnje telesne temperature	MP00999
Tcore senzor unutrašnje telesne temperature, za jednokratnu upotrebu, 20 kom.	MP00989

Neinvazivno merenje krvnog pritiska (NIBP)

Manžetne za višekratnu upotrebu

NIBP manžetna XXS, za višekratnu upotrebu, odojčad, 8 do 13 cm/13 cm	MP00911
NIBP manžetna XS, za višekratnu upotrebu, deca, 12 do 19 cm/19 cm	MP00912
NIBP manžetna S, za višekratnu upotrebu, male odrasle osobe, 17 do 25 cm/29 cm	MP00913
NIBP manžetna M, za višekratnu upotrebu, odrasli, 23 do 33 cm/33 cm	MP00915
NIBP manžetna M+, za višekratnu upotrebu, odrasli, duga, 23 do 33 cm/43 cm	MP00916
NIBP manžetna M++, za višekratnu upotrebu, odrasli, veoma duga, 23 do 33 cm/53 cm	MP00917
NIBP manžetna L, za višekratnu upotrebu, velike odrasle osobe, 31 do 40 cm/40 cm	MP00918
NIBP manžetna L+, za višekratnu upotrebu, velike odrasle osobe, 31 do 40 cm/55 cm	MP00919
NIBP manžetna XL, za višekratnu upotrebu, za natkolenicu, 38 do 50 cm/50 cm	MP00921

Manžetne za jednokratnu upotrebu

NIBP manžetna XXS, za jednokratnu upotrebu, odojčad, 8 do 3 cm/13 cm, 10 kom.	MP00924
NIBP manžetna XS, za jednokratnu upotrebu, deca, 12 do 19 cm/19 cm, 10 kom.	MP00925
NIBP manžetna S, za jednokratnu upotrebu, male odrasle osobe, 17 do 25 cm/29 cm, 10 kom.	MP00926
NIBP manžetna M, za jednokratnu upotrebu, odrasle osobe, 23 do 33 cm/33 cm, 10 kom.	MP00928
NIBP manžetna M+, za jednokratnu upotrebu, odrasli, duga, 23 do 33 cm/43 cm, 10 kom.	MP00929
NIBP manžetna M++, za jednokratnu upotrebu, odrasli, veoma duga, 23 do 33 cm/53 cm, 10 kom.	MP00930
NIBP manžetna L, za jednokratnu upotrebu, velike odrasle osobe, 31 do 40 cm/40 cm, 10 kom.	MP00931
NIBP manžetna L+, za jednokratnu upotrebu, velike odrasle osobe, duga, 31 do 40 cm/55 cm, 10 kom.	MP00932
NIBP manžetna XL, za jednokratnu upotrebu, za natkolenicu, 38 do 50 cm/50 cm, 10 kom.	MP00934

Neinvazivno merenje krvnog pritiska (NIBP) (nast.)	
Manžetne za jednokratnu upotrebu, novorođenčad	
NIBP manžetna, za jednokratnu upotrebu, novorođenčad, veličina 1 3,1 do 5,7 cm, 10 kom.	2870181
NIBP manžetna, za jednokratnu upotrebu, novorođenčad, veličina 2 4,3 do 8,0 cm, 10 kom.	2870199
NIBP manžetna, za jednokratnu upotrebu, novorođenčad, veličina 3 5,8 do 10,9 cm, 10 kom.	2870207
NIBP manžetna, za jednokratnu upotrebu, novorođenčad, veličina 4 7,1 do 13,1 cm, 10 kom.	2870215
NIBP manžetna, za jednokratnu upotrebu, novorođenčad, veličina 5 8,3 do 15 cm, 10 kom.	2870173
NIBP priključna creva	
NIBP priključno crevo, odrasli, 3,7 m, za Infinity monitore	MP00953
NIBP priključno crevo, novorođenčad, 2,4 m	2870298

Invazivni krvni pritisak (IBP)	
Hemodinamski podovi (uklj. priključni kabl dužine 3 m i univerzalnu stegu za stub)	
HemoMed pod	5588822
MPOd – Quad Hemo (uključuje univerzalni držač i stub za pričvršćivanje noseće ploče transduktora)	MS20725
Transduktori i noseće ploče transduktora su dostupni kod odgovarajućih proizvođača. Kupite odgovarajuće delove od lokalnog prodavca ili kontaktirajte svog Dräger predstavnika prodaje za više informacija.	INFORMACIJE
Hemodinamski uređaji, priključni kablovi	
HemoMed međukabl, 3 m Za povezivanje HemoMed poda sa monitorom	5591925
HemoMed međukabl, 5 m Za povezivanje HemoMed poda sa monitorom	5591933
IBP Y kabl, 7-polni, 0,3 m Kabl za nadzor 2 pritiska bez hemo podova Zahteva specifičan međukabl za svaki IBP transduktor pritiska	5592147
IBP Y kabl, 10-polni, 0,3 m Kabl za nadzor 2 pritiska bez hemo podova Zahteva specifičan međukabl za svaki IBP transduktor pritiska	5731281
IBP adapter, 10-polni i 7-polni Za povezivanje kablova transduktora pritiska sa 7-polnim priključcima na monitor	3368383

Invazivni krvni pritisak (IBP) (nast.)

IBP dodatna oprema

Adapter Hemo poda, Abbott/Medex/(Transtar) (jedan za svaki Hemo2 pod i dva za svaki Hemo4/HemoMed pod)	5196998
Adapter Hemo poda, Edwards/Baxter (jedan za svaki Hemo2 pod i dva za svaki Hemo4/HemoMed pod)	5196980
Adapter Hemo poda, Argon (jedan za svaki Hemo2 pod i dva za svaki Hemo4/HemoMed pod)	3375941
Becton Dickinson dodatna oprema može da se obeleži kao Argon proizvodi.	INFORMACIJE
Adapter poda, 10-polni, za transduktore pritiska (jedan za svaki Hemo2 pod i dva za svaki Hemo4/HemoMed pod)	3375958
Kabl za IBP transduktor pritiska za Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 m	4321563
Kabl za IBP transduktor pritiska za Memscap (Capto/SensoNor) 844, za višekratnu upotrebu	7489417

Ploče IBP transduktora pritiska

Ploča IBP transduktora pritiska, za Hemo2 pod, univerzalna, 5 kom.	4721408
Ploča IBP transduktora pritiska, za Hemo4 pod, univerzalna, 5 kom.	4721424
Ploča IBP transduktora pritiska, za Hemo2 pod, za Memscap (Capto/SensoNor), 5 kom.	4721614
Ploča IBP transduktora pritiska, za Hemo4 pod, za Memscap (Capto/SensoNor), 5 kom.	4721416
Ploča IBP transduktora pritiska, za Hemo2/4 podove, za Abbott TranspacII/III/Braun, 5 kom.	5192112
Ploča IBP transduktora pritiska, za Hemo2/4 podove, za Abbott Transpac IV, 5 kom.	7270460

Kablovi sa adapterom za transduktor za Infinity MPod – Quad Hemo

Potreban je jedan kabl po kanalu pritiska.	INFORMACIJE
Abbott-Medex, (Transtar) kabl sa adapterom za transduktor	MS22535
Baxter/Edwards, kabl sa adapterom za transduktor	MS22147
Argon/Becton Dickinson, kabl sa adapterom za transduktor	MS22148
Utah Medical, kabl sa adapterom za transduktor	MS22534
Dräger 7-polni, kabl sa adapterom za transduktor	MS22533
Dräger 10-polni, kabl sa adapterom za transduktor	MS22532

Minutni volumen srca (C.O.)	
C.O. priključni kabl, 1 m Za priključivanje C.O. dodatne opreme na Hemo2/ Hemo4/HemoMed uređaje	3368458
C.O. kabl katetera Povezuje kateter sa međukablom	8419160
C.O. kabl termistora, Argon/Becton Dickinson Može da se koristi sa T-delom termistora 5741975	8420077
Argon C.O. T-deo termistora Argon/Becton Dickinson senzor injektata za jednokratnu upotrebu za direktno merenje temperature injektata Može da se koristi sa kablom 8420077	5741975
C.O. kabl termistora, Baxter/Edwards	8539983

Neuromuskularni nadzor (NMT)	
Jedinica sa parametrima pacijenta Infinity Trident NMT SmartPod Uključuje sledeće:	MS15007
Trident uređaj	7876910
PodCom kabl od 3 m	3368425
Univerzalni držač	7485621
NMT međukabl za Infinity Trident (NMT) SmartPod, 1,9 m	7872174
Štipaljka za krevet za kablove	MS15087
NMT adapter za palac za Infinity Trident (NMT) SmartPod, za jednokratnu upotrebu, 50 kom.	MS15084
Ukoliko se ne koristi adapter za ruku, NMT adapter za palac se koristi kao držač za merač ubrzanja.	
NMT adapter za ruku Trident Koristi se kao držač za merač ubrzanja i senzor temperature; za priključivanje na NMT kabl dodatne opreme	MS15086
NMT merač ubrzanja Trident Meri ubrzanje na palcu tokom NMT merenja	MS15085
NMT termistor Trident	MS15053
NMT kabl za elektrodu Trident, 2 provodnika, 0,3 m	MS13218

Bispektralni indeks	
BISx pod Pod meri status svesnosti. Sadrži pod i senzorske kablove.	MS14796
BIS pedijatrijski senzor (25 kom.)	MP00003
BIS senzor sa 4 elektrode (25 kom.)	MP00005



Direktiva 93/42/EEC
o medicinskim proizvodima

 Proizvođač

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53 – 55

D-23542 Lübeck

Nemačka

+49 451 8 82-0



FAKS

+49 451 8 82-20 80



<http://www.draeger.com>

9055111 – sr

© Drägerwerk AG & Co. KGaA

Izdanje/Edition: 1 – 2016-04

Kompanija Dräger zadržava pravo da napravi
izmene na spisku dodatne opreme bez
prethodnog obaveštenja.

