

アクセサリリスト
Fabius[®] plus

警告
アクセサリを正しく使用するため、関連する取扱説明書をすべて読み、その内容に従って下さい。

**麻酔ワークプレイス
ソフトウェア 3.n**

目次

耐圧ホースとアダプター	3
ガス接続のアダプター	3
補助ポンペ	3
電源ケーブル	4
麻酔薬気化器	4
Vapor 2000	4
注入アダプター Vapor 2000	4
麻酔薬排出セット Vapor 2000	5
余剰ガス排出装置セット	5
吸引ホース	5
蛇管セット	5
リューザブル Y ピース / コネクター	6
換気用バッグ	6
非再呼吸システム	6
呼吸回路アクセサリー	6
CO ₂ 吸収剤	7
換気モニター用アクセサリー	7
特殊アクセサリー	7
モニターアーム	8
モニター (左)	8
モニター (上)	8
Vamos	8
Vamos (左)	8
Vamos (上)	8
SCIO マウント	9
電源	9
麻酔ガスモニター	9
循環モニター	9
データ管理システム	9

アクセサリリスト

Fabius® plus 8606800

臨床操作に必要なアクセサリ（ISO 80601-2-13 及び IEC 60601-2-13 による）

警告

アクセサリについては、このリストに記載されたアクセサリのみテスト実施済みであり、医療機器での使用が承認されています。

したがって、これらのアクセサリのみを特定の医療機器と組み合わせて使用することを強くお勧めします。さもなければ、装置が正常に機能しない恐れがあります。

耐圧ホースとアダプター

デザイン、カラーコードおよび接続スレッド等、国の法規制および規格に準じたすべての Dräger 耐圧ホース。	86 01 697
--	-----------

ガス接続のアダプター

アダプター O ₂ NIST/NF カップリング	M 35 336 ¹⁾
アダプター N ₂ O NIST/NF カップリング	M 35,337 ¹⁾
アダプター AIR NIST/NF カップリング	M 35 338 ¹⁾
ホースアッセンブリアダプター O ₂ 、0.1 m	M 34 446 ²⁾
ホースアッセンブリアダプター N ₂ O、0.1 m	M 34 447 ²⁾
ホースアッセンブリアダプター AIR、0.1 m	M 34 448 ²⁾

1) フランスのみ

2) オーストラリアのみ

補助ポンペ

医療用ガス O₂、N₂O および AIR 用ガスポンペは承認されたもののみをお使い下さい。

補助ポンペ用減圧器

耐圧ホースを含む

シリンダー（大）用プレッシャーリデューサ O ₂ 3/4	86 03 470
シリンダー（小）用プレッシャーリデューサ O ₂ PIN	86 03 460
シリンダー（大）用プレッシャーリデューサ O ₂ GB	86 03 475
シリンダー（大）用プレッシャーリデューサ O ₂ GO	86 03 479
シリンダー（大）用プレッシャーリデューサ O ₂ GE	86 03 477
シリンダー（大）用プレッシャーリデューサ O ₂ GA	86 03 473
コネクションホース NIST O ₂ 付き 1 m	M 32 671
プレッシャーリデューサ N ₂ O 3/4	86 03 496

補助ポンペ用減圧器

シリンダー（大）用プレッシャーリデューサ N ₂ O 3/8	86 03 495
シリンダー（小）用プレッシャーリデューサ N ₂ O PIN	86 03 461
シリンダー（大）用プレッシャーリデューサ N ₂ O GH	86 03 497
シリンダー（大）用プレッシャーリデューサ N ₂ O GJ	86 03 499
シリンダー（大）用プレッシャーリデューサ N ₂ O GX	86 03 498
コネクションホース NIST N ₂ O 付き 1 m	M 34 947

電源ケーブル

基本ユニットと共に提供された電源ケーブルのみ使用を許可されています。

等電位ケーブル

等電位ケーブル、0.8 m	83 01 348
等電位ケーブル、3.2 m	83 01 349
等電位ケーブル、6 m	M 27 769

麻酔薬気化器

麻酔薬ハロタン、エンフルラン、イソフルラン、セボフルラン、デスフルラン用の Dräger コネクタ一付き Dräger 製気化器

Vapor 2000

Vapor 2000 イソフルラン セボフルラン エンフルラン ハロタン	M 35 054
Vapor 2000 のアクセサリは、対応するアクセサリリストに記載されています。	

注入アダプター Vapor 2000

Dräger Fill 注入システム

アダプター Dräger Fill、ハロタン	M 36 090
アダプター Dräger Fill、イソフルラン	M 36 110
アダプター Dräger Fill、セボフルラン	M 36 120

Fabius® plus と、他社が製造または販売する Dräger 互換性のコネクタ一付麻酔薬気化器との併用は承認されていません。

麻酔薬排出セット Vapor 2000	
クイックフィル麻酔薬排出アダプター	M 34 206

余剰ガス排出装置セット	
EN 740、IEC 60601-2-13 および ISO 8835-3 に準拠した余剰ガス排出装置セット AGS ベーシックユニット	M 33 300
麻酔ワークステーションから排出される余分なガスを排出する装置です。	
吸引作動範囲：30 から 50 L/分	
AGS 用 GCX ホルダー（トロリーのみを使用）	41 17 515
AGS レールブラケットキット	M 32 967
AGS アダプター 30 mm	M 29 430
AGS トランスファーホース 1 m	M 33 295
AGS ジョイント 22/12	M 36 048 ¹⁾

1) オーストラリアおよびニュージーランドのみ

吸引ホース	
AGS ホース 0.5 m	M 35 015
AGS ホース 1.5 m	M 33 297
AGS ホース 3 m	M 33 298
AGS ホース 5 m	M 33 299
AGS ホースアダプター (GB)	M 36 051 ¹⁾

1) 英国のみ

蛇管セット	
成人用蛇管セット（蛇管・ Yピース・ 換気バッグ 22m コネクター）	M 30 146 ¹⁾
小児用蛇管セット（蛇管・ Yピース・ 換気バッグ・ 22m コネクター）	M 27 542 ²⁾
すべての蛇管に、ISO 接続（ISO 5367 または EN 12342）付きです。 最大長 3 m の蛇管が使用できます。	

1) not China

2) 米国以外

リユースブル Y ピース / コネクター ¹⁾	
Y ピース (成人用・ルアーロック)	M 33 278 ²⁾
Y ピース (90°・小児用)	84 03 075 ²⁾
Y ピース (ストレート・小児用)	M 27 077 ²⁾
22/22mm コネクター・ ISO	M 25 647 ²⁾

1) 日本では現在入手できない製品も含まれています。

2) 米国以外

換気用バッグ ¹⁾	
換気用バッグ (シリコン 0.5 L)	21 66 054 ²⁾
換気用バッグ (シリコン 1.5 L)	21 66 127 ²⁾
換気用バッグ (シリコン 2.3 L)	21 66 062 ²⁾
換気用バッグ (シリコン 3.0 L)	21 66 070 ²⁾
換気用バッグはすべて EN 1820 または ISO 5362 ²⁾ の承認を受けています。	

1) 日本では現在入手できない製品も含まれています。

2) 米国以外

非再呼吸システム	
麻酔ガスフィルター 633 (5 個)	67 24 492
Magill システム (ISO)	M 34 824 ¹⁾

1) 米国以外

呼吸回路アクセサリ	
コンパクト呼吸回路システム COSY 2.6	86 05 797
コンパクト呼吸回路システム COSY 2.6 (ヒーター付)	86 05 796
アドバンストローフローキット	86 05 898
オプション:	
COSY 用ウォータートラップ (左用)	86 04 919
COSY 用ウォータートラップ (右用)	86 05 627
COSY ヒーター用変換キット	86 05 897
フローセンサーカバー (COSY 2.6 用)	86 07 218
ホースアセンブリ PEEP/ Pmax-APL (右用)	86 07 054
ホースアセンブリ PEEP/ Pmax-APL (左用)	86 07 055
COSY 用ウォータートラップ (左用)	86 04 919

呼吸回路アクセサリ

COSY 用ウォータートラップ (右用)	86 05 627
成人蛇管用ウォータートラップ	84 04 985
ベンチレータホース 1.0 m (ベンチレータの金属蓋用)	86 04 310 ¹⁾
ベンチレータホース 1.5 m (ベンチレータの金属蓋用)	86 04 287 ¹⁾
成人用蛇管 1.1 m	21 66 038 ¹⁾
成人用蛇管 1.5 m	21 65 643 ¹⁾
ベンチレータの蓋	86 05 828
ダイアフラム	26 00 650

1) 米国以外

CO₂ 吸収剤

注記

この機器は Dräger Medical CO₂ 吸収剤付属の場合に限って承認されています。サードパーティの吸収剤は、Dräger Fabius[®] *plus* との組合せを承認されていないのでご注意ください。

Drägersorb 800 Plus (5 L 容器)	MX 00 001
Drägersorb FREE (5 L 容器)	MX 50 050
CLIC Absorber 800+ (1.2L / ディスポーザブル) (6 個)	MX 00 004
CLIC Absorber Free (1.2L / ディスポーザブル) (6 個)	MX 50 100
CLIC アダプター	MX 50 090

換気モニター用アクセサリ

O ₂ センサー (カプセル)	68 50 645
O ₂ COSY 用センサーハウジング	86 06 055
Spirolog フローセンサー (5 個)	84 03 735
SpiroLife フローセンサー	MK 01 900

特殊アクセサリ

外部フレッシュガスアウトレット (左用)	86 08 129 ¹⁾
外部フレッシュガスアウトレット (右用)	86 08 130 ¹⁾
外部フレッシュガスアウトレットスイッチ (左用)	86 07 987 ¹⁾²⁾
外部フレッシュガスアウトレットスイッチ (右用)	86 07 988 ¹⁾²⁾
外部 O ₂ フローチューブ	86 07 694
気道内圧計キット	86 07 383
換気バッグアーム	26 07 098

特殊アクセサリ

フレキシブル換気バッグアーム	86 05 088
ハンドルセット	41 17 509
跳ね上げ式拡張筆記台	41 18 306
GCX レールカバーセット	41 17 441
バスケット	86 06 438
ボトルホルダー (トローリーのみ)	41 99 763 ¹⁾³⁾
バポールパーキングホルダ	41 15 837
Selectatec™ 用気化器パーキングキット	86 07 178

1) 米国以外

2) 英国、アイルランド以外日本以外

3) カナダ以外

モニターアーム

モニター (左)

12 インチピボットアーム	MM 15 278
GCX アダプターマウント	41 17 642
IDS 電源マウント チャンネル取り付け	MM 15 753
GCX レール用電源ホルダー	MM 15 287

モニター (上)

モニターベース (傾斜 / 回転)	MM 15 693
水平チャンネル チルトなし	MM 15 741
MM 15 742 用チャンネルレール	MM 15 748
電源マウント チャンネル取り付け	MM 15 753
GCX レール用電源マウント	MM 15 287

Vamos

Vamos (左)

12 インチピボットアーム	MM 15 278
Vamos ダウンポストマウンティングタ	MM 15 288
GCX アダプターブラケット	41 17 642
GCX レール用電源マウント	MM 15 287

Vamos (上)

GCX レール (上) 用アダプタプレート	68 70 776
ベース (傾斜 / 回転)	MM 15 693

Vamos	
水平チャンネル チルトなし	MM 15 741
モニターマウント用トッププレート (0度)	MM 15 748
サイドレール用 GCX レール用電源マウント	MM 15 287
電源マウント (サイドレール用) サポート ISO レール	68 70 841

SCIO マウント	
12 インチピポットアーム	MM 15 278
GCX アダプターブラケット	41 17 642
SCIO サポートアームハンガー	MM 15 886
サイドレール用 GCX レール用電源マウント	MM 15 287

電源	
IDS 電源マウント チャンネル取り付け	MM 15 753
サイドレール用 GCX レール用電源マウント	MM 15 287
壁面用 IDS 電源マウント	47 20 129
サイドレール用 IDS 電源マウント	47 20 095


麻酔ガスモニター	
SCIO Four	68 71 810
Vamos 2	68 71 990
SCIO Fabius GS 接続ケーブル 2 m	86 01 473
SCIO Fabius GS 接続ケーブル 3 m	86 01 528
サンプルガスリターンホース、1.5 m	M 32 692

循環モニター	
Fabius® <i>plus</i> と患者モニタリングアクセサリーの組み合わせについての詳細は、Dräger Medical にお問い合わせ下さい。	



データ管理システム	
Fabius® <i>plus</i> とデータモニタリングシステムの組み合わせについての詳細は、Dräger Medical にお問い合わせ下さい。	

このページは意図的に空白にしております。

このページは意図的に空白にしています。


 製造者


Drägerwerk AG & Co. KGaA

 Moislinger Allee 53 - 55
D-23542 Lübeck
ドイツ
 +49 451 8 82-0

FAX  +49 451 8 82-20 80
 <http://www.draeger.com>

日本国内販売元

 **ドレーゲルジャパン株式会社**
東京都品川区上大崎 2-13-17
目黒東急ビル

 03-6447-7200

FAX  03-6447-7210
 <http://www.draeger.com>

90 52 270 - ja

© Drägerwerk AG & Co. KGaA

版 /Edition: 6 - 2024-05

(版 /Edition: 1 - 2009-08)

Dräger 社は事前予告なく装置を変更する権利
を保有します。

