

Pressemitteilung

Nr. 13 / 27.02.2019

Seite 1 / 2

Steriler Einweghandgriff für Polaris-Leuchten

Vereinfacht Hygiene-Prozesse

- Verstellen der Beleuchtungsstärke und des Lichtfelddurchmessers am Handgriff
- Schnelles und sicheres Anbringen und Abnehmen
- Vorteile gegenüber Wiederaufbereitung

Lübeck – Hygiene vor, während und nach Operationen aufrechtzuerhalten, ist ein komplexer Prozess, bei dem jeder Handgriff sitzen muss. Das gilt insbesondere für die Handgriffe von OP-Leuchten als häufige Handkontaktflächen. Hier haben sich Einweghandgriffe bewährt, die einfach über den Innenhandgriff der OP-Leuchte gestülpt werden. Die Überzieher dürfen dabei weder abrutschen noch ins sterile OP-Feld fallen. Mit dem sterilen Einweghandgriff Polaris aus weichem Material und stabilem Kunststoffring bietet Dräger jetzt eine intelligente Lösung für seine OP-Leuchten an. Sobald der Einweghandgriff fühl- und hörbar einrastet, ist der Sitz perfekt. Um das Zubehör nach der OP wieder abzunehmen, muss der Einweghandgriff entriegelt werden. Einmal entriegelt kann die Komponente kein zweites Mal irrtümlich verwendet werden. Der neue Einweghandgriff ist für die Polaris-Leuchten 100/200, Polaris 600 sowie Polaris Multimedia erhältlich.

Einweg versus Mehrweg

Mehrweghandgriffe für OP-Leuchten aufzubereiten, ist ein mehrstufiger Vorgang, der vom Vorbereiten und Reinigen über das Desinfizieren und Sterilisieren bis hin zum erneuten Verpacken und der Logistik reicht. Mit dem Konzept des Einweghandgriffs können dagegen Wasser, Strom, Reinigungsmittel und Verpackungsmaterial sowie mögliche Transport- und Personalkosten eingespart werden.

Hersteller des Einweghandgriffs für Polaris ist die Drägerwerk AG & Co. KGaA

Kontakt

Corporate Communications:
Melanie Kamann
Tel. +49 451 882-3998
melanie.kamann@draeger.com

Fachpresse:
Markus Henkel
Tel. +49 451 882-4598
markus.henkel@draeger.com

Investor Relations:
Thomas Fischler
Tel. +49 451 882-2685
thomas.fischler@draeger.com

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

www.twitter.com/DraegerNews
www.facebook.com/DraegerGlobal
www.youtube.com/Draeger

Pressemitteilung

Nr. 13 / 27.02.2019

Seite 2 / 2

Dräger. Technik für das Leben®

Dräger ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Unsere Produkte schützen, unterstützen und retten Leben. 1889 gegründet, erzielte Dräger 2017 weltweit einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. Das Lübecker Unternehmen ist in mehr als 190 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 13.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.draeger.com

Bildmaterial:

Foto 1: 	Praktisch und hygienisch – der neue Einweghandgriff für die Polaris. (© Drägerwerk AG & Co. KGaA).
--	---

Weitere Informationen und Bilder finden Sie in unserem Presse-Center:

[https:// www.draeger.com/de_corp/Presse](https://www.draeger.com/de_corp/Presse)

Hinweis: Das in dieser Presseinformation erwähnte Produkt wird anfangs nicht in allen Ländern verfügbar sein. Um weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Produkten in Ländern außerhalb Deutschlands zu erhalten, besuchen Sie bitte die jeweilige Länder-Webseite oder wenden Sie sich an die lokale Dräger-Vertriebsorganisation.

Kontakt

Corporate Communications:
Melanie Kamann
Tel. +49 451 882-3998
melanie.kamann@draeger.com

Fachpresse:
Markus Henkel
Tel. +49 451 882-4598
markus.henkel@draeger.com

Investor Relations:
Thomas Fischler
Tel. +49 451 882-2685
thomas.fischler@draeger.com

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

www.twitter.com/DraegerNews
www.facebook.com/DraegerGlobal
www.youtube.com/Draeger