

Всем пользователям
Анестезиологических рабочих станций
Dräger

Контакты:

Телефон
+7 495 775-15-20(22)

Факс
+7 495 775-15-21

E-mail
info.russia@draeger.com

Обработка анестезиологических рабочих станций

Июль 2021

Уважаемые клиенты,

В дополнении к этому информационному письму мы отправляем вам наши новые инструкции по обработке наркозных аппаратов Fabius следующих моделей:

Наименование	Каталожный номер
Fabius CE	8604200
Fabius HL	8601900
Fabius GS	8604700
Fabius MRI	8607300
Fabius Tiro	8606000
Fabius plus	8606800
Fabius plus XL	8608555

Табл.1

Перечень основных изменений:

Глава «Обработка» была взята из действующей версии Руководства по эксплуатации и выделена в отдельный раздел, содержащий инструкции по обработке. Дополнение к руководству по эксплуатации заменяет рекомендуемые действия, содержащиеся в вашей старой версии Руководства. Сохраните его вместе с Руководством к вашим анестезиологическим станциям Fabius.

Инструкции по обработке теперь содержат дополнительные иллюстрации и более подробные описания с целью упрощения процесса обработки, а именно - подробное описание сборки и разборки дыхательной системы, размещение дыхательной системы в устройствах для очистки/дезинфекции и необходимых этапов обработки, включая предварительную очистку дыхательной системы.

ООО «Дрегер»
ОГРН 1027739271493
Адрес местонахождения:
107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12,
пом. LIII

Тел.: + 7 495 775-15-20(22)
Факс: + 7 495 775-15-21
www.draeger.ru

Адрес для корреспонденции:
Основной офис:
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, блок «Б»,
12 этаж, Москва, Россия, 107061

Сервисный центр:
Новохопловская ул., д. 23, стр. 1,
1 этаж, Москва, Россия, 109052

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
Почтовый адрес:
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080

info@draeger.com
www.draeger.com

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany

Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080

info@draeger.com
www.draeger.com


Стр. 2 / 2

Обратите внимание, что предварительная очистка необходима для гарантии полной обработки дыхательной системы, в особенности если вы не используете бактериальные фильтры при осуществлении анестезиологического пособия.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к представителю Dräger по телефону +7495 775 15 20 или по электронной почте service.russia@draeger.com.

Приносим свои извинения за возможные неудобства, которые могут возникнуть и благодарим Вас за понимание.

С уважением,
Заместитель директора сервисного центра ООО «Дрегер»
Сафронов А.Ю.



Исполнитель: менеджер по качеству Стебакова Е.В.

Elena.stebakova@draeger.com