

Babylog VN500



REUTILIZABLE



DESECHABLE

PRODUCTO	Ref.
Tubuladuras para alta frecuencia	8411153
Reutilizables, esterilizar con cada paciente. Autoclave 134 °C.	
Circuito resp.Helix Neonatal calefactado	MP02608
Circuito respiratorio Helix Neonatal con doble calefacción	MP02650
Cajas de 10 uds, desechable, se cambia con cada paciente o según protocolo hospitalario.	



DESECHABLE



REUTILIZABLE



DESECHABLE

PRODUCTO	Referencias		
Mascarilla Facial NIV Classicstar	MP01573 (S)	MP01574 (M)	MP01575 (L)
Mascarilla Facial NIV Classicstar plus	MP01570 (S)	MP01571 (M)	MP01572 (L)
Desechable, se cambia con cada paciente.			
Mascarilla Facial NIV Novastar	MP01579 (S)	MP01580 (M)	MP01581 (L)
Reutilizable, se cambia semanalmente o según protocolo hospitalario, se desinfecta en baño enzimático, máx. 5 usos.			



PRODUCTO	Ref.
Filtro HEPA Safestar	MP01790
Filtro Carestar 30	MP01770
Desechable, 24 horas o según protocolo hospitalario.	



DESECHABLE



REUTILIZABLE



REUTILIZABLE

PRODUCTO	Ref.
Pieza en Y con sensor de flujo	8410185
Sensor de Flujo (Caja de 5 uds)	8410179
Reutilizable, esterilizar con cada paciente. Autoclave 134 °C	



DESECHABLE



PRODUCTO	Ref.
Babyflow Plus	MP03700
Desechable, cambio con cada paciente.	
Opciones de mascarillas, etc. contactar con delegado comercial.	