

Carina



REUTILIZABLE

PRODUCTO	Ref.
Filtro HEPA interno	5703105

Se cambia cada 6 meses o según protocolo.



DESECHABLE



REUTILIZABLE



DESECHABLE

PRODUCTO	Referencias		
Mascarilla Facial NIV Classicstar	MP01573 (S)	MP01574 (M)	MP01575 (L)
Mascarilla Facial NIV Classicstar plus	MP01570 (S)	MP01571 (M)	MP01572 (L)
Desechable, se cambia con cada paciente.			
Mascarilla Facial NIV Novastar	MP01579 (S)	MP01580 (M)	MP01581 (L)
Reutilizable, se cambia semanalmente o según protocolo hospitalario, se desinfecta en baño enzimático, máx. 5 usos.			



PRODUCTO	Ref.
Filtro HEPA Safestar	MP01790
Filtro Carestar 30	MP01770

Desechable, 24 horas o según protocolo hospitalario.



DESECHABLE

PRODUCTO	Ref.
Válvula de fugas para Carina. 5 unidades	MP00224

Desechable, 24 horas o según protocolo hospitalario.



DESECHABLE



DESECHABLE



DESECHABLE

PRODUCTO	Ref.
Sistema de paciente desechable	MP00312
Sistema de paciente con válvula espiratoria	MP00313

Desechable, se cambia por paciente o según protocolo hospitalario.