

# Evita V300/V500



DESECHABLE

PRODUCTO	Ref.
Sensor de flujo Infinity ID	6871980
Desechable, se cambia con cada paciente o según protocolo hospitalario, vida máxima 30 días.	



REUTILIZABLE



DESECHABLE



DESECHABLE

PRODUCTO	Ref.
Mascarilla NovaStar® gel	MP01579 (S) MP01580 (M) MP01581 (L)
Reutilizable. Cambio semanal según protocolo hospitalario. 5 usos después desinfección	
Mascarilla Total Face	MP02910 hasta MP02915
Mascarilla Classicstar Plus	MP01570-MP01572
Desechable, cambio con cada paciente, o según protocolo hospitalario.	



DESECHABLE

PRODUCTO	Ref.
Válvula Infinity ID	MP01060
Se cambia con cada paciente o según protocolo. Cajas de 10 unidades.	

DESECHABLE

PRODUCTO	Ref.
Circuito Infinity ID Smoothbore	MP00340
Circuito Infinity Coaxial	MP00342
Desechable, se cambia con cada paciente o según protocolo hospitalario.	



DESECHABLE

PRODUCTO	Ref.
Filtro HEPA Safestar	MP01790
Filtro Twin Star-Filtro +humificador	MP01800
Desechable, se debe cambiar cada 24 horas o según protocolo hospitalario.	



DESECHABLE

PRODUCTO	Ref.
Cubeta de CO2 desechable	MP01062
Desechable, se cambia con cada paciente o según protocolo hospitalario. Cajas de 10 uds.	