

# Evita XL



DESECHABLE

PRODUCTO	Ref.
Sensor de flujo Infinity ID	6871980

Desechable, se cambia con cada paciente o según protocolo hospitalario, vida máxima 30 días.



REUTILIZABLE



DESECHABLE




DESECHABLE

PRODUCTO	Ref.
Mascarilla NovaStar® gel	MP01579 (S) MP01580 (M) MP01581 (L)

Reutilizable. Cambio semanal según protocolo hospitalario.  
5 usos después desinfección

Mascarilla Total Face	MP02910 hasta MP02915
Mascarilla Classicstar Plus	MP01570-MP01572

Desechable, cambio con cada paciente, o según protocolo hospitalario.



DESECHABLE


PRODUCTO	Ref.
Válvula esp. desechable	8414776

Se cambia con cada paciente o según protocolo. Cajas de 10 unidades.

DESECHABLE

PRODUCTO	Ref.
Vent Set Basic 180 cm, Latex-Free	MP00349


Desechable, se cambia con cada paciente o según protocolo hospitalario.



DESECHABLE

PRODUCTO	Ref.
Filtro HEPA Safestar	MP01790
Filtro Twin Star-Filtro +humificador	MP01800

Desechable, se debe cambiar cada 24 horas o según protocolo hospitalario.



REUTILIZABLE

PRODUCTO	Ref.
Cubeta de CO2 reutilizable	6870279

Reutilizable, se esteriliza con cada paciente o según protocolo hospitalario.