

Intervalo de tiempo < jun. 2020 >

Todos los dispositivos seleccionados


265 casos

Última actualización: 25/11/20



Consumo de agente anestésico

Total	Isoflurano	Desflurano	Sevoflurano
1.969 EUR	---	67,62 EUR	1.902 EUR
Consumo	--- mL	Consumo 147,55 mL	Consumo 3.169 mL
Precio/bot.	50,00 €	Precio/bot. 110,00 €	Precio/bot. 150,00 €



Eficiencia

Consumo vs. captación



Flujo GF medio



Coste

Por caso

11,52 €
↑0,8%

Por minuto

0,13 €
↑1,33%

Flujos GF aplicados

● Mínimo 0 a 0.5 L/min
 ● Bajo 0.5 a 1 L/min
 ● Medio 1 a 6 L/min
 ● Alto 6 a 20 L/min

