

Oxylog 3000+



DESECHABLE

PRODUCTO

Cubeta de EtCO2 Adulto

Ref.

MP01062

Cubeta de EtCO2 Pediátrico

MP01063

Un solo uso, se cambia con cada paciente.



DESECHABLE

PRODUCTO

Filtro HME HEPA Twinstar

Ref.

MP01801

Filtro Carestar 80

MP01785

Desechable, se debe cambiar cada 24 horas o según protocolo hospitalario.



DESECHABLE



REUTILIZABLE



DESECHABLE

PRODUCTO

Mascarilla Facial NIV Classicstar

Referencias

MP01573 (S) MP01574 (M) MP01575 (L)

Mascarilla Facial NIV Classicstar plus

MP01570 (S) MP01571 (M) MP01572 (L)

Desechable, se cambia con cada paciente.

Mascarilla Facial NIV Novastar

MP01579 (S) MP01580 (M) MP01581 (L)

Reutilizable, se cambia semanalmente o según protocolo hospitalario, se desinfecta en baño enzimático, máx. 5 usos.



DESECHABLE



DESECHABLE

PRODUCTO

Sistema de paciente desechable pediátrico

Ref.

5704964

Sistema de paciente desechable adulto

5703041

Caja de 5 unidades. Desechable, se cambia con cada paciente o según protocolo hospitalario.