

Alarm History Analytics

Soluciones basadas en datos

La aplicación Alarm History Analytics ofrece información sobre las alarmas de dispositivos médicos que han ocurrido en un entorno de cuidados intensivos. La aplicación permite el análisis de alarmas para optimizar los flujos de procesos sistemáticos, planificar el personal y mejorar la eficiencia en la gestión de las alarmas. Ayuda a tomar medidas para reducir dichas alarmas al identificar el origen de las mismas en un periodo de tiempo.

ALARMAS POR GRAVEDAD

Vista general del número total de alarmas, su duración filtrada por gravedad y unidad de cuidados en un espacio de tiempo seleccionado.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALARMAS

Información sobre distribución y tendencias de seis alarmas seleccionadas del hospital o una unidad seleccionada para dos intervalos de tiempo distintos.



ALARMAS POR TIPO
Número y duración total de las alarmas por parámetro de monitorización o ajustes del respirador.

TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS ALARMAS
Vista acumulada de los tiempos de respuesta de las alarmas por gravedad en una unidad seleccionada (hospital, unidad de cuidados o cama).

ALARMAS POR CAMA
Número total y distribución de las alarmas para todas las camas de un hospital o para camas específicas en un intervalo de tiempo seleccionado.

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.