











Zeus






Dräger Originalzubehör. Weil Qualität entscheidet.



ATEMSCHLAUCHSYSTEME

	VentStar® , Einweg, latexfrei, Wasserfalle, ohne LL, 1,8 m Verpackungseinheit 25 Bestellnummer MP00334
	Anästhesieset VentStar® , Einweg, latexfrei, ohne LL, 1,8/0,8 m Verpackungseinheit 25 Bestellnummer MP00330
	Anästhesieset VentStar® , Einweg, latexfrei, Wasserfalle, ohne LL, 1,8/1,5 m Verpackungseinheit 10 Bestellnummer MP00371
	Anästhesieset VentStar® , Einweg, latexfrei, Wasserfalle, ohne LL, 2,8/1,5 m Verpackungseinheit 10 Bestellnummer MP02720
	VentStar® , Einweg, latexfrei, basic, ohne LL, 1,5 m Verpackungseinheit 25 Bestellnummer MP00338
	VentStar® , Einweg, latexfrei, P, Wasserfalle, ohne LL, 1,8 m Verpackungseinheit 25 Bestellnummer MP00362
	Anästhesieset VentStar® , Einweg, latexfrei, P, ohne LL, 1,5/1,1 m Verpackungseinheit 25 Bestellnummer MP00331
	Anästhesieset VentStar® , Einweg, latexfrei, P, Wasserfalle, ohne LL, 1,8/1,1 m Verpackungseinheit 10 Bestellnummer MP00375
	Infinity® ID , Einweg, latexfrei, Wasserfalle, 2,1 m Verpackungseinheit 10 Bestellnummer MP00378
	VentStar® , Einweg, latexfrei, P, koaxial, 1,5 m Verpackungseinheit 20 Bestellnummer MP00379

ATEMBEUTELSETS

	VentStar® latexfrei, Einweg, 2 L, 0,8 m Verpackungseinheit 25 Bestellnummer MP00222
	VentStar® latexfrei, Einweg, 2 L, 1,2 m Verpackungseinheit 25 Standard MP00380 Infinity ID MP00341
	Infinity® ID latexfrei, Einweg, 2 L, 1,5 m Verpackungseinheit 25 Bestellnummer MP01330
	VentStar® latexfrei, Einweg, 2 L, 1,5 m Verpackungseinheit 25 Bestellnummer MP00381
	VentStar® latexfrei, Einweg, P, 1 L, 1,1 m Verpackungseinheit 25 Bestellnummer MP00384
	Infinity® ID latexfrei, Einweg, P, 1 L, 1,1 m Verpackungseinheit 25 Bestellnummer MP01343



WASSERFALLE

	Wasserfalle WaterLock® 2 Verpackungseinheit 12 Bestellnummer 6872130
	Probengasleitung Einweg Verpackungseinheit 10 Bestellnummer 8290286

ATEMSYSTEMFILTER/HME

	Mechanischer Filter Filter SafeStar® 60A Einweg, 60 mL Totraum, angewinkelt Verpackungseinheit 50 Bestellnummer MP01795
	Mechanischer Filter SafeStar® 55 Einweg, 55 mL Totraum Verpackungseinheit 50 Bestellnummer MP01790
	Elektrostat. und HME TwinStar® 25 Einweg, 25 mL Totraum Verpackungseinheit 50 Bestellnummer MP01815
	Elektrostat. und HME TwinStar® 10A Einweg, 10 mL Totraum, angewinkelt Verpackungseinheit 50 Bestellnummer MP01825
	Elektrostat. und HME TwinStar® 8 Einweg, 8 mL Totraum Verpackungseinheit 50 Bestellnummer MP01820


MASKEN

	ComfortStar® Anästhesiemaske, mit Hakenring, Standard, Einweg Verpackungseinheit 20 Bestellnummer Größe 0 MP01510 Größe 1 MP01511 Größe 2 MP01512 Größe 3 MP01513 Größe 4 MP01514 Größe 5 MP01515 Größe 6 MP01516 auch als Duftmaske erhältlich
	LiteStar® Anästhesiemaske ohne Hakenring, Einweg Verpackungseinheit 30 Bestellnummer Größe 1 MP01501 Größe 2 MP01502 Größe 3 MP01503 Größe 4 MP01504 Größe 5 MP01505 Größe 6 MP01506

ATEMKALK

	Drägersorb® 800+ 5 L Kanister Verpackungseinheit 2 Bestellnummer MX00001
	Drägersorb® Free 5 L Kanister Verpackungseinheit 2 Bestellnummer MX50050
	CLIC Absorber 800+ Einmalabsorber, 1,2 L Verpackungseinheit 6 Bestellnummer MX00004
	CLIC Absorber Free Einmalabsorber, 1,2 L Verpackungseinheit 6 Bestellnummer MX50100
	Drägersorb® CLIC adapter Verpackungseinheit 1 Bestellnummer MX50090
	Atemkalkstaubfilter für Schüttkalk Verpackungseinheit 1 Bestellnummer MX50115

FLOWSENSOR

	Flowsensor SpiroLife® PPSU, desinfizierbar und sterilisierbar Verpackungseinheit 1 Bestellnummer MK01900
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Poster zeigt nicht alle verfügbaren und zugelassenen Zubehöre und stellt nur einen Auszug der wichtigsten Komponenten dar. Atemschläuche und Atembeutel sind auch in fertig konfektionierten Sets verfügbar. Alle Zubehöre sind in kundenindividuellen Sets Set2go auf Anfrage konfektionierbar und damit an Ihre Prozesse anpassbar.

Das vollständige Portfolio finden Sie unter: www.draeger.com/zubehoer.