

Colchón Softbed de Dräger

Máximo confort para los pacientes más pequeños:
Gracias al núcleo de espuma viscoelástica y su singular perfil, el colchón Softbed biocompatible de Dräger proporciona una agradable sensación de descanso.



La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y tiene una gran importancia, ya que representa la frontera natural con nuestro entorno. La de los neonatos es especialmente sensible, y en el caso de los prematuros puede que aún no se hayan formado todas sus capas.

DAR EN EL CLAVO

La composición del colchón Softbed tiene en cuenta las necesidades especiales de este tipo de piel tan sensible y delicada pero apoyando la eficiencia clínica:

El singular perfil del Softbed ha sido desarrollado especialmente para repartir la presión de manera uniforme, ofreciendo al paciente una gran comodidad mientras permanece tumbado. Además, el material mullido minimiza las pérdidas de calor conductivas, lo que contribuye al correcto desarrollo del lactante al prevenir el estrés por frío.

LO IMPORTANTE ESTÁ EN EL INTERIOR

En el corazón del Softbed se encuentra el núcleo de espuma viscoelástica „Memory Foam Core“. Se trata de una espuma especial desarrollada para la navegación espacial. Destaca sobre todo por elasticidad y por poder recuperar su forma original una vez que el peso soportado ha

sido retirado. Además, es transpirable y mantiene un microclima constante.

SEGURIDAD QUE MARCA LA DIFERENCIA

El Softbed proporciona una protección adicional para los pacientes más pequeños: El núcleo de espuma está elaborado con aceite de girasol inocuo, apto para uso sanitario. La seguridad está garantizada, tanto por la biocompatibilidad probada, como por el cumplimiento de las directrices del estándar Öko-Tex (textiles de confianza). Asimismo, las características naturales de la espuma inhiben el crecimiento microbiano.

PORQUE EL TIEMPO ES ORO

Tampoco el manejo del Softbed supone ningún esfuerzo adicional. La funda se limpia fácilmente y permite eliminar la suciedad de manera muy rápida. Además, en caso necesario es posible quitarla completamente para lavarla. Para ello, solo es necesario abrir la cremallera, que está protegida de la suciedad por una solapa. Por supuesto, también es posible realizar radiografías a través del Softbed.



Colchón Softbed de Dräger

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Medidas	Número de referencia
Softbed Caleo	680x480x40 mm / 26,6x18,9x1,6 pulgadas	MX17012
Softbed Babytherm	750x490x40 mm / 29,5x19,3x1,6 pulgadas	2M21012
Softbed Inkubator 8000	648x350x40 mm / 25,5x13,8x1,6 pulgadas	2M20907
Softbed TI 5400	915x310x40 mm / 36x12,2x1,6 pulgadas	2M21023
Softbed C2000 / Isolette 8000	380x740x30 mm / 15x29,1x1,2 pulgadas	MP01401
Softbed Resuscitaire sin báscula	540x670x40 mm / 21,3x26,4x1,6 pulgadas	MP01402
Softbed IICS-90 sin báscula	610x770x40 mm / 24x30,3x1,6 pulgadas	MP01403
Softbed Resuscitaire con báscula	520x650x40 mm / 20,5x25,6x1,6 pulgadas	MP01404
Softbed IICS-90 con báscula	590x750x40 mm / 23,2x29,5x1,6 pulgadas	MP01405

SEDE PRINCIPAL
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Alemania
 www.draeger.com

FABRICANTE:
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
 de ventas regional en:
 www.draeger.com/contacto



**SEDE REGIONAL
 PANAMÁ**
 Draeger Panamá S. de R.L.
 Business Park, Torre V, piso 10
 Av. De la Rotonda
 Panamá, República de Panamá
 Tel +507 377-9100 / Fax -9130

**VENTAS INTERNACIONALES
 PANAMÁ**
 Draeger Panamá Comercial
 S. de R.L.
 Business Park, Torre V, piso 10
 Av. De la Rotonda
 Panamá, República de Panamá
 Tel +507 377 9100 / Fax -9130

COLOMBIA
 Draeger Colombia S.A.
 Calle 93B No.13-44 Piso 4
 Bogotá D.C., Colombia
 Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ARGENTINA
 Drager Argentina S.A.
 Colectora Panamericana Este 1717
 B1607BLF San Isidro,
 Buenos Aires, Argentina
 Tel +54 11 48 36 8300
 Fax +54 11 48 36 8321

BRASIL
 Dräger Indústria e Comércio Ltda.
 Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
 06460-100 Barueri, São Paulo
 Tel +55 11 46 89 6401
 Fax +55 11 41 93 2070

CHILE
 Drager Chile Ltda.
 Av. Presidente Eduardo
 Frei Montalva 6001-68
 Complejo Empresarial
 El Cortijo, Conchalí,
 Santiago, Chile
 Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

ESPAÑA
 Dräger Medical Hispania S.A.
 C/ Xaudaró, 5
 28034 Madrid
 Tel +34 91 728 34 00
 Fax +34 91 358 36 19
 clientesdraegermedical
 @draeger.com

MÉXICO
 Dräger Medical México,
 S.A. de C.V.
 German Centre
 Av. Santa Fe, 170 5-4-14
 Col. Lomas de Santa Fe
 01210 México D.F.
 Tel +52 55 52 61 43 37
 Fax +52 55 52 61 41 32

PERÚ
 Draeger Perú SAC
 Av. San Borja Sur 573-575
 Lima 41 - Perú
 Tel +511 626 95-95 / Fax -73