



Dräger

(L/min) **DigiFlow**

O ₂ Vol.% ±10 %	0,8		0,9		1		1,5		2		2,5	
	O ₂	AIR	O ₂	AIR	O ₂	AIR	O ₂	AIR	O ₂	AIR	O ₂	AIR
	21	0,0	0,8	0,0	0,9	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	2,0	0,0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,2
40	—	—	—	—	—	—	0,4	1,1	0,5	1,5	0,6	1,9
50	0,3	0,5	0,3	0,6	0,4	0,6	0,6	0,9	0,7	1,3	0,9	1,6
60	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,7	0,8	1,0	1,0	1,2	1,3
70	0,5	0,3	0,6	0,3	0,6	0,4	0,9	0,6	1,2	0,8	1,6	0,9
80	—	—	—	—	0,7	0,3	1,1	0,4	1,5	0,5	1,9	0,6
90	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,3	2,2	0,3
100	0,8	0,0	0,9	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	2,0	0,0	2,5	0,0

Drägerwerk AG & Co. KGaA
23542 Lübeck, Germany

90 29 553
7th edition - August 2015



Dräger

(L/min)

DigiFlow

Flowmeter

O ₂ Vol.% ±10 %	3		3,5		4		5		8		10	
	O ₂	AIR	O ₂	AIR	O ₂	AIR	O ₂	AIR	O ₂	AIR	O ₂	AIR
	21	0,0	3,0	0,0	3,5	0,0	4,0	0,0	5,0	0,0	8,0	0,0
30	0,3	2,7	0,4	3,1	0,5	3,5	0,5	4,5	1,0	7,0	1,0	9,0
40	0,7	2,3	0,8	2,7	1,0	3,0	1,0	4,0	2,0	6,0	2,5	7,5
50	1,1	1,9	1,3	2,2	1,5	2,5	1,5	3,5	3,0	5,0	3,5	6,5
60	1,5	1,5	1,7	1,8	2,0	2,0	2,5	2,5	4,0	4,0	5,0	5,0
70	1,9	1,1	2,2	1,3	2,5	1,5	3,0	2,0	5,0	3,0	6,0	4,0
80	2,2	0,8	2,6	0,9	3,0	1,0	3,5	1,5	6,0	2,0	7,5	2,5
90	2,6	0,4	3,1	0,4	3,5	0,5	4,5	0,5	7,0	1,0	8,5	1,5
100	3,0	0,0	3,5	0,0	4,0	0,0	5,0	0,0	8,0	0,0	10,0	0,0

Drägerwerk AG & Co. KGaA
23542 Lübeck, Germany

90 29 553
7th edition - August 2015