

Complément à la notice d'utilisation

Ce complément concerne les dispositifs médicaux listés dans le tableau.

Dispositif médical	Numéro de référence	Version
Fabius GS	9038691	Edition 1 et sup.
Fabius GS <i>premium</i>	9038924	Edition 1 et sup.
Fabius Tiro	9038709	Edition 1 et sup.
Fabius plus	9039295	Edition 1 et sup.

- Ce complément doit être joint à la notice d'utilisation du dispositif médical.

AVERTISSEMENT

Pour utiliser correctement ce dispositif médical, veuillez lire et respecter la notice d'utilisation ainsi que ce complément.

Le complément met à jour les informations contenues dans le chapitre suivant de la notice d'utilisation :


Caractéristiques techniques

Caractéristiques machine


Alimentation électrique

Caractéristiques non configurables, avec prise multiple Dräger optionnelle (voir la notice d'utilisation de la prise multiple pour dispositifs médicaux, 9038775)


100 à 240 VAC, 50/60 Hz, 2,3 A max.

 Fabricant :

Dräger Medical GmbH

 Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck

Allemagne

 +49 451 8 82-0

FAX +49 451 8 82-20 80

 <http://www.draeger.com>

9053749 – fr

© Dräger Medical GmbH

Edition/Edition : 2 – 2015-01

(Edition/Edition : 1 – 2012-04)

Dräger se réserve le droit d'apporter des modifications au dispositif médical sans préavis.



A compter de 2015-08
Dräger Medical GmbH
deviendra
Drägerwerk AG & Co. KGaA