

Teile-Liste / Bestell-Liste

Anfeuchter MR 700 / MR 730

Schlauchset Babylog 2000


Parts List / Order List

Humidifier MR 700 / MR 730

Hose set Babylog 2000

Teile-Liste

Parts List



Lfd.Nr.	Benennung und Beschreibung	Bestell-Nr.	Item No.	Name and Description	Order No.
1	Anfeuchter-Grundeinheit MR 730 220 V bis 240 V, deutsch	84 18 285	1	Humidifier basic unit MR 730 220 V to 240 V, english	84 11 046
1a	Anfeuchter-Grundeinheit MR 700 220 V bis 240 V, deutsch	84 18 281	1a	Humidifier basic unit MR 700 220 V to 240 V, english	84 18 425
1b	Adapter Schlauchheizung	84 11 097	1b	Hose heater adapter	84 11 097
2	Befestigungsset für Schiene	84 11 074	2	Mounting set for rail	84 11 074
3	Befeuchterkammer MR 340 incl. 100 Stück Filterpapier	84 11 047	3	Humidification chamber MR 340 incl. 100 pcs. filter paper	84 11 047
3a	Befeuchterkammer, Einweg MR 290 (10 Stück)	84 18 282	3a	Humidification chamber, disposable MR 290 (10 pcs.)	84 18 282
4	Filterpapier für MR 340 (100 Stück)	84 11 073	4	Filter paper for MR 340 (100 pcs.)	84 11 073
5	Doppel-Temperatur-Sensor 1,45 m für Schlauch 1,1 m	84 11 048	5	Double temperature sensor 1.45 m for hose 1.1 m	84 11 048
6	Einzugsdraht 1,5 m	84 11 050	6	Draw wire 1.5 m	84 11 050
7-25	Zubehörset Babylog 2000 / Fisher & Paykel	84 11 472	7-25	Accessory set for Babylog 2000 / Fisher & Paykel	84 11 472
7	Silikonschlauch K 1,1 m für Schlauchheizung 8	84 11 043	7	Silicone hose K 1.1 m for hose heating 8	84 11 043
8	Schlauchheizung 1,1 m	84 11 045	8	Hose heating 1.1 m	84 11 045
9	Silikonschlauch K 0,40 m	84 03 070	9	Silicone hose K 0.40 m	84 03 070
10	Silikonschlauch K 0,60 m	84 03 073	10	Silicone hose K 0.60 m	84 03 073
11	Katheterstutzen Gr. 11	M 19 351	11	Catheter socket, size 11	M 19 351
12	Temperatur-Sensor-Aufnahme	84 11 044	12	Temperature sensor housing	84 11 044
13	Doppelkonus 11A	84 09 897	13	Double cone 11A	84 09 897
14	Faltenschlauch flex. 0,2 m	84 10 709	14	Corrugated hose flex. 0.2 m	84 10 709
15	Wendebblatt Fisher & Paykel	84 11 496	15	Paper info sheet Fisher & Paykel	84 11 496
16	Kondensatabscheider EX	84 09 627	16	Condensate separator EX	84 09 627
17	Topf	84 03 976	17	Container	84 03 976
18	Faltenbalg K kompl.	84 09 742	18	Corrugated bellows K compl.	84 09 742
19	Adapter K 90°	84 03 075	19	Adaptor K 90° (y-piece)	84 03 075
20	Gehäuse	84 09 898	20	Valve housing	84 09 898
21	Membrane	84 03 377	21	Diaphragm	84 03 377
22	E-Set Bolzen	84 03 944	22	Screw with 2 discs	84 03 944
23-25	Anschluss-Set Druckmessung	84 11 354	23-25	Connecting set for pressure measurement	84 11 354
23	Schlauch (4 x 2,5) 0,3 m	12 05 102	23	Hose (4 x 2.5) 0.3 m	12 05 102
24	Bakterienfilter	84 02 868	24	Bacterial filter	84 02 868
25	Anschluss-Schlauch	84 08 247	25	Connecting hose	84 08 247
26-27	Gelenkarm	84 09 609	26-27	Hinged arm	84 09 609
27	Schlauchklemme	84 09 841	27	Hose clip	84 09 841

Bestell-Liste

Benennung	Bestell-Nr.
Anfeuchter-Grundeinheit MR 730 220 – 240 V, deutsch	84 18 285
Anfeuchter-Grundeinheit MR 700 220 – 240 V, deutsch	84 18 281
Befestigungs-Set für Schiene	84 11 074
Zum Betrieb notwendiges Zubehör	
Befeuchterkammer MR 340, incl. 100 Stück Filterpapier	84 11 047
Befeuchterkammer, Einweg MR 290 (10 Stück)	84 18 282
Zubehörset Babylog 2000 / Fisher & Paykel	84 11 472
Doppel-Temperatur-Sensor 1,45 m für Schlauch 1,1 m	84 11 048
Adapter Schlauchheizung	84 11 097
Adapter Schlauchheizung, für Schläuche anderer Hersteller	84 18 433
Einzugsdraht 1,5 m für Schlauchheizung	84 11 050
Gelenkarm	84 09 609
Austauschteile zur Sterilisation	
Befeuchterkammer MR 340 incl. 100 Stück Filterpapier	84 11 047
Zubehörset Babylog 2000 / Fisher & Paykel	84 11 472
Ersatz- und Verschleißteile	
Doppel-Temperatur-Sensor 1,45 m für Schlauch 1,1 m	84 11 048
Silikonschlauch K 1,1 m für Schlauchheizung 1,1 m	84 11 043
Schlauchheizung 1,1 m	84 11 045
Einzugsdraht 1,5 m für Schlauchheizung	84 11 050
Temperatur-Sensor-Aufnahme	84 11 044
Wendebblatt Fisher & Paykel	84 11 496
Filterpapier für Befeuchterkammer (100 Stück)	84 11 073
Adapter Schlauchheizung	84 11 097
Adapter Schlauchheizung, für Schläuche anderer Hersteller	84 18 433
Adapter K	84 03 075

Order List

Designation	Order No.
Humidifier basic unit MR 730 220 V – 240 V, english	84 11 046
Humidifier basic unit MR 700 220 V – 240 V, english	84 18 425
Mounting set for rail	84 11 074
Accessories required for operation	
Humidification chamber MR 340 incl. 100 pcs. filter paper	84 11 047
Humidification chamber, disposable MR 290 (10 pcs.)	84 18 282
Accessory set for Babylog 2000 / Fisher & Paykel	84 11 472
Double temperature sensor 1.45 m for hose 1.1 m	84 11 048
Hose heater adapter	84 11 097
Hose heater adapter, for third party hoses	84 18 433
Draw wire 1.5 m for hose heating	84 11 050
Hinged arm	84 09 609
Replacement parts for sterilisation	
Humidification chamber MR 340 incl. 100 pcs. filter paper	84 11 047
Accessory set for Babylog 2000 / Fisher & Paykel	84 11 472
Spare parts and wearing parts	
Double temperature sensor 1.45 m for hose 1.1 m	84 11 048
Silicone hose K 1.1 m for hose heating 1.1 m	84 11 043
Hose heating 1.1 m	84 11 045
Draw wire 1.5 m for hose heating	84 11 050
Temperature sensor housing	84 11 044
Paper info sheet Fisher & Paykel	84 11 496
Filter paper for humidification chamber (100 pcs.)	84 11 073
Hose heater adapter	84 11 097
Hose heater adapter, for third party hoses	84 18 433
Adaptor K 90° (y-piece)	84 03 075

