


BabyFlow® – CPAP nasal Consumibles y accesorios

Comodidad del paciente, terapia más eficaz y rentabilidad son algunas de las necesidades que se pueden lograr con BabyFlow.



Ventajas

BabyFlow – CPAP nasal

La interfaz nCPAP BabyFlow de Dräger representa la última innovación en medicina. No solo hace posible una terapia llena de ventajas para el paciente, sino que por ser un modo de respiración no invasivo protege además contra las complicaciones que pueden surgir mediante una intubación. También BabyFlow aporta rentabilidad económica, puesto que los altos costes de inversión para dispositivos de respiración adicionales desaparecen cuando BabyFlow se aplica a ventiladores Evita o Babylog ya existentes*.

* Requisito indispensable es la existencia de un software compatible para el uso de BabyFlow y, en el caso de la familia Evita, la opción de NIV/NeoFlow.

Cánulas nasales, máscaras y gorros

Las cánulas nasales y las máscaras de silicona desarrolladas cuidadosamente están disponibles en diferentes tamaños. Sus formas de gran ergonomía garantizan tanto la aplicación segura como la excelente exactitud de ajuste a pesar de los diferentes contornos de cara. La determinación del tamaño correcto es totalmente sencilla gracias a la práctica cinta para medir.

Todos los gorros cuentan con códigos de color para un fácil manejo y una optimización del procedimiento. Se han diseñado con un material de alta calidad y pueden colocarse de una forma sencilla y fiable, la cual, no obstante, continua permitiendo el rápido acceso a la cabeza.

Cuidado ligero

Además BabyFlow no solo sostiene la flexibilidad necesaria en el día a día clínico, sino que su solución técnica también protege a los pacientes. Por ejemplo, el nivel de presión CPAP seleccionado es totalmente independiente del flujo, por lo que el soporte respiratorio es sorprendentemente silencioso. Por tanto, BabyFlow entra en perfecta armonía con los principios de un cuidado ligero, lo que consecuentemente favorece al desarrollo del bebé.

Información para pedidos

TAMAÑOS DE GORROS DESECHABLES

| Tamaño | Color | Circunferencia de la cabeza (máx.) | | Peso | | Referencia |
|----------|---------------|------------------------------------|----------|---------------|-----------|------------|
| | | cm | pulgadas | gramos | libras | |
| S | Amarillo | 23 | 9,1 | 700 – 1.000 | 1,5 – 2,2 | 84 18 534 |
| M | Naranja claro | 26 | 10,2 | 1.000 – 1.300 | 2,2 – 2,9 | 84 18 535 |
| L | Salmón claro | 28 | 11,0 | 1.300 – 1.600 | 2,9 – 3,5 | 84 18 536 |
| XL | Lavanda | 30 | 11,9 | 1.600 – 2.400 | 3,5 – 5,3 | 84 18 537 |
| XXL | Azul | 33 | 13,0 | 2.400 – 3.000 | 5,3 – 6,6 | 84 18 538 |
| XXL plus | Verde | 36 | 14,2 | 3.000 > | 6,6 > | 84 18 539 |

Arnés para la cabeza

| | Referencia |
|----------------|------------|
| XXS 5 unidades | MP03880 |
| XS 5 unidades | MP03881 |
| S 5 unidades | MP03882 |
| M 5 unidades | MP03883 |
| L 5 unidades | MP03884 |
| XL 5 unidades | MP03885 |

BabyFlow, desechable (caja de 20 unids.)

| | 8418583 |
|---------------------------------------|---------|
| Gafas nasales, XS (caja de 10 unids.) | 8418415 |
| Gafas nasales, S (caja de 10 unids.) | 8418605 |
| Gafas nasales, M (caja de 10 unids.) | 8418416 |
| Gafas nasales, L (caja de 10 unids.) | 8418531 |
| Gafas nasales, XL (caja de 10 unids.) | 8418417 |
| Mascarilla Neo, S (caja de 10 unids.) | 8418491 |
| Mascarilla Neo, M (caja de 10 unids.) | 8418490 |
| Mascarilla Neo, L (caja de 10 unids.) | 8418619 |

Gafas nasales estándar

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Gafas nasales XXL, 10 unidades | 84 18 617 |
|--------------------------------|-----------|

Gafas nasales anchas

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Gafas nasales n.º 3, 10 unidades | 84 18 603 |
| Gafas nasales n.º 4, 10 unidades | 84 18 607 |
| Gafas nasales n.º 5, 10 unidades | 84 18 609 |
| Gafas nasales n.º 6, 10 unidades | 84 18 611 |
| Conector blando N, 20 unidades | MP03826 |

Paquete de muestra (modelo desechable)

| | 84 18 550 |
|--|-----------|
| Consta de: | |
| BabyFlow, desechable (5 unids.) | |
| 1 x gafas nasales medium (caja de 10 unids.) | |
| 1 x gafas nasales medium plus (caja de 10 unids.) | |
| 1 x mascarilla Neo (caja de 10 unids.) | |
| 1 x gorrito tamaño L (caja de 5 unids.) | |
| 1 x gorrito tamaño XL (caja de 5 unids.) | |
| Todos los componentes del paquete se pueden pedir por separado | |

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



SEDE REGIONAL

PANAMÁ

Draeger Panamá S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
servicioalcliente@draeger.com

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8300 / Fax -8321

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
servicioalcliente@draeger.com

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573–575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com