

Dräger BabyFlow plus Accesorios médicos

El mejor sistema de soporte respiratorio no invasivo diseñado para maximizar el rendimiento y la comodidad del paciente.



D-488842/2015

Ventajas

Rendimiento

El diseño del sistema de soporte respiratorio BabyFlow plus se basó en resultados obtenidos mediante tecnología de vanguardia (análisis de flujo asistido por ordenador) para minimizar el trabajo respiratorio al que se somete al paciente. El nuevo diseño del cabezal del adaptador optimiza la distribución del flujo.

Mayor comodidad para el paciente y el personal sanitario

Queremos que sus pacientes se sientan cómodos. A medida que disminuyen las molestias para el paciente, habrá mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo saludable durante esta etapa crítica de recuperación del paciente.

El ángulo ajustable le permite adaptar adecuadamente las gafas nasales y mascarillas en el paciente, reduciendo las fugas y aportando niveles más estables de CPAP. Niveles más estables de CPAP permiten reducir los niveles de ruido, lo que convierte a BabyFlow plus en un soporte respiratorio de bajo nivel sonoro con el que apoyar prácticas de cuidados centrados en el desarrollo que ofrecen la mejor terapia posible para los pequeños pacientes.

Facilidad de uso

La facilidad de uso de BabyFlow plus junto con sus innovadores componentes ofrecen una terapia eficaz y delicada a quienes la necesitan.

El diseño del sistema de soporte respiratorio BabyFlow plus está diseñado para cubrir las necesidades de la terapia de soporte respiratorio no invasiva actuales. Cada uno de los componentes del sistema, incluyendo las mascarillas y las gafas nasales de tamaño individual, han sido pensadas para maximizar el rendimiento y la comodidad del paciente.

Las tubuladuras flexibles y resistentes al estrangulamiento permiten un óptimo posicionamiento del paciente. Los conectores giratorios reducen al mínimo el número de desacoplamientos requeridos por el circuito respiratorio, lo que garantiza presiones estables para la CPAP.

En combinación con el Babylog® VN500 de Dräger, el sistema BabyFlow plus es capaz de brindar una amplia selección de modalidades de soporte respiratorio no invasivo. El Babylog VN500 ajusta automáticamente el flujo en respuesta a las posibles fugas para garantizar una presión de CPAP estable y evitar molestas alarmas.

* L. Kirchner, M. Wald, V. Jeitler, A. Pollack, "In vitro comparison of noise levels produced by different CPAP generators", publicado en: Neonatology 2012; 101: 95-100

* Karam et al., "Noise levels during NCPAP are flow-dependent but not device dependent", publicado en: Archives of disease in childhood neonatal edition, 2008;93: f 132-f134

Accesorios

D-33872-2015-D-37401-2015



Gafas nasales

Las gafas nasales están disponibles en 11 tamaños con dos anchuras diferentes. En combinación con el sistema BabyFlow plus, estas gafas proporcionan un sellado efectivo que reduce la presión en el tabique nasal del bebé, con lo que se minimiza el daño a la piel.

D-23992-2015-D-34333-2009



Mascarillas

Las mascarillas nasales están disponibles en seis tallas diferentes. Las tallas S, M y L son modelos bien conocidos y aceptados de máscaras de silicona para pequeños pacientes con un peso aproximado de hasta 2 kg (4,41 lb). Las nuevas mascarillas para pacientes a partir de 2 kg (4,41 lb) y hasta 5 kg (11 lb) se han diseñado para una máxima eficacia clínica y comodidad del paciente, gracias a la tecnología de escáner facial infantil en 3D. Los fuelles flexibles permiten a la mascarilla encontrar una posición natural sobre la nariz del bebé, lo que ayuda a minimizar las fugas y mantiene un nivel constante de CPAP.

D-23991-2015



Arnés para la cabeza

El arnés permite fijar el BabyFlow plus de una forma fácil y rápida al tiempo que se disminuyen los puntos de presión. Puede colocarse delicadamente alrededor de la cabeza del bebé y fijarse mediante cierres ajustables. Existen seis tallas de arneses que pueden adaptarse a circunferencias craneales de 17 a 42 cm (6,69 a 16,54 pulgadas).

D-46861-2015



Gorros de microfibra

Los gorros de microfibra son flexibles y permiten que la piel respire. Hay siete tamaños disponibles. Los gorros desechables incluyen cintas laterales y en la parte superior para ayudar a fijar bien y estabilizar el BabyFlow plus.

Información para pedidos

BabyFlow plus desechable

S	20 unidades	MP03700
M	20 unidades	MP03701
L	20 unidades	MP03702

Gorros de microfibra

XS	Blanco	5 unidades	84 18 533
S	Banda amarilla	5 unidades	84 18 534
M	Banda roja	5 unidades	84 18 535
L	Banda verde	5 unidades	84 18 536
XL	Banda naranja	5 unidades	84 18 537
XXL	Banda azul	5 unidades	84 18 538
XXL plus	Bandas blanca/negra	5 unidades	84 18 539

Arnés para la cabeza

XXS	5 unidades	MP03880
XS	5 unidades	MP03881
S	5 unidades	MP03882
M	5 unidades	MP03883
L	5 unidades	MP03884
XL	5 unidades	MP03885

Mascarilla neonatal

S	10 unidades	84 18 491
M	10 unidades	84 18 490
L	10 unidades	84 18 619
4	10 unidades	MP01494
5	10 unidades	MP01495
6	10 unidades	MP01496

Gafas nasales estándar

Gafas nasales XS	10 unidades	84 18 415
Gafas nasales S	10 unidades	84 18 605
Gafas nasales M	10 unidades	84 18 416
Gafas nasales L	10 unidades	84 18 531
Gafas nasales XL	10 unidades	84 18 417
Gafas nasales XXL	10 unidades	84 18 617

Gafas nasales anchas

Gafas nasales n.º 3	10 unidades	84 18 603
Gafas nasales n.º 4	10 unidades	84 18 607
Gafas nasales n.º 5	10 unidades	84 18 609
Gafas nasales n.º 6	10 unidades	84 18 611
Conector suave N	20 unidades	MP03826

Paquete de demostración BabyFlow plus, tamaño S

MP03703

BabyFlow plus, tamaño S, 10 unidades

2 x gafas nasales XS

2 x gafas nasales S

2 x gafas nasales M

2 x gafas nasales n.º 3

2 x neo mask S

2 x neo mask M

2 x neo mask L

2 x arnés para la cabeza XXS
 2 x arnés para la cabeza XS
 2 x arnés para la cabeza S
 Cinta métrica y calibrador de tamaño
 Conector blando N, 20 unidades

Paquete de demostración BabyFlow plus, tamaño M

MP03704

BabyFlow plus, tamaño M, 10 unidades

2 x gafas nasales M
 2 x gafas nasales L
 2 x gafas nasales XL
 2 x gafas nasales n.º 4
 2 x neo mask M
 2 x neo mask L
 2 x neo mask n.º 4
 2 x arnés para la cabeza S
 2 x arnés para la cabeza M
 2 x arnés para la cabeza L
 Cinta métrica y calibrador de tamaño
 Conector blando N, 20 unidades

Paquete de demostración BabyFlow plus, tamaño L

MP03705

BabyFlow plus, tamaño L, 10 unidades

2 x gafas nasales XL
 2 x gafas nasales XXL
 2 x gafas nasales n.º 5
 2 x gafas nasales n.º 6
 2 x neo mask n.º 4
 2 x neo mask n.º 5
 2 x neo mask n.º 6
 2 x arnés para la cabeza M
 2 x arnés para la cabeza L
 2 x arnés para la cabeza XL
 Cinta métrica y calibrador de tamaño
 Conector blando N, 20 unidades

Observaciones

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 48 36 8300
Fax +54 11 48 36 8321

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 46 89 4900
Fax +55 11 41 93 2070

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100
Fax +507 377 9130

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com