

## Dräger BabyFlow plus Consommables et accessoires

Le système d'assistance respiratoire non-invasif est conçu pour maximiser la performance et le bien-être du patient.



D-488842-2015

## Avantages

---

### Performances

Le système d'assistance respiratoire BabyFlow plus a été conçu sur la base de résultats issus des technologies les plus récentes (Computational Flow Analysis) en vue de minimiser l'effort respiratoire imposé au patient. L'adaptateur facial profilé optimise la répartition des flux.

---

### Confort amélioré pour le patient et le personnel soignant

Nous voulons que vos patients se sentent confortables. Moins le patient ressentira de gênes, meilleures seront ses chances de développement et de croissance au cours de l'étape critique de son rétablissement.

L'angle adaptable vous permet d'ajuster les canules et le masque convenablement sur le patient, ce qui réduit ainsi les fuites et assure des niveaux de CPAP plus stables. Des niveaux de CPAP plus stables réduisent les niveaux sonores, ce qui fait de Babyflow plus un système d'assistance respiratoire à faible niveau de bruit, dans l'esprit des pratiques de Soins de développement et fournit aux petits patients le traitement le meilleur possible.\*

---

### Facilité d'utilisation

La facilité d'utilisation du BabyFlow plus, associée à des composants innovants, permet un traitement doux et efficace là où il est nécessaire.

Le système d'assistance respiratoire BabyFlow plus est conçu pour répondre aux problèmes courants de la thérapie par assistance respiratoire non invasive. Chaque composant, y compris les masques et les canules nasales de taille individualisée, a été conçu pour optimiser la performance et le bien-être du patient.

Les tubes flexibles, résistants aux plis, permettent le positionnement optimal du patient. Des raccords pivotants réduisent le risque de déconnexion du circuit respiratoire, ce qui garantit ainsi des pressions CPAP stables.

Combiné au Dräger Babylog® VN500, le BabyFlow plus permet une sélection complète de modalités pour l'assistance respiratoire non-invasive. Babylog® VN500 ajuste le débit automatiquement selon les fuites existantes pour garantir une pression CPAP stable et prévenir les alarmes intempestives.

\* L. Kirchner, M. Wald, V. Jeitler, A. Pollack, „In vitro Comparison of Noise Levels produced by different CPAP generators“, in: Neonatology, 2012; 101: 95-100

\* Karam et al., „Noise levels during nCPAP are flow-dependent but not device dependent“, in: Archives of Disease in Childhood Neonatal Edition, 2008: 93: F 132-F134

## Accessoires

D-33872-2015-D-37401-2015



### Canules

Les canules nasales sont disponibles sous 11 tailles et deux largeurs distinctes. Combiné au BabyFlow plus, les canules assurent une étanchéité efficace et réduisent la pression sur la cloison nasale du nourrisson, minimisant par conséquent les lésions cutanées.

D-23992-2015-D-34333-2009



### Masques

Les masques nasaux sont disponibles en six tailles distinctes. Les tailles S, M et L sont des masques en silicone reconnus et adaptés pour les plus petits patients jusqu'à environ 2kg (4,41 livres). Les nouveaux masques pour patients de 2kg (4,41 livres) à 5kg (11 livres) sont conçus pour une efficacité thérapeutique et un bien-être du patient maximum, grâce à une technologie de scan facial en 3D. Les soufflets flexibles permettent au masque de prendre une position naturelle sur le nez du nourrisson, ce qui permet de minimiser les déperditions et de maintenir un niveau de CPAP constant.

D-23991-2015



### Harnais

Le harnais permet de sécuriser le BabyFlow plus rapidement et facilement tout en minimisant les points de pression. Il peut être enroulé délicatement autour de la tête du nourrisson et sécurisé par des fixations ajustables. Il est disponible en six tailles pour s'adapter à des diamètres crâniens de 17 à 42 cm (6,69 à 16,54 pouces).

D-46861-2015



### Bonnets microfibrés

Les bonnets microfibrés élastiques et respirants sont disponibles en sept tailles. Les bonnets à usage unique incluent des brides latérales et supérieures pour permettre de sécuriser et stabiliser le BabyFlow plus.

## Pour vos commandes

### BabyFlow plus à usage unique

S	20 pièces	MP03700
M	20 pièces	MP03701
L	20 pièces	MP03702

### Bonnets microfibres

XS	blanc	5 pièces	84 18 533
S	liseré jaune	5 pièces	84 18 534
M	liseré rouge	5 pièces	84 18 535
L	liseré vert	5 pièces	84 18 536
XL	liseré orange	5 pièces	84 18 537
XXL	liseré bleu	5 pièces	84 18 538
XXL plus	liseré blanc/noir	5 pièces	84 18 539

### Harnais

XXS	5 pièces	MP03880
XS	5 pièces	MP03881
S	5 pièces	MP03882
M	5 pièces	MP03883
L	5 pièces	MP03884
XL	5 pièces	MP03885

### Neo masque

S	10 pièces	84 18 491
M	10 pièces	84 18 490
L	10 pièces	84 18 619
4	10 pièces	MP01494
5	10 pièces	MP01495
6	10 pièces	MP01496

### Canules standard

Canules XS	10 pièces	84 18 415
Canules S	10 pièces	84 18 605
Canules M	10 pièces	84 18 416
Canules L	10 pièces	84 18 531
Canules XL	10 pièces	84 18 417
Canules XXL	10 pièces	84 18 617

### Large canules

Canules 3	10 pièces	84 18 603
Canules 4	10 pièces	84 18 607
Canules 5	10 pièces	84 18 609
Canules 6	10 pièces	84 18 611
Connecteur doux N	20 pièces	MP03826

### Kit de démonstration BabyFlow plus, taille S

**MP03703**

BabyFlow plus, taille S, 10 pièces

2 x Canules XS

2 x Canules S

2 x Canules M

2 x Canules 3

2 x Neo masque S

2 x Neo masque M

2 x Neo masque L

2 x Harnais XXS  
2 x Harnais XS  
2 x Harnais S  
Mètre ruban et calibreur  
Connecteur doux N, 20 pièces

---

**Kit de démonstration BabyFlow plus, taille M****MP03704**

---

BabyFlow plus, taille M, 10 pièces

2 x Canules M  
2 x Canules L  
2 x Canules XL  
2 x Canules 4  
2 x Neo masque M  
2 x Neo masque L  
2 x Neo masque 4  
2 x Harnais S  
2 x Harnais M  
2 x Harnais L  
Mètre ruban et calibreur  
Connecteur doux N, 20 pièces

---

**Kit de démonstration BabyFlow plus, taille L****MP03705**

---

BabyFlow plus, taille L, 10 pièces

2 x Canules XL  
2 x Canules XXL  
2 x Canules 5  
2 x Canules 6  
2 x Neo masque 4  
2 x Neo masque 5  
2 x Neo masque 6  
2 x Harnais M  
2 x Harnais L  
2 x Harnais XL  
Mètre ruban et calibreur  
Connecteur doux N, 20 pièces

---

## Notes

### SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Fabricant :

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne

### BELGIQUE

Dräger Belgium N.V.  
Heide 10  
1780 Wommel  
Tel +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 462 52 40  
[mtbe.info@draeger.com](mailto:mtbe.info@draeger.com)

### CANADA

Draeger Medical Canada Inc.  
2425 Skymark Avenue, Unit 1  
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6  
Tel +1 905 212 6600  
Toll-free +1 866 343 2273  
Fax +1 905 212 6601  
[Canada.support@draeger.com](mailto:Canada.support@draeger.com)

### FRANCE

Dräger Médical S.A.S.  
Parc de Haute Technologie  
d'Antony 2  
25, rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
Tel +33 1 46 11 56 00  
Fax +33 1 40 96 97 20  
[d1mfr-contact@draeger.com](mailto:d1mfr-contact@draeger.com)

### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Branch Office, P.O. Box 505108  
Dubai, Emirats Arabes Unis  
Tel +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)



Destination : Professionnels de Santé / Classe des dispositifs médicaux : IIa  
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH / Information pour le bon usage des dispositifs médicaux :  
Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans les notices d'utilisation des  
produits.