

## Dräger BabyFlow® plus Расходные материалы и принадлежности

Великолепная система для неинвазивной ИВЛ, предназначенная для достижения максимальной эффективности терапии и обеспечения комфорта пациента.



D-48842/2015

## Преимущества

---

### Характеристики

Система для неинвазивной ИВЛ BabyFlow plus была разработана на основе новейших технологий (компьютерный анализ потока) для того, чтобы свести к минимуму усилия, затрачиваемые пациентом на дыхание. Обтекаемая головка адаптера оптимизирует распределение потока.

---

### Повышенный комфорт для пациента и медперсонала

Мы хотим, чтобы ваши пациенты чувствовали себя комфортно. Чем меньше дискомфорт, испытываемый пациентом, тем больше у него возможностей для здорового роста и развития в этот критический период восстановления.

Регулируемый угол позволяет устанавливать канюли и маски так, чтобы они максимально прилегали к лицу пациента, уменьшая тем самым утечки и обеспечивая более стабильные уровни CPAP. Более стабильные уровни CPAP снижают уровень шума, что делает BabyFlow plus системой с низким уровнем шума, поддерживая, таким образом, эффективное выхаживание новорожденных и обеспечивая наилучшую терапию для крошечных пациентов.\*

---

### Удобство в использовании

Удобство использования BabyFlow plus в сочетании с инновационными компонентами обеспечивает эффективную и бережную терапию там, где это необходимо.

Система BabyFlow plus предназначена для решения текущих проблем неинвазивной поддерживающей ИВЛ-терапии. Все без исключения компоненты, в том числе маски с возможностью индивидуального подбора размера и назальные канюли, разработаны так, чтобы максимально увеличить эффективность терапии и удобство для пациента.

Гибкие, устойчивые к скручиванию шланги обеспечивают оптимальное положение пациента. Шарнирные соединения сводят необходимость отключения дыхательного контура к минимуму, что позволяет обеспечить стабильное давление CPAP.

В сочетании с Dräger Babylog® VN500 система BabyFlow plus поддерживает широкий спектр методик неинвазивной респираторной поддержки. Babylog VN500 автоматически регулирует поток в соответствии с имеющимися утечками, для обеспечения стабильного давления CPAP и предотвращения ложных тревог.

\* L. Kirchner, M. Wald, V. Jeitler, A. Pollack, „In vitro Comparison of Noise Levels produced by different CPAP generators“, in: Neonatology, 2012; 101: 95-100

\* Карам и др.: "Уровень шума при nCPAP зависит от потока, а не от прибора": Archives of Disease in Childhood Neonatal Edition, 2008: 93: F 132-F134

## Принадлежности

D-33872-2015-D-37401-2015



### Канюли

Назальные канюли доступны в 11 размерах с одним из двух значений ширины. В сочетании с BabyFlow plus канюли обеспечивают плотное прилегание и уменьшают давление на носовую перегородку младенца, тем самым, сводя к минимуму образование пролежней.

D-23992-2015-D-34333-2009



### Маски

Назальные маски выпускаются 6 различных размеров. Размеры S, M и L хорошо известны и силиконовые маски этих размеров применяются для маленьких пациентов массой приблизительно до 2 кг. Новые маски для пациентов массой от 2 до 5 кг предназначены для обеспечения максимальной терапевтической эффективности и комфорта пациента с использованием 3D-технологии сканирования лица младенцев. Гибкие сильфоны позволяют маске занять естественное положение на носу младенца, что помогает свести к минимуму утечки и поддерживать постоянный уровень nCPAP.

D-23991-2015



### Головной держатель

Головной держатель помогает закрепить BabyFlow plus быстро и просто, минимизируя количество точек повышенного давления. Держатель можно аккуратно обернуть вокруг головы младенца и закрепить с помощью регулируемых креплений. Выпускается в шести размерах для окружности головы от 17 до 42 см.

D-46861-2015



### Шапочки из микрофибры

Доступны семь размеров эластичных дышащих шапочек из микрофибры. Одноразовые шапочки снабжены боковыми и верхними лентами для крепления BabyFlow plus.

## Спецификация заказа

### Одноразовые BabyFlow® plus

S	20 шт.	MP03700
M	20 шт.	MP03701
L	20 шт.	MP03702

### Шапочки из микрофибры

XS	белые	5 шт.	84 18 533
S	желтый шов	5 шт.	84 18 534
M	красный шов	5 шт.	84 18 535
L	зеленый шов	5 шт.	84 18 536
XL	оранжевый шов	5 шт.	84 18 537
XXL	синий шов	5 шт.	84 18 538
XXL plus	черно-белый шов	5 шт.	84 18 539

### Головной держатель

XXS	5 шт.	MP03880
XS	5 шт.	MP03881
S	5 шт.	MP03882
M	5 шт.	MP03883
L	5 шт.	MP03884
XL	5 шт.	MP03885

### Маска Neo

S	10 шт.	84 18 491
M	10 шт.	84 18 490
L	10 шт.	84 18 619
4	10 шт.	MP01494
5	10 шт.	MP01495
6	10 шт.	MP01496

### Стандартные канюли

Канюли XS	10 шт.	84 18 415
Канюли S	10 шт.	84 18 605
Канюли M	10 шт.	84 18 416
Канюли L	10 шт.	84 18 531
Канюли XL	10 шт.	84 18 417
Канюли XXL	10 шт.	84 18 617

### Широкие канюли

Канюли 3	10 шт.	84 18 603
Канюли 4	10 шт.	84 18 607
Канюли 5	10 шт.	84 18 609
Канюли 6	10 шт.	84 18 611
Мягкий соединитель N	20 шт.	MP03826

### Демонстрационная упаковка BabyFlow® plus, размер S MP03703

BabyFlow® plus, размер S, 10 шт.

Канюли XS – 2 шт.

Канюли S – 2 шт.

Канюли M – 2 шт.

Канюли 3 – 2 шт.

Маска Neo – 2 шт.

Маска Neo M – 2 шт.

Маска Neo L – 2 шт.

Головной держатель XXS – 2 шт.  
 Головной держатель XS – 2 шт.  
 Головной держатель S – 2 шт.  
 Лента для определения размеров  
 Мягкий соединитель N, 20 шт.

---

**Демонстрационная упаковка BabyFlow® plus, размер M**

**MP03704**

BabyFlow® plus, размер M, 10 шт.  
 Канюли M – 2 шт.  
 Канюли L – 2 шт.  
 Канюли XL – 2 шт.  
 Канюли 4 – 2 шт.  
 Маска Neo M – 2 шт.  
 Маска Neo L – 2 шт.  
 Маска Neo 4 – 2 шт.  
 Головной держатель S – 2 шт.  
 Головной держатель M – 2 шт.  
 Головной держатель L – 2 шт.  
 Лента для определения размеров  
 Мягкий соединитель N, 20 шт.

---

**Демонстрационная упаковка BabyFlow® plus, размер L**

**MP03705**

BabyFlow® plus, размер L, 10 шт.  
 Канюли XL – 2 шт.  
 Канюли XXL – 2 шт.  
 Канюли 5 – 2 шт.  
 Канюли 6 – 2 шт.  
 Маска Neo 4 – 2 шт.  
 Маска Neo 5 – 2 шт.  
 Маска Neo 6 – 2 шт.  
 Головной держатель M – 2 шт.  
 Головной держатель L – 2 шт.  
 Головной держатель XL – 2 шт.  
 Лента для определения размеров  
 Мягкий соединитель N, 20 шт.

---

## Примечания

## Примечания

## Примечания

**Штаб-квартира**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Германия  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Производитель:**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53 – 55  
23558 Lübeck, Германия

**Россия**  
ООО «Дрегер»  
Преображенская площадь, д.8.  
Бизнес Центр ПРЕО8,  
блок «Б», 12 этаж  
Москва, Россия, 107061  
Тел +7 495 775 15 20  
Факс +7 495 775 15 21  
[info.russia@draeger.com](mailto:info.russia@draeger.com)

**Производитель:**  
SoundEar A/S  
Strandboulevarden 164,  
2100 København Ø,  
Denmark

**Сервисный центр**  
Электrozаводская ул., д.33,  
стр.4  
Москва Россия 107076  
Тел. +7 495 775 15-20  
Факс +7 495 662-72-23  
[info.russia@draeger.com](mailto:info.russia@draeger.com)

Найдите вашего  
регионального торгового  
представителя на:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

