


Dräger Atembeutel Verbrauchsmaterial und Zubehör

Mehr Komfort und Sicherheit im Anästhesiebereich: Mit vier verschiedenen Größen bieten die Dräger Einweg-Atembeutel für jeden Patienten und jede Anforderung das optimale Produkt. Die latexfreien Beutel sind in mehreren Varianten verfügbar: als separater Atembeutel, als VentStar® Atembeutel Set und als Infinity® ID Atembeutel Set (mit RFID-Technologie).

- Vier Größen – passend für jeden Patienten
- Atembeutel zum Einmalgebrauch
- Sichere Anwendung
- Auf Biokompatibilität getestet



Produktvorteile

Vier Größen – passend für jeden Patienten

Dräger Einweg-Atembeutel sind in verschiedenen Größen erhältlich. So kann für jeden Patienten das passende Produkt ausgewählt werden.

Verfügbare Größen:

- Erwachsene (3 Liter)
- Erwachsene (2 Liter)
- Kinder (1 Liter)
- Neugeborene (0,5 Liter)

Hygienisch und praktisch: Atembeutel zum Einmalgebrauch

Dräger Einweg-Atembeutel erfüllen die hygienischen Ansprüche und schützen vor Kreuzinfektionen. Das Einweg-Prinzip sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern hilft auch, die Arbeitsabläufe im Klinikalltag zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Sichere Anwendung

Die Atembeutel bestehen aus einem weichen und zugleich äusserst haltbaren Material, das im Einsatz auch hohen Belastungen standhält. Die doppelt gefaltete Seiten- und Oberflächenstruktur des Produktes sorgen für eine maximale Griffigkeit.

Auf Biokompatibilität getestet

Die Dräger Atembeutel sind latexfrei und wurden sorgfältig auf ihre Verträglichkeit hin getestet. Sämtliche Komponenten sind PVC-frei und enthalten weder Diethylhexylphthalat (DEHP) noch Bisphenol A (BPA).

Technische Daten

Volumen des Atembeutels

Neugeborene	Kinder	Erwachsene
0,5 L	1,0 L	2,0 L; 3,0 L
Material		Atembeutelsschlauch EVA
		Konnektoren PP
		Schlauchhalter TPE
		Atembeutel Chloropren, PP

Bestellinformationen

Atembeutel — Produktangebot für Erwachsene

VentStar® Atembeutel 3 L	Verpackungseinheit: 25	Nur Beutel	MP02713
VentStar® Atembeutel 2 L	Verpackungseinheit: 25	Nur Beutel	MP02712
VentStar® Atembeutel Set 2 L	Verpackungseinheit: 25	Beutel 2 Liter, Schlauch 0,8 Meter	MP00222
VentStar® Atembeutel Set 2 L	Verpackungseinheit: 25	Beutel 2 Liter, Schlauch 1,2 Meter	MP00380
VentStar® Atembeutel Set 2 L	Verpackungseinheit: 25	Beutel 2 Liter, Schlauch 1,5 Meter	MP00381
Infinity® ID Atembeutel Set 2 L	Verpackungseinheit: 25	Beutel 2 Liter, Schlauch 1,2 Meter, RFID-Technologie	MP00341
Infinity® ID Atembeutel Set 2 L	Verpackungseinheit: 25	Beutel 2 Liter, Schlauch 1,5 Meter, RFID-Technologie	MP01330

Atembeutel — Produktangebot für Kinder

VentStar® Atembeutel 1 L	Verpackungseinheit: 25	Nur Beutel	MP02711
VentStar® Atembeutel Set (P)	Verpackungseinheit: 25	Beutel 1 Liter, Schlauch 1,1 Meter	MP00384
VentStar® ID Atembeutel Set (P)	Verpackungseinheit: 25	Beutel 1 Liter, Schlauch 1,1 Meter, RFID-Technologie	MP01343

Atembeutel — Produktangebot für Neugeborene

VentStar® Atembeutel 0,5 L	Verpackungseinheit: 25	Nur Beutel	MP02710
VentStar® Atembeutel Set (N)	Verpackungseinheit: 25	Beutel 0,5 Liter, Schlauch 1,1 Meter	MP00383
VentStar® ID Atembeutel Set (N)	Verpackungseinheit: 25	Beutel 0,5 Liter, Schlauch 1,1 Meter, RFID-Technologie	MP01329

Nicht alle Produkte sind weltweit verfügbar.

Notizen

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

