

Sistema de transporte

Este sistema de transporte, de diseño ergonómico, ofrece una solución integral al permitir transportar un Oxylog® 3000, Oxylog® 2000 plus o un Oxylog® 3000 plus, equipado con botella de oxígeno, con un esfuerzo mínimo. El armazón es pequeño y ligero, con bordes redondeados, para evitar cualquier incomodidad durante el traslado.



Al trasladar a un paciente, todo el sistema de transporte se puede anclar en gran variedad de camas y camillas o en rieles estándar.

La bolsa se puede utilizar para guardar todo tipo de accesorios: el tubo de ventilación del paciente se puede colocar en la bolsa frontal, incluso durante la aplicación de soporte vital con el Oxylog 3000, Oxylog 2000 plus o Oxylog 3000 plus activoo con.

Para montar el sistema de transporte en el All-Round Wall Holder, todo lo que tiene que hacer es anclarlo empujando

en una de las asas. El soporte de pared dispone también de una conexión de alimentación automática integrada, de modo que yano necesita conectar un transformador CC/CC o una fuente de alimentación CA/CC.

Con el conmutador automático del suministro de gas se puede cambiar automáticamente del suministro de gases central a botella y viceversa, eliminando así la necesidad de volver a conectar los tubos de gases. Durante el cambio, la ventilación sigue funcionando normalmente, permitiendo continuar el tratamiento sin interrupciones.



MT-4293-2007

La solución completa de ventilación en una sola mano.

ESPECIFICACIONES

Tamaño (anchura × altura × fondo)	515 × 400 × 260 mm (soporte de botella estándar)
Peso incluido el Oxylog 3000, Oxylog 2000 plus o Oxylog 3000 plus, la botella de GFC de 2 L, el reductor de presión y los tubos de conexión de oxígeno	aprox. 14,5 kg
Tamaños de botella	
Diámetro	de 90 mm a 120 mm
Largo (soporte de botella: estándar)	de 300 mm a 350 mm (excl. válvula)
Largo (soporte de botella: largo)	de 300 mm a 500 mm (excl. válvula)

LISTA DE PEDIDOS

Sistema de transporte	2M 86 975
Para transportar, trasladar y utilizar el Oxylog 3000, Oxylog 2000 plus o Oxylog 3000 plus, cuando no existe ninguna fuente de alimentación externa o suministro central de gas disponible. Incluye armazón de transporte, bolsa para accesorios, adaptador para conexión rápida a la alimentación y soporte para botellas disponible en dos medidas de largo.	
Para elegir	
Soporte de botella estándar (de 1 a 2,5 L)	57 04 449
Para botellas de hasta 120 mm de diámetro y 350 mm de largo	
Soporte de botella largo (de 1 a 3 L)	57 04 589
Para botellas de hasta 120 mm de diámetro y 500 mm de largo	
Administración de oxígeno	
Sistema de suministro de gas	57 04 500
Para conectar el Oxylog a una botella de oxígeno y/o a un suministro central de gas. El conmutador automático del suministro de gas selecciona el suministro de gas central de forma preferente cuando tanto este como la botella de oxígeno estén conectadas simultáneamente. Incluye los tubos de conexión de oxígeno y el reductor de presión opcional.	
Accesorios opcionales	
All-Round Wall Holder	57 04 216
Quick Power Connector	57 04 217

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Fabricante:

Dräger Medical GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

SEDE REGIONAL

PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100
Fax +507 377 9130

VENTAS INTERNACIONALES

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100
Fax +507 377 9130

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C., Colombia
Tel +57 1 63 58-881
Fax +57 1 63 58-815

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 48 36 8300
Fax +54 11 48 36 8321

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 46 89 6401
Fax +55 11 41 93 2070

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial
El Cortijo, Conchalí
Santiago, Chile
Tel +56 2 2482 1000
Fax +56 2 2482 1001

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México, S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 - Perú
Tel +511 626 95 95
Fax +511 626 95 73

En agosto de 2015

Dräger Medical GmbH se convertirá en Drägerwerk AG & Co. KGaA.