

ComfortStar® - Anästhesiemasken Verbrauchsmaterial und Zubehör

Bei Eingriffen unter Narkose zählt jeder Atemzug Ihres Patienten. Patientenkomfort wird vor allem durch die Tropfen- bzw. Rundform unserer ComfortStar® Anästhesiemaske erreicht, die sich an die Gesichtsanatomie anpasst und dennoch optimale Abdichtung bietet. Bequem zu tragen und einfach in der Anwendung ist sie zudem mit allen Dräger-Narkosegeräten kompatibel. ComfortStar® erleichtert Patienten jeden Alters das Atmen.



Produktvorteile

Tragekomfort und Flexibilität – alles in einem Einwegprodukt: ComfortStar® Anästhesiemasken

Zur sicheren Verabreichung von Narkosemitteln gehört die richtige Ausstattung, die nicht nur die Sicherheit des Patienten gewährleistet, sondern auch die Arbeit des Kliniklers erleichtert. Zusammen mit der Flexibilität der Maske ermöglicht das aufblasbare Maskenkissen den Anwendern einen komfortablen Griff. Die ComfortStar Masken der Größen 4–6 haben zusätzlich in dem Maskenkörper eingearbeitete Rippen, die ein rutschfestes Halten der Maske ermöglichen.

Bei Eingriffen unter Narkose ist die vollständige Sicht auf das Gesicht des Patienten entscheidend für die sichere und kontinuierliche Beobachtung. Der transparente Maskenkörper ermöglicht die kontinuierliche Beobachtung des Patientenzustandes. Alle Masken sind mit Hakenringen ausgestattet, die nach dem „Ampelprinzip“ farbkodiert sind. Kleinere Größen (0–1) sind rötlich, mittlere Größen (2–3) gelblich und große Größen (4–6) grünlich eingefärbt. Zur einfachen und sicheren Befestigung stehen kleine und große Kopfbänder zur Verfügung.

Duftende Modelle für noch mehr Komfort: ComfortStar® Anästhesiemasken

Eine mögliche Nebenwirkung bei Patienten, die sich einem chirurgischen Eingriff unter Vollnarkose unterzogen haben, ist die postoperative Übelkeit und das Erbrechen (PONV). Dies verzögert häufig die Erholung der Patienten. Studien haben gezeigt, dass Aromen diese mögliche Nebenwirkung mildern können.¹⁾

Zur Minimierung der postoperativen Beschwerden bieten die ComfortStar Anästhesiemasken mit Aromen dieselben hervorragenden Vorteile und Eigenschaften wie die ComfortStar Standardmasken. In den Größen 1–4 sind sie in den Duftnoten Erdbeere oder Kaugummi erhältlich, in den Größen 3–6 in der Duftnote Pfefferminz. Ein passendes Farbschema unserer ComfortStar Anästhesiemasken sorgt für optische Stimulation und soll präoperative Ängste bei den Patienten verringern.

¹⁾ Anderson, L.A., Gross, J.B.: Aromatherapy with peppermint, isopropyl alcohol, or placebo is equally effective in relieving postoperative nausea, 2004, in: Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol. 39, No 1, 29-55

Bestellinformationen

| Beschreibung | Packungsgröße | Bestell-Nr. |
|---|---------------|-------------|
| ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmaske, Einweg, Standard, mit Hakenring | | |
| Größe 0, Frühgeborene | 20 Stück | MP01510 |
| Größe 1, Neugeborene | 20 Stück | MP01511 |
| Größe 2, Säuglinge | 20 Stück | MP01512 |
| Größe 3, Kleinkind | 20 Stück | MP01513 |
| Größe 4, Erwachsene, klein | 20 Stück | MP01514 |
| Größe 5, Erwachsene, mittel | 20 Stück | MP01515 |
| Größe 6, Erwachsene, groß | 20 Stück | MP01516 |
| ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmaske, Einweg, Erdbeerduft, mit Hakenring | | |
| Größe 1, Neugeborene | 20 Stück | MP01521 |
| Größe 2, Säuglinge | 20 Stück | MP01522 |
| Größe 3, Kleinkind | 20 Stück | MP01523 |
| Größe 4, Erwachsene, klein | 20 Stück | MP01524 |
| ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmaske, Einweg, Kaugummiduft, mit Hakenring | | |
| Größe 1, Neugeborene | 20 Stück | MP01531 |
| Größe 2, Säuglinge | 20 Stück | MP01532 |
| Größe 3, Kleinkind | 20 Stück | MP01533 |
| Größe 4, Erwachsene, klein | 20 Stück | MP01534 |
| ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmaske, Einweg, Pfefferminzduft, mit Hakenring | | |
| Größe 3, Kleinkind | 20 Stück | MP01543 |
| Größe 4, Erwachsene, klein | 20 Stück | MP01544 |
| Größe 5, Erwachsene, mittel | 20 Stück | MP01545 |
| Größe 6, Erwachsene, groß | 20 Stück | MP01546 |
| Kopfband, weicher Stoff, Einweg | | |
| klein | 1 Stück | MP01559 |
| groß | 1 Stück | MP01560 |
| Kopfband, weiches Gummi, Einweg | | |
| klein | 1 Stück | MP01561 |
| groß | 1 Stück | MP01562 |
| Zweiseitiger Pumpball für Luftregulierung | 1 Stück | MP01590 |

Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

