


ComfortStar® – Maske za anesteziju Potrošni materijal i dodatna oprema

Udobnost pacijenta i lakoća upotrebe bili su glavni prioriteti prilikom razvoja jednokratnih Dräger ComfortStar® maski za anesteziju. Udobnost pacijenta je omogućena maskom oblika suze ili okruglog oblika, koja obezbeđuje anatomsko prianjanje sa efikasnim zaptivanjem. Neklizajuće ivice i fleksibilno telo maske pružaju zdravstvenim radnicima lako i udobno držanje maske.



Koristi

ComfortStar maske za anesteziju su za jednokratnu upotrebu

Jastučić na naduvavanje i fleksibilnost maske pružaju lekaru udobno držanje maske. Pored toga, ComfortStar maske veličine 4–6 poseduju ivice koje sprečavaju klizanje i obezbeđuju bezbedno držanje maske bez klizanja.

Providno telo maske omogućava neprekidno posmatranje stanja pacijenta. Sve maske su opremljene prstenovima u boji „semafora“. Označene su bojama za lakšu identifikaciju veličine. Manje veličine (0–1) imaju crvenkastu boju, srednje veličine (2–3) žućkastu boju, a velike veličine (4–6) zelenkastu boju. Dostupne su i male i velike trake za glavu za lako i sigurno fiksiranje.

Potencijalno neželjeno dejstvo za pacijente koji su bili podvrgnuti hirurškom zahvatu pod opštom anestezijom je postoperativna mučnina i povraćanje (PONV). To često odlaže oporavak pacijenta. Istraživanja pokazuju da dodavanje aroma može pomoći u smanjenju ovih neprijatnih neželjenih dejstava¹⁾.

ComfortStar maske za anesteziju sa aromom imaju iste odlične pogodnosti kao i ComfortStar standardne maske, ali pored toga imaju i dodatne arome. Dostupne su sa mirisom jagode ili žvakaće gume u veličinama 1–4 i sa mirisom mente u veličinama 3–6. Odgovarajuća šema boja pruža optičku stimulaciju i ima za cilj da smanji anksioznost kod pacijenata pre operacije.

¹⁾ Anderson, L.A., Gross, J.B.: Aromaterapija pepermintom, izopropil alkoholom ili placebo podjednako je efikasna u ublažavanju postoperativne mučnine, 2004, u: Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol. 39, No 1, 29-55

Kompatibilnost

Sve ComfortStar maske su kompatibilne sa svim Dräger uređajima za anesteziju.

Informacije za naručivanje

Opis	Pakovanje od	Broj za poručivanje
ComfortStar maska za anesteziju, za jednokratnu upotrebu, standardna, sa prstenom		
veličina 0, novorođenčad	20 kom.	MP 01 510
veličina 1, novorođenčad	20 kom.	MP 01 511
veličina 2, bebe	20 kom.	MP 01 512
veličina 3, mala deca	20 kom.	MP 01 513
veličina 4, male odrasle osobe	20 kom.	MP 01 514
veličine 5, odrasle osobe srednje	20 kom.	MP 01 515
veličina 6, velike odrasle osobe	20 kom.	MP 01 516
ComfortStar maska za anesteziju, za jednokratnu upotrebu, sa mirisom jagode, sa prstenom		
veličina 1, novorođenčad	20 kom.	MP 01 521
veličina 2, bebe	20 kom.	MP 01 522
veličina 3, mala deca	20 kom.	MP 01 523
veličina 4, male odrasle osobe	20 kom.	MP 01 524
ComfortStar maska za anesteziju, za jednokratnu upotrebu, sa mirisom žvakac#e gume, sa prstenom		
veličina 1, novorođenčad	20 kom.	MP 01 531
veličina 2, bebe	20 kom.	MP 01 532
veličina 3, mala deca	20 kom.	MP 01 533
veličina 4, male odrasle osobe	20 kom.	MP 01 534
ComfortStar maska za anesteziju, za jednokratnu upotrebu, sa mirisom mente, sa prstenom		
veličina 3, mala deca	20 kom.	MP 01 543
veličina 4, male odrasle osobe	20 kom.	MP 01 544
veličine 5, odrasle osobe srednje	20 kom.	MP 01 545
veličina 6, velike odrasle osobe	20 kom.	MP 01 546
Traka za glavu, silikonska, za višekratnu upotrebu		
mala	1 kom.	MP 01 557
velika	1 kom.	MP 01 558
Traka za glava, meka tkanina, za jednokratnu upotrebu		
mala	1 kom.	MP 01 559
velika	1 kom.	MP 01 560
Traka za glava, meka guma, za jednokratnu upotrebu		
mala	1 kom.	MP 01 561
velika	1 kom.	MP 01 562
Pumpa za naduvavanje jastučeta maske za anesteziju	1 kom.	MP 01 590

Napomene

Neki proizvodi, funkcije i usluge nisu dostupni u svim zemljama.
Navedeni zaštićeni znakovi registrovani su samo u određenim zemljama, ali ne nužno i u zemlji u kojoj je objavljen ovaj materijal. Idite na www.draeger.com/trademarks da biste pronašli trenutni status.

GLAVNO SEDIŠTE FIRME
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemačka
www.draeger.com

Proizvođač:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Nemačka

SRBIJA
Dräger Tehnika d.o.o.
Radoja Dakica 7
11080 Zemun, Belgrade
Tel +381 11 3911 222
Fax +381 11 3911 333
office.serbia@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com

Regionalno prodajno
predstavništvo pronađite
na veb stranici:
www.draeger.com/kontakt

