



La solución más limpia frente al riesgo de infecciones

ACCESORIOS MÉDICOS
DESECHABLES PARA
MONITORES DE PACIENTE
DE DRÄGER



1,7 millones de
pacientes infectados cada año¹

Alrededor de **99.000**
de estos pacientes fallecen²

Coste hospitalario adicional
de aproximadamente **13.000 €**
por cada paciente infectado³

Infecciones nosocomiales: un riesgo para sus pacientes y para su presupuesto

Según una investigación² llevada a cabo en el Hospital y las Clínicas de la Universidad de Wisconsin (Madison), **el 77% de los cables para ECG reutilizables** que se conectan a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos **están contaminados con al menos un patógeno resistente a los antibióticos**, incluso después de ser limpiados.

Las infecciones contraídas en el hospital no solo son peligrosas para los pacientes, sino también para el hospital, debido a sus costes elevados y a la mala imagen que generan.

Dräger le ofrece una solución para reducir de manera eficaz este riesgo.

¹ R. M. Klevens, J.R. Edwards, C.L. Richards; Estimating Health Care-Associated Infections and Deaths in U.S. Hospitals, 2002; 2007; volumen 122; p. 160-165.

² Jancin B. Antibiotic-resistant pathogens found on 77% of ECG lead wires. Cardiology News. Mar 2004;2(3):n.p.

³ RR Robert et al., RR Robert et al., The use of economic modeling to determine the hospital costs associated with nosocomial infections., Clinical Infections Diseases 36.11 (2003), 1424 – 1432.

La solución más limpia frente al riesgo de infecciones:

Accesorios desechables de Dräger

- Utilizados con un único paciente
- Embalaje único e higiénico
- Simplemente se desechan después de usarlos, lo que elimina la necesidad de desinfección o esterilización



UN PLUS DE HIGIENE: EMBALAJE COMPARTIMENTADO

En los accesorios desechables, el extremo del paciente permanece empaquetado higiénicamente hasta que se conecta al paciente.

Con los mismos estándares de calidad de Dräger

Aunque nuestros accesorios médicos desechables se fabrican para un solo uso, aplicamos los mismos estándares de calidad elevados empleados para los accesorios reutilizables.

- **Compatibilidad:** Los accesorios de monitorización desechables de Dräger se prueban con todos los monitores de paciente Infinity® de Dräger para comprobar que su funcionamiento sea preciso y fiable. De este modo, se garantiza una interacción óptima entre el dispositivo y el accesorio.
- **Eficiencia:** Nuestros accesorios médicos desechables se conectan al monitor de manera rápida y sencilla. Además, gracias a la codificación por colores resulta fácil seleccionar la talla de manguito de presión arterial adecuada para cada paciente. Estas características le permiten mejorar sus procesos de trabajo y facilitan la atención al paciente.
- **Biocompatibilidad:** Por supuesto, en nuestros accesorios de monitorización solo utilizamos materiales que sean inocuos tanto para los pacientes como para los usuarios.



Cable para ECG desechable

- El cable apantallado aumenta la calidad de la señal
- Su conector estándar funciona con todos los monitores Infinity de Dräger
- Su conector ergonómico de 6 clavijas impide que entre líquido al monitor o al pod MultiMed®



Embalaje compartimentado

Manguitos de tensiómetro desechables

- Su innovador conector previene la conexión incorrecta a otros tubos
- Diseñado para abrirse con una sola mano
- Con codificación por colores y un etiquetado claro para facilitar la selección del manguito adecuado para cada paciente



Embalaje compartimentado

Sensores de temperatura desechables

- El cable no trenzado en el extremo del paciente reduce el riesgo de hematomas
- Sus conexiones y bordes redondeados reducen el riesgo de lesiones
- Los marcadores de la sonda polivalente indican la profundidad de la inserción



Sensores de SpO₂ desechables

- Fáciles de usar
- Buena relación precio/rendimiento
- Compatibilidad con los monitores Infinity de Dräger probada y certificada



D-18788-2/10

Infinity y Multimed son marcas comerciales de Dräger.

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Cable para ECG desechable, caja de 20				N.º de pieza
3 cables	Conector de pin sencillo	IEC1	1 m	MP00875
3 cables	Conector de pin sencillo	IEC2	1 m	MP00877
5 cables	Conector de pin sencillo	IEC1	1,5 m	MP00879
5 cables	Conector de pin sencillo	IEC2	1,5 m	MP00881
6 latiguillos	Conector de pin sencillo	IEC1	1,5 m	MP03122
6 latiguillos	Conector de pin sencillo	IEC2	1,5 m	MP03123
4 latiguillos	Conector de pin sencillo	IEC1	1 m	MP03120
4 latiguillos	Conector de pin sencillo	IEC2	1 m	MP03121

Manguitos de tensiómetro desechables, caja de 10				N.º de pieza
XXS	Lactantes	8 – 13 / 13 cm		MP00924
XS	Niños	12 – 19 / 19 cm		MP00925
S	Adultos, talla pequeña	17 – 25 / 29 cm		MP00926
M	Adultos	23 – 33 / 33 cm		MP00928
M+	Adultos, talla grande	23 – 33 / 43 cm		MP00929
M++	Adultos, talla extragrande	23 – 33 / 53 cm		MP00930
L	Adultos altos	31 – 40 / 40 cm		MP00931
L+	Adultos altos, talla grande	31 – 40 / 55 cm		MP00932
XL	Muslo	38 – 50 / 50 cm		MP00934

Sensor de temperatura desechable, caja de 20				N.º de pieza
Sonda de temperatura polivalente	Adultos	1,6 m	MP00991	
Sonda de temperatura polivalente	Adultos	3 m	MP00992	
Sonda de temperatura polivalente	Niños	1,6 m	MP00993	
Sonda de temperatura polivalente	Niños	3 m	MP00994	
Sonda de temperatura cutánea	Adultos	1,6 m	MP00995	
Sonda de temperatura cutánea	Adultos	3 m	MP00996	
Sonda de temperatura cutánea	Niños/neonatos	1,6 m	MP00997	
Sonda de temperatura cutánea	Niños/neonatos	3 m	MP00998	

Sensores de SpO ₂ desechables, caja de 24				N.º de pieza
Vinilo	Adultos	MS16449		
Espuma	Adultos	MS16445		
Vinilo	Niños	MS16448		
Espuma	Niños	MS16444		
Tela	Lactantes	MS16447		
Tela	Neonatos	MS16446		

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

Fabricante:
Dräger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA

Localice a su representante de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



SEDE REGIONAL PANAMÁ
Dräger Panamá S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES ARGENTINA
Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax 8321

CHILE
Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA
Dräger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
COFEPRIS No.: XXXXXX

PANAMÁ
Dräger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ
Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +51 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com