

Dräger DrugTest 5000 Συσκευή ανίχνευσης ναρκωτικών

Χωρίς ανάγκη για αναρρόφηση, χωρίς σταγόνες, χωρίς καθυστέρηση: Με το Dräger DrugTest 5000 ο έλεγχος για ναρκωτικές ουσίες πραγματοποιείται με απλό και γρήγορο τρόπο. Η ανάλυση του δείγματος σιέλου εκτελείται άμεσα, για ακριβή αποτελέσματα επιτόπου.



Οφέλη

Τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με τη δειγματοληψία και την ανάλυση σε ένα σύστημα

Το σετ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Dräger DrugTest 5000 αποτελείται από το κιτ δοκιμής Dräger DrugTest 5000 Test Kit και τον αναλυτή Dräger DrugTest 5000 Analyzer. Είτε πρόκειται για διενέργεια τεστ στο σημείο περιθάλψης είτε για επιτόπια δοκιμή, αυτό το σύστημα παρέχει όλα όσα χρειάζεστε για τον αρχικό έλεγχο. Γνωρίζετε επιτόπου εάν κάποιο άτομο βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Έτοιμο για χρήση με το κιτ δοκιμής

Το κιτ δοκιμής Dräger DrugTest 5000 είναι έτοιμο για άμεση χρήση. Θέλετε να ελέγξετε ένα άτομο; Απλώς αφαιρέστε το κάλυμμα και δώστε του την κασέτα δοκιμής για να πραγματοποιήσει τη συλλογή δείγματος μόνο του.

Εύκολος και ασφαλής χειρισμός, ακόμα και υπό αντίξοες συνθήκες

Ακόμα και σε χαοτικές καταστάσεις, εσείς διατηρείτε τον έλεγχο του αναλυτή με μόνο τρία πλήκτρα. Ο χειρισμός πραγματοποιείται μέσω του μενού. Απλώς ακολουθήστε τις γραπτές οδηγίες.

Ανώδυνη συλλογή δείγματος σιέλου (στοματικού υγρού) που τηρεί τα πρότυπα υγιεινής

Το υποκείμενο του ελέγχου μετακινεί το πάνω μέρος του συλλέκτη μπρος-πίσω μεταξύ του μάγουλου και των ούλων του, έως ότου ο ενσωματωμένος δείκτης σηματοδοτήσει το τέλος της δειγματοληψίας με μπλε χρώμα. Αυτή η διαδικασία συνήθως διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό και ποτέ πάνω από τέσσερα λεπτά. Στη συνέχεια, το υποκείμενο του ελέγχου επιστρέφει την επικαλυμμένη κασέτα σε εσάς, διασφαλίζοντας έτσι ότι δεν έρχεστε σε επαφή με το δείγμα σιέλου.

Αυτόματη ανάλυση για γρήγορα αποτελέσματα

Η ανίχνευση τυχόν ναρκωτικών ουσιών ξεκινά αμέσως μετά τη δειγματοληψία σιέλου. Απλώς σύρετε την κασέτα δοκιμής και το φυσίγγιο στον Αναλυτή και η ανάλυση θα ξεκινήσει αυτόματα, δίνοντάς σας την ελευθερία να φροντίσετε περαιτέρω το υποκείμενο του ελέγχου. Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη εντός λίγων λεπτών.

Σαφή αποτελέσματα χωρίς περιθώριο παρερμηνείας

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται σε μορφή απλού κειμένου στην οθόνη της συσκευής. Ως εκ τούτου, η παρερμηνεία του είναι σχεδόν αδύνατη. Μπορείτε να προσθέσετε περαιτέρω λεπτομέρειες στα αποτελέσματα με το εξωτερικό πληκτρολόγιο, και να τα αποθηκεύσετε ή να τα εκτυπώσετε άμεσα με τον φορητό εκτυπωτή Dräger Mobile Printer (προαιρετικός εξοπλισμός).

Επιπρόσθετα οφέλη του κιτ δοκιμής Dräger DrugTest 5000:

- υψηλός βαθμός συμμόρφωσης με δείγματα αίματος και τα όρια ανίχνευσης που ισχύουν στη Γερμανία (επιβεβαίωση από επιτόπιο τεστ που πραγματοποίησε η γερμανική αστυνομία)

Οφέλη

- εξαιρετικά χαμηλό όριο ανίχνευσης για THC ως κύρια δραστική ουσία της κάνναβης
- εύκολο στο χρήση ακόμα και με γάντια προστασίας
- τροφοδοσία ρεύματος με 230 V ή 12 V με σύνδεση σε όχημα
- εύκολη μεταφορά, με βάρος 4,5 kg (διατίθεται προαιρετική τσάντα μεταφοράς ή σκληρή θήκη μεταφοράς)
- διαφορετικές επιλογές παραμετροποίησης (ανάλογα με το μοντέλο, υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλών ουσιών)
- χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες από 4 °C έως 40 °C
- φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία του χωρίς να προκαλείται φθορά σε θερμοκρασία έως και 30 °C

Αξιόπιστος έλεγχος φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών

Το σύστημα ανιχνεύει τις εξής οκτώ ουσίες / κατηγορίες ουσιών με προκαθορισμένα όρια ανίχνευσης (τιμή αποκοπής):

- Αμφεταμίνες
- Βενζοδιαζεπίνες
- Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC [κάνναβη])
- Κοκαΐνη
- Μεθαμφεταμίνες
- Οπιοειδή
- Μεθαδόνη
- Κεταμίνη

Dräger SSK 5000: Ανίχνευση ναρκωτικών σε επιφάνειες ή μέσα σε ουσίες

Θέλετε να μάθετε επιτόπου αν υπάρχουν ανιχνεύσιμες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στο τιμόνι ή αν το περιεχόμενο μιας ύποπτης τσάντας περιέχει ναρκωτικές ουσίες; Απαντήστε εύκολα σε αυτές τις ερωτήσεις, λαμβάνοντας δείγμα με τον δειγματολήπτη επιφανειών Dräger Surface Screening Kit (SSK 5000) και μεταφέροντας το δείγμα στο κιτ δοκιμής Dräger DrugTest 5000 Test Kit. Στη συνέχεια, αναλύστε το δείγμα με τον Αναλυτή Dräger DrugTest 5000 Analyzer.

Παρελκόμενα



ST-3451-2003

Συμπαγή πληκτρολόγια

- με διεπαφή PS2, διαστάσεις περίπου 28,2 x 13,2 x 2,4 cm.
- «QWERTZ» - γερμανική διάταξη, REF: 83 15 095
- «QWERTY» - αγγλική διάταξη, REF: 83 15 497
- «AZERTY» - γαλλική διάταξη, REF: 83 15 142



ST-8404-2006

Φορητός εκτυπωτής Dräger Mobile Printer BT

Ο φορητός εκτυπωτής Dräger εκτυπώνει άμεσα και επιτόπου τα αποτελέσματα των αλκοτέστ και των τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.



D-52.806-2012

Τσάντα μεταφοράς για το Dräger DrugTest 5000

Η βολική τσάντα για την εύκολη μεταφορά του συστήματος DrugTest 5000 παρέχει χώρο για όλα τα απαιτούμενα υλικά: Αναλυτής DrugTest 5000 Analyzer, φορητός εκτυπωτής, πληκτρολόγιο, κιτ δοκιμής και παρελκόμενα.



D-4337-2014

Σκληρή θήκη μεταφοράς

Για την ασφαλή μεταφορά και αποστολή του Dräger Drugtest 5000 π.χ. για περιοδική βαθμονόμηση. Παρέχει χώρο φύλαξης για χαρτί εκτύπωσης, επιστόμια, το πληκτρολόγιο και το καλώδιο τροφοδοσίας

Σχετικά προϊόντα



ST-13226-2007

Dräger DCD 5000

Απλή, γρήγορη και ασφαλής ανίχνευση ουσιών που προκαλούν μέθη και ναρκωτικών ουσιών: Το Dräger DCD 5000 δεν επιτρέπει μόνο την εύκολη συλλογή σιέλου (στοματικού υγρού), αλλά και την αποθήκευση και αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο για ανάλυση, χωρίς να αλλοιωθούν στην πορεία.



D-11938-2016

Dräger Alcotest® 6820

Το Dräger Alcotest® 6820 αποτελεί τη λογική συνέχεια του επιτυχημένου Alcotest® 6810. Το συμπαγές εργαλείο μέτρησης χειρός Alcotest τίθεται γρήγορα σε λειτουργία και μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Με ακόμα πιο σταθερό περιβλήμα και τον δοκιμασμένο αισθητήρα Dräger, το Alcotest® 6820 αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη για τη διεξαγωγή αλκοτέστ μέσω της αναπνοής.



ST-15093-2008

Dräger Alcotest® 7510

Η συμπαγής και στιβαρή συσκευή χειρός μέτρησης αλκοόλ στην αναπνοή είναι ειδικά σχεδιασμένη για απαιτητικές εφαρμογές ελέγχου. Ιδανική για χρήση από την αστυνομία, καθώς και στο εμπόριο και τη βιομηχανία, ως συσκευή ανίχνευσης αλκοόλ. Οι μετρήσεις του Alcotest® 7510 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές χώρες και αγορές ως αποδεικτικά στοιχεία.

Τεχνικά Δεδομένα

Τάση λειτουργίας	12 V άμεση τάση (μέσω της παρεχόμενης μονάδας τροφοδοσίας)
Είσοδος ισχύος	συνήθως 3 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	200 x 260 x 250 mm
Βάρος	4,5 kg
Εύρος λειτουργίας	Λειτουργία: 4°C έως 40°C Αποθήκευση/μεταφορά: -20 °C έως +60 °C σχετική υγρασία 5 έως 95 % (χωρίς συμπύκνωση)
Θύρες	οπτική για τον εκτυπωτή, PS/2, USB Slave
Διάρκεια μίας μέτρησης	ανάλογα με το κιτ δοκιμής (συνήθως < 9 λεπτά) προαιρετικά: Ανάλυση σε < 5 λεπτά αυξάνοντας την τιμή αποκοπής για το THC σε 25 ng/ml (μετά την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής)
Χωρητικότητα αποθήκευσης	500 καταγραφές ή μετρήσεις
Άδειες/Πρότυπα	Διαθέτει άδεια χρήσης ως ιατροτεχνολογικό προϊόν εντός της ΕΕ σύμφωνα με την Οδηγία 98/79/EK για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro (IVD). Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη ιατρική χρήση (μη-IVD) ή για σκοπούς επιθεώρησης (μόνο στις ΗΠΑ).

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιγραφή	IVD/ Μη-IVD	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός παραγγελίας
Αναλυτής συμπ. του τροφοδοτικού (83 15 675) και 12 V καλώδιο αυτοκινήτου	IVD	1 Αναλυτής	83 19 900
Αναλυτής συμπ. του τροφοδοτικού (83 15 675)	Μη-IVD	1 Αναλυτής	83 23 605
Κιτ δοκιμής για 8 ουσίες* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD, KET	IVD	20 τεμάχια	83 23 646
Κιτ δοκιμής για 7 ουσίες* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD	IVD	20 τεμάχια	83 23 156
COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD	Μη-IVD	20 τεμάχια	83 23 636
Κιτ δοκιμής για 6 ουσίες* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET	IVD	20 τεμάχια	83 19 830
COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET	Μη-IVD	20 τεμάχια	83 19 965
Κιτ δοκιμής για 5 ουσίες *COC, OPI, THC, AMP, MET	IVD	20 τεμάχια	83 23 439
COC, OPI, THC, AMP, MET	Μη-IVD	20 τεμάχια	83 21 350
Κιτ δοκιμής για εκπαιδευτικούς σκοπούς (6 κιτ δοκιμής το καθένα) Κιτ δοκιμής για εκπαιδευτικούς σκοπούς		6 τεμάχια	83 23 640

Πληροφορίες παραγγελίας

(3 x θετικά, 3 x αρνητικά)

Dräger SSK 5000	20 τεμάχια	83 20 490
Συμπαγές πληκτρολόγιο, γερμανική διάταξη πληκτρολογίου («QWERTZ»)	1 τεμάχιο	83 15 095
Συμπαγές πληκτρολόγιο, αγγλική διάταξη πληκτρολογίου («QWERTY»)	1 τεμάχιο	83 15 497
Συμπαγές πληκτρολόγιο, γαλλική διάταξη πληκτρολογίου («AZERTY»)	1 τεμάχιο	83 15 142
Συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα	1 τεμάχιο	AG 02 491
Φορητός εκτυπωτής Dräger Mobile Printer BT	1 τεμάχιο	83 19 310
Τσάντα μεταφοράς για τον Αναλυτή DrugTest 5000 και τα παραεκόμενα	1 τεμάχιο	83 22 675
Σκληρή θήκη μεταφοράς για τον Αναλυτή DrugTest 5000 Analyzer	1 τεμάχιο	83 25 333

*COC: Κοκαΐνη – *OPI: Οπισειδή – *BZO: Βενζοδιαζεπίνες – *THC: Κάνναβη – *AMP: Αμφεταμίνες – *MET: Μεθαμφεταμίνες – *MTD: Μεθαδόνη – *KET: Κεταμίνη

Σημειώσεις

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται. Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

GREECE
Dräger Hellas S.A.
150, Eι. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia
Tel: +30 21 0282 1809
Fax: +30 21 0282 1214
greece.safety@draeger.com

**Dräger - South East Europe
Regional Management**
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60 90 4809
Fax: +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
[www.draeger.com/
epikinonia](http://www.draeger.com/epikinonia)

