


ErgoStar® – Sistemas de Ventilación Dräger Consumibles y accesorios

Dräger apuesta por los modernos tratamientos en ventilación de gran calidad y seguridad en el cuidado y el tratamiento de los pacientes. El adaptador para catéter y los conectores para vía aérea ErgoStar® son sólo parte de la línea de productos para sistemas de ventilación de Dräger.



Ventajas

ErgoStar

Los consumibles Dräger se prueban y fabrican para satisfacer los más exigentes estándares de la tecnología médica y su funcionalidad es convincente. Las ventajas de ErgoStar son:

- Productos alma lisa que presentan una baja resistencia al flujo, mientras que la bobina externa reduce las dobleces y los bloqueos
- Producto ampliable que ofrece una solución ligera y flexible
- Conector giratorio doble que aumenta la facilidad de uso
- Tapa doble para mantener la PEEP durante la aspiración o la broncoscopia
- Cada adaptador de catéter y cada conector para vía aérea está equipado con una tapa de seguridad roja, de modo que el sistema está totalmente cerrado y protegido hasta justo antes de utilizarlos en el paciente
- Conector 22F/15M en el extremo del dispositivo como una solución de dos en uno
- Conectores estandarizados para la conexión segura a otros componentes
- Conexión Luer Lock para el muestreo de gas
- La comodidad de los desechables mejora el flujo de trabajo
- Diseño sin PVC de componentes de conducción de gases que reducen el riesgo de degradantes como DEHP

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES

	ErgoStar® CM 40	ErgoStar® CM 45	ErgoStar® CM 50	ErgoStar® CM 55	ErgoStar® CM 60	ErgoStar® AC 90	ErgoStar® AC 95
Longitud del tubo	10 cm	15 cm	10–16 cm	15 cm	10 cm	-	-
Volumen interno	26 ml	34 ml	25–44 ml	31 ml	16 ml	7 ml	8 ml
Resistencia	2,1 mbar a 60 l/min	2,1 mbar a 60 l/min	2,4 mbar a 60 l/min	0,9 mbar a 60 l/min	1,7 mbar a 30 l/min	2,1 mbar a 60 l/min	1,1 mbar a 60 l/min
Fugas	<50 ml/min a 60 mbar	<50 ml/min a 60 mbar	<50 ml/min a 60 mbar	<25 ml/min a 60 mbar	<50 ml/min a 60 mbar	<50 ml/min a 60 mbar	<25 ml/min a 60 mbar
Complianza	<1 ml/mbar a 60mbar	<1 ml/mbar a 60mbar	<1 ml/mbar a 60mbar	<1 ml/mbar a 60mbar	<1 ml/mbar a 60mbar	<1 ml/mbar a 60mbar	<1 ml/mbar a 60mbar
Conectores ISO	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 15M	22M/15F – 15M	22M/15F – 15M
Producto	Sin PVC Sin látex	Sin PVC Sin látex	Sin PVC Sin látex	Sin PVC Sin látex	Sin PVC Sin látex	Sin PVC Sin látex	Sin PVC Sin látex

Fabricado en sala limpia de acuerdo con EN ISO 14644-1:1999

Información para pedidos

	Packing unit (pcs.)	Referencia
ErgoStar® CM 40	50	MP01840
ErgoStar® CM 45	50	MP01845
ErgoStar® CM 50	50	MP01850
ErgoStar® CM 55	50	MP01855
ErgoStar® CM 60	50	MP01860
ErgoStar® AC 90	100	MP01890
ErgoStar® AC 95	100	MP01895

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com