

Infinity® Medical Cockpit® Gen III Hasta Monitörü

Gerçek zamanlı tedavi ve monitörizasyon verilerini, ağ ve web tabanlı klinik uygulamaları ve hasta bilgilerini hastane sistemlerinden bakım noktasına getirin. Medikal alarmlara müdahale edin ve hastanızın Dräger yaşamsal bulgu monitörünün parametre ayarlarını düzenleyin. Bakım protokollerinizi tamamlayan iş akışları geliştirin.

Alarm çubuğu

Ağa bağlı bir monitörizasyon veya tedavi cihazı alarm verdiğinde ışığı yanar. Tüm açılardan 360 derece görülebilen çubuk, hangi hastanın klinik müdahaleye ihtiyacı olduğunu kolayca tanımlamanızı sağlar.



Infinity® Medical Cockpit®

Medikal sınıf çözünürlük ve Intel® Haswell-ULT i5-4300U merkezi işlemci sunan bir TFT-LCD dokunmatik ekrandır. Model C700'ün ekranı 546 mm (21,5 inç), model C500'ün ekranı 439 mm'dir (17,3 inç).

Döner kontrol düğmesi

Ekranlar ve menüler arasında geçiş, görünüm seçme, verilere giriş ve ekran ayarlarını düzenlemeye yardımcı olur.

Avantajlar

Yatak başında verilere erişim ve işleme

Infinity Acute Care System'in yatak başı iş istasyonu olan Infinity Medical Cockpit, Infinity M540 monitörünün merkezi görüntülenmesini ve kontrolünü sağlar. Hastane ağları ve klinik sistemlere erişim sunar, eksiksiz bir hasta profili için gerçek zamanlı monitörizasyon değerleri ve dalga formları ile kayıtlı bilgileri gösterir. Veri yönetimi ve web tabanlı uygulamalarla hasta kayıtlarını birleştirin, çözümlerin, karar sürecini destekleyin.

Görüntü netliği

DICOM'a yakın kalitede tanı görüntülerine bakın. Medical Cockpit'in sağlam cam ekranı, geniş izleme açılarından görülebilir ve hastane dezenfektanlarının tekrarlı kullanımına bağlı renk bozulması olmaz.

Hasta konforu

Medical Cockpit'in ekranı, hastanın uyumasının beklendiği zamanlarda otomatik olarak kararacak şekilde programlanabilir.

Kolay çalıştırma

Infinity Medical Cockpit, Dräger monitörizasyon ve tedavi cihazlarının kullanıldığı bakım alanlarına kolayca dahil edilir. Kontrolleri ve yazılım menüleri aşına ve kolay kullanımlıdır. Sistemle ilave etkileşim için opsiyonel bir klavye ve fare bağlayabilirsiniz.

Hijyenik ve sessiz

Medical Cockpit'in merkezi işlemcisi ve elektronik bileşenleri, oda sıcaklığındaki havayla konveksiyon soğutmalıdır. Fansız olması nedeniyle Medical Cockpit, havada uçan kirlenici maddeleri yakındaki hastalara taşıyıp daha büyük bir enfeksiyon riski yaratan güçlü hava akımları üretmez. Ayrıca sessiz çalışır ve klinik alarmları, ekranda ve Medical Cockpit'in çerçevesine entegre edilmiş olan alarm çubuğu lambasıyla gösterir.

İlgili Ürünler



D-30735-2017

Infinity® Acute Care System

Infinity® Acute Care System ile klinik iş akışınızı dönüştürün. Çoklu parametre monitörü, ağa bağlı medikal iş istasyonu ile entegre olarak size gerçek zamanlı yaşamsal bulguları verir, kapsamlı bir yelpazede hasta bilgileri ve bakım noktasında güçlü analiz araçları için klinik hastane sistemleri ve veri yönetimi uygulamalarına erişim sunar.



D-42446-2015

TOFscan®

TOFscan®, nöromusküler aktarımın akselerometre yoluyla ölçülmesini sağlayan bir sinir uyarım modülüdür. Hastanın kas gevşemesinin ölçümünde kolay ve doğru bir yol sağlar. TOFscan®, hastanın nöromusküler blokaj durumu hakkında kanıtlara dayalı karar verme sürecini destekler.

Teknik Veriler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Konnektörler

Giriş/çıkış portları	– 3 RS232, yalıtımlı – 4 USB, arka panelde: 3 USB 2.0; 1 USB 3.0 – 3 USB, yan panellerde: 2 USB 2.0 (solda); 1 USB 3.0 (sağda) – 2 Ekran Portu – 2 LAN 10/100/1000 Mb/s, yalıtımlı
Sistem konnektörü	Sistem kablosu konnektörü (22 pimli)

Fiziksel Özellikler

Boyutlar (Y x G x D)	C500: 327 x 453 x 127 mm C700: 381 x 546 x 127 mm
Ağırlık (donanımsız)	C500: 6 kg C700: 7 kg
Soğutma (Isı Yönetimi)	Pasif
Kullanıcı arayüzü	Dokunmatik ekran, 5 kablolu dirençli analog, döner düğme ve/veya klavye ve fare ile
CPU	Intel® Haswell-ULT i5-4300U
Bellek	8 GB (standart), 16 GB (maksimum) 2 SO-DIMM DDR-3L
Donanım arayüzü	VESA 75/100; ZEUS® montaj delikleri

Ekran Özellikleri

Ekran çözünürlüğü (min.)	C500: 1920 x 1080 C700: 1920 x 1080 Medical Cockpit® (sadece) ikincil bir ekrana video çıkışını destekleyebilir. İkincil ekranın minimum ekran çözünürlüğü, bağlı olduğu C500 veya C700 Medical Cockpit® ile eşleşmelidir.
Renkler	C500: 16,7 milyon renk C700: 16,7 milyon renk
Kontrast oranı	C500: 600:1 (tipik) C700: 3000:1 (tipik)
Görüntüleme açısı (sağ/sol/yukarı/aşağı)	C500: 80/80/60/80° (tipik) C700: 89/89/89/89° (tipik)
Ekran çapraz boyutu/tipi	C500: 439.4 mm (17,3 inç) TFT geniş ekran arka aydınlatmalı LCD C700: 546.1 mm (21,5 inç) TFT geniş ekran arka aydınlatmalı LCD
Alarm çubuğu	Ön çıkıntıyla yerleştirilmiştir, 360 derece görüntü açısına sahiptir

Elektriksel Özellikler

Güç girişi	Aralık: 16 – 30 VDC Tipik: 24 VDC
Maksimum güç tüketimi	C500: < 100 Watt C700: < 100 Watt
Akım tüketimi	AÇIK modda: < 6 A KAPALI modda: 16 VDC'de <8 mA
Sigorta	7 A gecikmeli sigorta
Sıvı girişine karşı koruma	IP21 (IEC 60529:1991 + A1:2000 uyarınca)

ÇEVRESEL GEREKLİLİKLER

Sıcaklık

Çalışma	0 ila 40 °C
---------	-------------

Teknik Veriler

Depolama ve nakliye	- 20 ila 70 °C
Bağıl nem	
Çalışma	%5 ila 95 (yoğuşmasız)
Depolama ve nakliye	%5 ila 95 (yoğuşmasız)
Atmosfer basıncı	
Çalışma	465 ila 825 mmHg (620 ila 1100 kPa)
Depolama ve nakliye	375 ila 825 mmHg (500 ila 1100 kPa)
Şok	
Çalışma	15 g, yarım sinüs, 6 ms
Depolama ve nakliye	15 g, yarım sinüs, 6 ms
Titreşim	
Çalışma	1,60 g rms, 10-500 Hz
Depolama ve nakliye	1,60 g rms, 10-500 Hz

Dräger adı ve logosu, Infinity, Medical Cockpit ve Zeus, Dräger'in ticari markalarıdır.

TOFscan IDMED'in tescilli ticari markasıdır. Burada kullanılan diğer tescilli ticari markalar ve terimler, ilgili sahiplerinin fikri mülkiyetindedir.

TOFscan, Dräger için Fransa Marsilya merkezli IDMED tarafından üretilmektedir.

Notlar

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

Üretici firma:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Almanya

TÜRKİYE
Dräger Medikal Tic.
ve Servis A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz
Cad. No:75/A 109
34870 Kartal – İstanbul
Tel +90 216 469 05 55
Faks +90 216 469 05 60
info.turkiye@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim

