

LiteStar® Verbrauchsmaterial und Zubehör

Hoher Patientenkomfort während der Anästhesiebeatmung und verbesserte Handhabung: Die Tropfenform und das neue vertiefte Gehäuse der Anästhesie-Gesichtsmaske LiteStar unterstützen einen anatomischen Sitz mit effektiver Abdichtung und bieten einen einfacheren und bequemeren Griff der Maske.



Produktvorteile

LiteStar

Die Dräger Einweg-Anästhesiemaske LiteStar ist für den einmaligen Gebrauch in der Anästhesie bestimmt. Das neue Design mit einer Griffmulde unterstützt eine perfekte Kontrolle für den Arzt. Der transparente Maskenkörper ermöglicht eine kontinuierliche Beobachtung des Patientenzustandes.

Farbcodierung

Jede Maskengröße ist jeweils durch ein farbliches Etikett gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung unterstützt eine schnelle und einfache Identifikation bei der Kommissionierung und spart somit Zeit bei der täglichen Routine.

Zusätzliches Maskenzubehör

Die einfache Anwendung wird durch zusätzliches Maskenzubehör, wie einen Hakenring und Kopfbänder zur Fixierung, unterstützt. Zwei verschiedene Kopfbänder in kleiner und großer Ausführung bieten Patienten und Ärzten eine weiche und elastische Auflage und Halteposition.

Details



D-37691-2021

Griffmulde Seitenansicht




D-37702-2021

Griffmulde Frontansicht



D-44293-2021

Hakenring für LiteStar Maske



MT-9654-2006

Kopfband, weiches Gummi



MT-9658-2006

Kopfband, weicher Stoff

Bestellinformationen

LiteStar® Anästhesiemaske, einweg, ohne Hakenring – erhältlich in folgenden Größen:	Packungsgröße	Bestellnummer
Größe 1, Kleinkind klein	30 Stück	MP11001
Größe 2, Kleinkind groß	30 Stück	MP11002
Größe 3, Kind	30 Stück	MP11003
Größe 4, Erwachsener klein	30 Stück	MP11004
Größe 5, Erwachsener mittel	30 Stück	MP11005
Größe 6, Erwachsener groß	30 Stück	MP11006
Größe 7, Erwachsener sehr groß	30 Stück	MP11007
Hakenring für die LiteStar® Anästhesiemaske		
mit 22 mm ID Konnektor (Größe 3 – 7)	30 Stück	MP11008
Kopfband, weicher Stoff, einweg		
klein	1 Stück	MP01559
groß	1 Stück	MP01560
Kopfband, weiches Gummi, einweg		
klein	1 Stück	MP01561
groß	1 Stück	MP01562

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

